smith&nephew
ALGISITE® Ag
Apósito de Alginato con Plata

Ficha técnica

ALGISITE Ag, apósito de alginato de calcio con plata



No contiene látex

Características

- **Promueve un entorno húmedo** favorable para la curación de la lesión
- **Elevada capacidad de absorción**, incluso bajo compresión
- **La plata** impregnada en el apósito **elimina un amplio espectro de bacterias** presentes en la lesión
- **Reduce el dolor de forma significativa** en los cambios de apósito y minimiza la disrupción del tejido neoformado
- **Se adapta a los contornos de la herida**
- **Mínimos cambios de apósito**, puede permanecer colocado hasta 7 días, dependiendo de la naturaleza de la lesión y el nivel de exudado

Descripción
ALGISITE Ag es un apósito de tejido no tejido de fibras de alginato de calcio impregnado con plata.

Modo de acción
La impregnación de plata de ALGISITE Ag elimina un amplio espectro de bacterias que pueden estar presentes en la lesión.
El apósito forma una lámina gelificada al entrar en contacto con el exudado de la lesión, cuyo exceso es absorbido en este proceso. Cuando las fibras absorben el exudado de la lesión, los iones de sodio del exudado sustituyen a los iones de calcio del alginato, con lo que las fibras absorben el exudado formando un gel.

Indicaciones
ALGISITE Ag está indicado para su uso en lesiones con un nivel de exudado de moderado a alto. Se utiliza en la curación de lesiones como:

- Lesiones de espesor total y parcial
- Úlceras de pierna arteriales, venosas y diabéticas
- Úlceras por presión
- Lesiones post-operatorias
- Úlceras fungosas

Algisite Ag puede utilizarse en combinación con terapia de compresión para la curación de úlceras venosas de pierna, siempre bajo supervisión médica.

Algisite Ag puede utilizarse en lesiones infectadas o propensas a infectarse.

Instrucciones de uso

1. Limpiar / desbridar la lesión según el protocolo clínico local.
2. Comprobar que la piel circundante esté limpia, seca y libre de grasas, jabones o detergentes.
3. Valorar la lesión para seleccionar el apósito de tamaño y forma adecuado. Asegurar que queda como mínimo un borde de 5mm de apósito alrededor del borde de la lesión. No es necesario cortar el apósito al tamaño y forma de la lesión.
4. Aplicar el apósito ALGISITE Ag centralmente sobre la lesión. Para lesiones cavitadas introducir las cintas directamente en la cavidad, dejando aproximadamente un trozo de 2mm fuera de la cavidad.
5. Aplicar un apósito secundario adecuado sobre ALGISITE Ag para evitar la deshidratación de la lesión.

Léase detenidamente las instrucciones de uso contenidas en el envase antes de su aplicación.

Retirada del apósito

1. Retirar el apósito secundario.
2. Para retirar ALGISITE Ag, levantar los bordes del apósito y retirar primero la parte del apósito sin gel.
3. Para eliminar los restos de gel que hayan podido quedar en la lesión, irrigar con suero salino.

ALGISITE Ag, apósito de alginato de calcio con plata

Cambios de apósito
La frecuencia de cambio de ALGISITE Ag depende del tipo y condición de la lesión.
Generalmente, el apósito deberá cambiarse diariamente en heridas muy exudativas, reduciendo la frecuencia de cambio a medida que se reducen los niveles de exudado. El apósito puede permanecer colocado en la lesión hasta un máximo de 7 días,

Composición
Tejido no tejido de fibras de alginato cálcico y plata.

Características técnicas
Peso del apósito: $\geq$ 100 g/m^2
Absorción: $\geq$ 12 g/100cm^2 mín.
Dimensiones: Nominal $\pm$ 0,5
Características de dispersión: No se dispersa
Esterilización: Rayos gamma (según BS EN ISO 11137)

Caducidad
3 años

Almacenaje
Almacenar en un lugar seco y a temperatura inferior a 25ºC. Mantener alejado de la luz solar.

Clase CE
III, estéril

Fabricante
Smith & Nephew Medical Limited
P.O.Box 81 Hessle Road
Hull HU 2BN - United Kingdom

Presentación

Referencia	Descripción	Unidades / envase	Envases / embalaje	Unidad mínima de venta	Código EAN-13
66800111	ALGISITE Ag apósito 5 x 5 cm	10	10	10 unidades	5000223461508
66800112	ALGISITE Ag apósito 10 x 10 cm	10	5	10 unidades	5000223461539
66800113	ALGISITE Ag apósito 10 x 20 cm	5	5	5 unidades	5000223461560
66800114	ALGISITE Ag cinta 2 x 30 cm	5	4	5 unidades	5000223461591

Curación de Heridas
Smith & Nephew, S.A. Fructuós Gelabert, 2-4, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60
Fax. Atención cliente: 902 30 31 70

EducaciónAWM@smith-nephew.com
www.smith-nephew.com

° Marca registrada de Smith & Nephew

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	19997187	**Nombre producto**	**APÓSITO ESTÉRIL DE ALGINATO DE CALCIO - ALGISITE AG - ALGISITE M**				
Registro Sanitario	INVIMA 2020DM-0002493-R1	**Vencimiento**	2030/02/11	**Modalidad**	IMPORTAR Y VENDER	**Estado Registro**	Vigente
Observaciones	VIDA UTIL: ALGISITE M: 5 AÑOS; ALGISITE AG: 3 AÑOS EI REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS ALGISITE M 66000521 ALGISITE M DRESSING 15X20CM ALGISITE M 66000520 ALGISITE M DRESSING 10X10CM ALGISITE M 66000519 ALGISITE M 5X5CM CTN 10 ALGISITE M 66000522 ALGISITE M 2CM X 30CM ALGISITE AG 66800111 ALGISITE AG 5CM X 5CM DRESSING CTN 10 ALGISITE AG 66800114 ALGISITE AG 2G X 30CM RIBBON CTN 5 ALGISITE AG 66800113 ALGISITE AG 10CM X 20CM DRESSING CTN 5 ALGISITE AG 66800112 ALGISITE AG 10CM X 10CM DRESSING CTN 10						
Marcas	ALGISITE						

Datos de Interes

Vida Util	3 y 5 AÑOS	**Miembros Comprometidos**	PIEL
Usos	LOS APÓSITOS ESTÉRILES DE ALGINATO DE CALCIO CON O SIN PLATA, ALGISITE M Y AG ESTÁN INDICADOS PARA SU USO EN HERIDAS CON UN NIVEL DE EXUDADO MODERADO A ALTO.	**Riesgo**	III

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
EMPAQUE INDIVIDUAL

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	calle 64 G No. 90A-48 Bogotá D.C	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S.L LTDA	KM 1,5 VÍA SIBERIA - TENJO BG 6, 7, 8, 9 Y 10. TER LOGISTICOS DE COLOMBIA.	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	COTA	

ACONDICIONADOR	BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S.L. LTDA. - BOMI COLOMBIA	Vía Cota 150 metros Glorieta Siberia-Complejo CLIS Bodega 31	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	COTA	
FABRICANTE	SMITH & NEPHEW MEDICAL LTD.	101 HESSLE ROAD HULL HU3 2 BN ENGLAND	REINO UNIDO			
FABRICANTE	CHESTER MEDICAL SOLUTIONS	3-4 Apex Court, Wirral, Merseyside, United Kingdom, CH623RE	REINO UNIDO			
FABRICANTE	ASPEN SURGICAL PRODUCTS INC	6945 Southbelt Drive, SE, Calendonia, Michigan, 49316, USA.	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			
IMPORTADOR	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	Calle 100 No. 7 - 33 Piso 3 Torre 1	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	SMITH & NEPHEW MEDICAL LTD.	101 HESSLE ROAD HULL HU3 2 BN ENGLAND	REINO UNIDO			

Imprimir << Atras