SUPER ABSORBENT DRESSING

XTRASORB™



Nombre del Producto: XtraSorb Super Absorbente Dressing

Indicaciones: Estos apósitos están diseñados para ser utilizados en una variedad de enfermedades crónicas y heridas agudas, incluyendo:

- Las úlceras venosas de la pierna
- Las úlceras arteriales
- Las úlceras del pie diabético
- Las heridas post-operatorias
- Las heridas traumáticas
- Los sitios donantes

Su capacidad de absorber y retener humedad disminuye el tiempo entre la preparación del lecho de la herida y reduce el riesgo de maceración y la exposición a los componentes dañinos en la heridas.

Características del Producto:

Es un híbrido súper absorbente a base de polímeros de un hidrogel e hidrocoloide, la capa de contacto con la herida es de polietileno, el centro del núcleo es de celulosa.

La adición de sodio Carboximetilcelulosa es un ingrediente clave en hidrocoloides tradicional y el componente base en hidrofibra, junto con nuestra fórmula patentada de gel de SAP, ayuda a la función de uso del producto.

Esterilización: ETO

Presentación Comercial: XTRASORB apósitos ™ vienen en las siguientes presentaciones comerciales.

Referencia 89544	10,2 x 12.7	10 apósitos / estuche; 10 estuches /cajas
Peso: 8.0-10.0g		
Referencia 89545	15,2 x 22,9	10 apósitos / estuche; 10 estuches /cajas
Peso: 18.0-23.0g		

Instrucciones de Uso:

1.- Antes de la aplicación, limpie la superficie con una apropiada Solución limpiadora o agua salina estéril, y seque debidamente.

2.- Elegir el núcleo central absorbente y colocarla de los bordes de la herida aproximadamente 2 cm

3.- Aplicar a la herida el lado no adherente del apósito.

4.- Asegure el vendaje por completo y cubra con un material adecuado, como una película adhesiva, cinta elástica o vendaje secundario de acuerdo al tipo de piel y localización de la herida.

Remoción del apósito

- La frecuencia estará determinada por el nivel de exudado
- Regla Mnemotécnica – cambie el apósito XTRASORB cuando su grosor sea mayor a 2 cm (¾ in)
- Si se dejase el apósito sería demasiado pesado para el paciente
- Si su grosor es mucho mayor se incrementa la posibilidad del que el gel escape por los lados del apósito (el gel no es tóxico, es similar al hidrogel amorfo, pero dará más trabajo en la limpieza)
- Al ser no adhesivo se separa fácilmente de la herida
- Limpie el lecho de la herida antes de aplicar un apósito nuevo

Advertencias:

Cinta adhesiva médica no debe ser utilizada para cubrir .

Contraindicaciones:

No están descritas

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20043906	**Nombre producto**	**XTRASORB SUPER ABSORBENT DRESSING**				
Registro Sanitario	INVIMA 2022DM-0008890-R1	**Vencimiento**	2032/12/02	**Modalidad**	IMPORTAR Y VENDER	**Estado Registro**	Vigente
Observaciones							
Marcas	XTRASORB						

Datos de Interes

Vida Util	3 AÑOS	**Miembros Comprometidos**	TEJIDOS BLANDOS
Usos	ULCERAS DE PIE DIABETICO, ULCERAS VENOSAS, ULCERAS DE PRESION EN ESTADIOS II-IV, QUEMADURASDE GRADO I Y II, SITIOS DONANTES, HERIDAS POR TRAUMA, HERIDAS POST-QUIRURGICAS	**Riesgo**	IIb

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
89544: 4" X4" 10 APOSITOS/ESTUCHE; 10 ESTUCHE/CAJA
89545: 4" X5" 10 APOSITOS/ESTUCHE; 10 ESTUCHE/CAJA
89569: 6" X9" 10 APOSITOS/ESTUCHE; 50 ESTUCHE/CAJA
89544: 4" X4" 1 sobre x 1 apósito
89545: 4’’x 5’’ 1 sobre x 1 apósito
89569: 6’’x 9’’ 1 sobre x 1 apósito
89544: Muestra sin valor comercial de 4" X4" 1 sobre x 1 apósito
89545: Muestra sin valor comercial de 4’’x 5’’ 1 sobre x 1 apósito
89569: Muestra sin valor comercial de 6’’x 9’’ 1 sobre x 1 apósito

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	REYNA ROMERO & CIA S. EN C.	Transversal 23 No. 93-23	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	H&C LOGISTIC SERVICES S.A.S	AVENIDA TRONCAL DE OCCIDENTE NO. 20-	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	

		85 LOTE 27 MANZANA 3 ZONA FRANCA DE OCCIDENTE, MOSQUERA CUNDINAMARCA COLOMBIA				
ACONDICIONADOR	ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO SAS	AVENIDA LA ESPERANZA 96-10 BODEGA 2	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	DHL GLOBAL FORWARDING S.A.S	PARQUE INDUSTRIAL SAN CARLOS II BODEGA 10	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	FUNZA	
ACONDICIONADOR	SEFARCOL PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.-SEFARCOL S.A	KM 2.5 VÍA BOGOTÁ-FUNZA TRONCAL OCCIDENTE PARQUE INDUSTRIAL SAN CARLOS II BODEGA 10	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	FUNZA	
FABRICANTE	DERMA SCIENCES INC	104 SHORTING ROAD	CANADA			
IMPORTADOR	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	Transversal 23 No. 93-23	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
IMPORTADOR	MEGALABS COLOMBIA S.A.S	Cra. 98 No. 25G-10 Bod. 13-14. Centro	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	regulatorios@megalabs.com.co

		Empresarial El Dorado				
IMPORTADOR	UCIPHARMA S.A	TRAV 23 No 93 - 21	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	qfa@quimicosfarmaceuticosabogados.com
TITULAR REGISTRO SANITARIO	MEGALABS USA, LLC	4918-SW 74 TH COURT, MIAMI,FLORIDA, 33155, U.S.A..	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			registros@quimicosfarmaceuticosabogados.com

Imprimir << Atras