Ficha Técnica

ALLEVYN◇ ADHESIVE, apósito hidrocelular trilaminar adhesivo.



Características

- **No se adhiere al lecho de la lesión.**
- **Elevada capacidad de absorción:** gracias a su capa central hidrocelular.
- **Promueve la cicatrización de la lesión.**
- **Comformable,** fácilmente adaptable a cualquier zona del cuerpo.
- **Minimiza el riesgo de maceración de la piel.**
- **Suave y anatómico,** gran confort para el paciente.
- **Adhesivo de alta tolerancia cutánea.**
- **Bordes sellados y forma redondeada:** protege frente a fugas de exudado y proporciona mayor adaptabilidad.
- **Película exterior impermeable**: actúa como barrera bacteriana previniendo la contaminación de la lesión.
- **Mínimos cambios de apósito,** puede permanecer en la lesión hasta 7 días según criterio clínico.
- **Fácil de aplicar y retirar.**

Descripción
Apósito con estructura trilaminar compuesto por una capa adhesiva en contacto con la herida, otra central hidrocelular suave y altamente absorbente y una externa permeable al vapor de agua que actúa de barrera bacteriana e impermeable, ofrece una barrera física contra líquidos, partículas y contaminantes microbianos.

Modo de acción
ALLEVYN◇ ADHESIVE absorbe el exceso de exudado al mismo tiempo que mantiene un entorno húmedo adecuado para facilitar el proceso de cicatrización.
La elevada capacidad de absorción se debe a la capa central formada por hidrocélulas de poliuretano, y gracias a las partículas de polietilenglicol que contiene, se consigue una rápida absorción inicial.
El exudado se absorbe primero por capilaridad y posteriormente por osmosis pasando el fluido desde los espacios intercelulares hacia el interior de las hidrocélulas. La película exterior es un film impermeable que actúa como barrera bacteriana y a fluidos por lo que previene la lesión de posibles contaminaciones.
ALLEVYN ADHESIVE está especialmente diseñado para su utilización en lesiones que por su ubicación requieran un apósito adhesivo. El adhesivo se adhiere a la piel sana pero no al lecho de la lesión y ha demostrado ser de bajo riesgo ante la irritación cutánea.

Indicaciones
Cicatrización de heridas por segunda intención crónicas o agudas con niveles de exudado de moderado a alto: úlceras por presión, úlceras de pierna, heridas infectadas con tratamiento antimicrobiano según protocolo local, úlceras de pie diabético, heridas malignas, heridas quirúrgicas, quemaduras de primer y segundo grado, zonas donantes, úlceras fúngicas.

Instrucciones de uso
1. Limpiar la lesión según los procedimientos habituales.
2. Seleccionar el tamaño del apósito adecuado.
3. Preparar y limpiar la piel periulceral secando cualquier exceso de humedad. Para asegurar el contacto con la úlcera, deberá recortarse el exceso de vello alrededor de la misma, si fuera necesario.
4. Retirar el papel protector del apósito ALLEVYN ADHESIVE.
5. Colocar el apósito sobre el centro de la herida, situando la cara de color blanco en contacto con la herida y la rosa en el exterior. Alisarlo encima de la lesión y retirar el papel protector restante.
6.ALLEVYN Adhesive puede cortarse, especialmente para la curación de lesiones en rodillas, codos y otras zonas.

Composición
Película exterior: Film de poliuretano.
Capa central: Capa hidrocelular de poliuretano y polietilenglicol (PEG).
Capa de contacto: Capa de poliuretano microperforada.
Masa adhesiva: Acrílica.

Especificaciones técnicas
Capacidad total de absorción: mín. 35 g/cm2.
Extensibilidad: máx. 1,9 N/cm.
Capacidad de absorción: mín. 30 g/cm2. Permeabilidad: mín. 80 g/cm2.
Permeabilidad al vapor de agua: 1000 – 3500 g/m2 24 horas.

ALLEVYN◇ ADHESIVE, apósito hidrocelular trilaminar adhesivo.

Tamaño apósito	Superficie activa absorbente capa hidrocelular
7,5 x 7,5 cm (56,3	5 x 5 cm (25,0 cm^2)
12,5 x 12,5 cm (156,3	10 x 10 cm (100,0 cm^2)
17,5 x 17,5 cm (306,3	15 x 15 cm (225,0 cm^2)
22,5 x 22,5 cm (506,3	20 x 20 cm (400,0 cm^2)

Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades / Envase	Unidad mínima de venta
66000043	ALLEVYN ADHESIVE 7.5 cm x 7.5 cm	10	10
66000044	ALLEVYN ADHESIVE 12.5 cm x 12.5 cm	10	10
66000045	ALLEVYN ADHESIVE 17,5 cm x 17,5 cm	10	10
66000046	ALLEVYN ADHESIVE 22.5 cm x 22.5 cm	10	10

Re. San.: INVIMA 2012DM-001719-R2

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 **CE n°** CE 00356 **Clase CE** III, estéril **Smith & Nephew, S.A.U** ISO 9001:2008	LATEX FREE	STERILE R	24 meses 25°C	Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN England. **Distribuidor** Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

LATEX FREE — No contiene látex

STERILE R — Producto esterilizado por irradiación

Caducidad

No reutilizar

Manténgase en lugar seco

Temperatura de almacenamiento

No exponer el producto a la radiación solar

No utilizar si el envase está abierto o dañado

Fabricante

Smith&Nephew Colombia SAS
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá
Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

◇Marca registrada Smith&Nephew

[<< Atras]

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20062400	Nombre producto	APÓSITO ABSORBENTE ANTIMICROBIANO ALLEVYN TM AG APÓSITO ABSORBENTE ANTIMICROBIANO				
Registro Sanitario	INVIMA 2024DM-0010162-R1	Vencimiento	2034/04/18	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	BAJO ESTE REGISTRO (2013055487) SE AMPARAN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: FAMILIA CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA DESCRIPCIÓN 66800072 7.5CM X 7.5CM 66800073 7.5CM X 7.5CM 66800074 10CM X 10CM 66800075 10CM X 10CM ALLEVYN AG ADHESIVE 66800076 12.5CM X 12.5CM 66800078 12.5CM X 12.5CM 66800081 17.5CM X 17.5CM 66800080 17.5CM X 17.5CM 66800092 SMALL SACRUM 66800094 SMALL SACRUM ALLEVYN AG SACRUM 66800095 LARGE SACRUM 66800097 LARGE SACRUM 66800460 7.5CM X 7.5CM 66800461 10CM X 10CM ALLEVYN AG GENTLE BORDER 66800462 12.5CM X 12.5CM 66800463 17.5CM X 17.5CM 66800082 5CM X 5CM 66800083 5CM X 5CM 66800084 10CM X 10CM ALLEVYN AG NO ADHESIVE 66800086 10CM X 10CM 66800087 15CM X 15CM 66800089 15CM X 15CM 66800091 20CM X 20CM ALLEVYN AG HEEL 66800098 HEEL DRESSING					
Marcas	ALLEVYN ® - SMITH & NEPHEW ®						

Datos de Interes

Vida Util	2 AÑOS	Miembros Comprometidos	TEGUMENTARIO
Usos	ALLEVYN AG ES UN APÓSITO ABSORBENTE ANTIMICROBIANO PARA EL TRATAMIENTO, POR SEGUNDA INTENCIÓN DE CRÓNICA Y AGUDA DE ESPESOR TOTAL, PARCIAL O GRANULADAS POCO PROFUNDAS Y EXUDATIVAS COMO: ÚLCERAS POR PRESIÓN, ÚLCERAS VENOSAS, ÚLCERAS DIABÉTICAS, QUEMADURAS, ZONAS DONANTES, HERIDAS FUNGIFORMES/MALIGNAS Y HERIDAS QUIRÚRGICAMENTE DEHISCENTES. ALLEVYN AG PUEDE UTILIZARSE EN HERIDAS INFECTADAS. INFECTADAS. CUANDO EL PRODUCTO SE UTILICE EN HERIDAS INFECTADAS, LAS HERIDAS DEBEN TRATADAS SEGÚN EL PROTOCOLO LOCAL	Riesgo	III

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
Presentación individual - Caja x 10 unidades - Caja x 5 unidades - Muestra gratis

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	Calle 64G No. 90A-48	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S.L LTDA	KILOMETRO 1,5 VÍA SIBERIA - TENJO BODEGA 6, 7, 8, 9 Y 10. TERMINAL LOGISTICO DE COLOMBIA - COTA CUNDINAMARCA	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	COTA	
FABRICANTE	SMITH & NEPHEW MEDICAL (SUZHOU) LIMITED	No. 12, Wuxiang Road, Comprehensive Free Zone, West Zone, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu Province, 215021, China	CHINA			
FABRICANTE	SMITH & NEPHEW MEDICAL LIMITED	101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN, Reino Unido-Inglaterra	REINO UNIDO			
IMPORTADOR	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	Calle 100 No. 7 - 33 Piso 3 Torre 1	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	Calle 100 No. 7-33 Torre 1 Piso 3	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	regulatorio@ycastrolegal.com

[Imprimir] [<< Atras]