	FICHA TÉCNICA	Fecha de actualización: 06/08/20
Global Healthcare	**Máscara de Oxigeno con Reservorio** (de No de Reinhalación)	**Technical Specifications Especificaciones Técnicas**

MARCA: Global Healthcare.

DESCRIPCIÓN: Sistema de oxigenoterapia de Bajo Flujo que permite la administración de oxígeno en altas concentraciones. La entrega de la fracción inspirada de oxígeno es aproximada pues es dependiente de la frecuencia respiratoria, volumen corriente, patrón respiratorio del paciente. La tasa de flujo recomendada está por encima de 10 LPM y con esto puede llegar a FIO2 entre el 70% y 90%.
El dispositivo esta conformado por una máscara transparente con una bolsa de reservorio de 750 cc, con válvulas unidireccionales de baja resistencia entre la bolsa y la máscara y entre la máscara y el medio ambiente y una manguera de 2,1 metros con diseño anti-oclusión. la máscara tiene forma anatómica de fácil adaptación al paciente con pinza nasal y elásticos ajustables con puntas protegidas.

COMPOSICIÓN:

Mascarilla Facial Alargada	100% vinilo suave transparente extra suave	
Banda elástica, clip metálico	Elastone, Aluminio.	50 cm., 6 cm.
Válvula de control	PVC grado médico, unidireccional, baja densidad	4 cm.
Tubo o manguera	PVC liso transparente 4mm diámetro int.	2.1 m.
Bolsa reservorio	Plástico grado médico	750 ml.

PRESENTACIONES COMERCIALES: Por unidad en bolsa de plástico transparente, sellada. 50 unidades/caja de cartón corrugado.

Ítem	Descripción	Empaque	Códigos de Barras	N° de Registro Invima
63-414	Mascarilla de Oxigeno /tubo y reservorio (De No Reinhalación Adulto)	50und/caja	Unidad:872237005451 Corrugado: 40872237005459	2017DM-0001253 R1 Vigente hasta 18 Sep 2027. Riesgo: IIA
63-411	Mascarilla para Oxigeno Pediátrica alargada con reservorio.	50und/caja	Unidad:872237006472 Corrugado: 40872237006470	

TIPO DE CONSERVACIÓN: Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad.

TIPO DE TRATAMIENTO: La máscara de no Reinhalación que tiene un sistema tiene una válvula unidireccional entre la máscara y la bolsa que se abre en la inspiración y se cierra en la espiración. Además, existen válvulas de una vía en los lados de la máscara que se abren en la espiración y se cierran en la inspiración asegurando que el paciente tome el aire solo de la bolsa dando una fracción inspirada de oxígeno entre el 70 y 90% dependiendo de las condiciones del paciente (patrón respiratorio, frecuencia respiratoria, volumen corriente) dependiendo del patrón ventilatorio del paciente, se debe usar entre 10 LPM y 15 LPM. Las concentraciones suministradas de oxígeno (FiO_2) dependen siempre de que la mascarilla esté bien adaptada a la cara del paciente, y el flujo de oxígeno sea al menos igual al volumen/minuto de la ventilación.

INSTRUCCIONES DE USO: 1.- Conecte la mascarilla a la fuente de oxigeno 2.- Explique al paciente y sitúe la mascarilla sobre la nariz, la boca y el mentón del paciente. 3.- Pase la cinta elástica por detrás de la cabeza del paciente y tire de sus extremos hasta que la mascarilla quede bien ajustada en la cara. 4.- Presione el clip nasal para ajustarlo al contorno de la nariz del paciente. Con ello se evitan fugas de oxígeno hacia los ojos y hacia las mejillas. 5.- Seleccione el flujo de oxígeno entre 10 y 12 L/min.

CUIDADOS POSTERIORES: Controle regularmente que la mascarilla está en la posición correcta. Compruebe que la cinta no irrita el cuero cabelludo ni los pabellones auriculares. Vigile que no haya fugas de oxígeno por fuera de la mascarilla (especialmente hacia los ojos). Valore las mucosas nasal y labial. Verificar que el flujo de oxígeno este por encima de10 LPM para evitar probabilidad de Reinhalación de CO2, así como la adecuada posición de las válvulas y la máscara.

INDICACIONES. El uso adecuado del equipo evita riesgos de hiperhidratación. Al seleccionar un flujo de Oxígeno es importante considerar las reservas disponibles en relación con el tiempo de traslado. Por ejemplo: Si disponemos de un tubo de Oxigeno de 0,5 m^3 que contiene 500 litros de oxígeno y graduamos el flujo a 15 l/minuto, consumiremos la carga en 33 minutos.

VIDA ÚTIL: 5 Años.

OBSERVACIONES: Descartar luego de usar, **No usar** si el paquete está abierto o dañado (producto desechable).



MÁSCARA CON RESERVORIO

Si requiere de información adicional, puede contactarnos en:
Colombia: ghc-colombia@ghc-colombia.com
Chile: infochile@globalhealthcare.net
Sitio web: www.globalhealthcare.net

[<< Atras]

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	19986715	**Nombre producto**	**SISTEMA PARA OXIGENOTERAPIA GLOBAL HEALTHCARE**				
Registro Sanitario	INVIMA 2017DM-0001253-R1	**Vencimiento**	2027/09/18	**Modalidad**	IMPORTAR Y VENDER	**Estado Registro**	Vigente
Observaciones	SE ADICIONA PRESENTACIÓN BAJO EL RADICADO NO. 2014019852 ADICIONAR PRESENTACIÓN COMERCIAL: HACIENDO PARTE DE LOS KIT CIRCUITO DE ANESTESIA O VENTILACIÓN. COMPONENTES DEL KIT CIRCUITO DE ANESTESIA: CIRCUITO DE ANESTESIA (ADULTO O PEDIÁTRICO) -RS. 2007DM-0001253 MASCARILLA PARA ANESTESIA (VARIOS TAMAÑOS) -RS. 2007DM-0001253 FILTRO ANTIBACTERIAL -RS. 2007DM-0001253 FILTRO ANTIBACTERIAL (HMEF) VARIOS TAMAÑOS -RS. 2007DM-0001253 COMPONENTES DEL KIT CIRCUITO DE VENTILACIÓN: CIRCUITO DE VENTILACIÓN (ADULTO O PEDIÁTRICO) -RS. 2007DM-0001253 FILTRO ANTIBACTERIAL -RS. 2007DM-0001253 FILTRO ANTIBACTERIAL (HMEF) VARIOS TAMAÑOS -RS. 2007DM-0001253 LOS KIT PODRAN CONTENER TODOS O ALGUNOS DE LOS DISPOSITIVOS RELACIONADOS. 63-615 CIRCUITO DE VENTILACION ADULTO ALMA LISA-GHC 63-665 CIRCUITO DE VENTILACION PEDIATRICO ALMA LISA-GHC 63-710 CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO-GHC 63-725 CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO ALMA LISA-GHC 63-760A CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO-GHC 63-765 CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO ALMA LISA-GHC 63-792 CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO COAXIAL BALON 2LT-GHC 63-430A MASCARA PARA ANESTESIA NO. 0-GHC 63-431A MASCARA PARA ANESTESIA NO. 1-GHC 63-432A MASCARA PARA ANESTESIA NO. 2-GHC 63-433A MASCARA PARA ANESTESIA NO. 3-GHC 63-434A MASCARA PARA ANESTESIA NO. 4-GHC 63-435A MASCARA PARA ANESTESIA NO. 5-GHC 63-804 FILTRO ANTIBACTERIAL HMEF ADULTO MICROWELL-GHC 63-805 FILTRO ANTIBACTERIAL HMEF PEDIATRICO MICROWELL-GHC 63-807 FILTRO ANTIBACTERIAL HMEF NEONATO MICROWELL-GHC 63-610 CIRCUITO DE VENTILACION ADULTO-GHC 63-660 CIRCUITO DE VENTILACION PEDIATRICO-GHC 63-804B FILTRO ANTIBACTERIAL-GHC 63-406 MASCARA PARA OXIGENO PEDIATRICA-GHC 63-409 MASCARA PARA OXIGENO ADULTO-GHC 63-411 MASCARA DE NO REINHALACION PEDIATRICA-GHC 63-414 MASCARA DE NO REINHALACION ADULTO-GHC 63-443 CANULA NASAL PEDIATRICA-GHC 63-445 CANULA NASAL ADULTO-GHC 63-447 CANULA NASAL NEONATO-GHC 63-420 KIT VENTURI ADULTO CON 6 DISYUNTORES-GHC 63-421 KIT VENTURI PEDIATRICO CON 6 DISYUNTORES-GHC 63-503 CONECTOR UNIVERSAL NIPLE-GHC					
Marcas	GLOBAL HEALTHCARE						

Datos de Interes

Vida Util	5	**Miembros Comprometidos**	VIAS RESPIRATORIAS ALTAS
Usos	ADMINISTRACION DE OXIGENO Y FARMACOS DIRECTAMENTE A LOS PULMONES.	**Riesgo**	IIa

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
MASCARILLA PARA OXIGENO, PEDIATRICA, MEDIANA, ADULTO, EMPAQUE UNITARIO, 50 UNIDADES POR CAJA;
MASCARILLA PARA OXIGENO, PEDIATRICA ALARGADA, ADULTO ALARGADA, EMPAQUE UNITARIO, 50 UNIDADES POR CAJA;
MASCARILLA PARA OXIGENO CON RESERVORIO, EMPAQUE UNITARIO, 50 UNIDADES POR CAJA;
MASCARILLA PARA ANESTESIA PEDIATRICA, MEDIANA, ADULTO, EMPAQUE UNITARIO, CAJA POR 50 UNIDADES;
KIT VENTURI PEDIATRICO, ADULTO (MASCARILLA, TUBO CORRUGADO 15 cm, SEIS DISYUNTORES CON CODIGO DE COLOR C/U, ADAPTADOR Y MANGUERA PARA OXIGENO 2.1m), EMPAQUE UNITARIO, 50 SETS POR CAJA;

CANULA NASAL PEDIATRICA, ADULTO, EMPAQUE UNITARIO, CAJA POR 50 UNIDADES;
FILTRO ANTIBACTERIAL (FILTRO, ADAPTADOR, TUBO CORRUGADO 15cm) EMPAQUE UNITARIO, CAJA POR 50 SET;
CIRCUITO DE VENTILACION (CENECTOR EN Y, TUBO CORRUGADO DE 45, 60 Y 90 cm, CINCO CONECTORES, SUJETADOR DE TUBOS DOS TRAMPAS DE AGUA) EMAPQUE UNITARIO, 10 CIRCUITOS POR CAJA;)
TUBO PARA OXIGENO CON CONECTOR UNIVERSAL 2.1 m, EMPAQUE UNITARIO, 50 UNIDADES POR CAJA;
TUBO PARA OXIGENO CON CONECTOR ESTANDARD 4.2 m, EMPAQUE UNITARIO, 50 UNIDADES POR CAJA.
CIRCUITO DE VENTILACIÓN ADULTO, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, CAJA POR 10 Ó 20 UNIDADES, CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO, PEDIÁTRICO EMPAQUE INDIVIDUAL, CAJA POR 10 Ó 20 UNIDADES
FILTRO ANTIBACTERIAL (HMEF) NEONATO, PEDIÁTRICO Y ADULTO EMPAQUE UNITARIO, CAJA POR 25 Y 50 UNIDADES; CONECTOR UNIVERSAL NIPLE, 50 UNIDADES EN BOLSA, 10 BOLSAS POR CAJA.
MASCARILLA PARA ANESTESIA EMPAQUE UNITARIO, CAJA X 40,30,20 Y 10 UNIDADES.

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	COMPAÑIA DE LOGISTICA GLOBAL S.A.S.	CARRERA 6 NO 45 - 21	COLOMBIA	VALLE	CALI	
FABRICANTE	SHAOXING UNDIS MEDICAL TECHNOLOGY CO, LTD.	CHINA	CHINA			
FABRICANTE	ZHEJIANG HAISHENG MEDICAL DEVICE CO., LTD	No. 8, Camino Zhenyuan, Distrito Yuecheng, CiudadShaoxing, Provincia Zhejiang	CHINA			
FABRICANTE	NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	CHINA	CHINA			
FABRICANTE	NINGBO RUNMAI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	777 Binhai 4th Road HangzhouBay NewZone 315336 Ningbo, Zhejiang, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.	CHINA			
FABRICANTE	GHC HEALTHCARE, INC	11350 OLD ROSWELL, ALPHARETTA.	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			
FABRICANTE	GREAT GROUP MEDICAL CO., LTD.	TAIWAN	TAIWAN			
FABRICANTE	BESMED HEALTH BUSINESS CORP	TAIWAN	TAIWAN			
IMPORTADOR	GHC HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	CARRERA 100 No. 5-169 OF 701/ 702B	COLOMBIA	VALLE	CALI	directortecnico@ghc-colombia.com
TITULAR REGISTRO SANITARIO	GHC HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	CARRERA 100 No. 5-169 OF 701/ 702B	COLOMBIA	VALLE	CALI	directortecnico@ghc-colombia.com

Imprimir << Atras