# Catéter (sonda) succión N°16 de 40 cms



**País de procedencia:** Colombia

**Unidad de venta:** Unidad

**Código Imcolmedica:** 01006026-02

**Referencia:** 18275-587

## Uso:

- Servicios hospitalarios
- Clínicas
- Hospitales
- Centros médicos
- Salas de cirugía

## Características:

- N°16
- 40 cm de longitud
- Sonda transparente
- Válvula verde con control manual tipo (Aero-flow), que permite succión intermitente como mínimo riesgo de contaminación.
- Extremo inferior abierto con dos orificios de forma alterna, de tamaños adecuados y ubicados de manera opuesta para evitar la obstrucción del catéter.
- Plástico PVC (policloruro de vinilo)
- Grado médico
- Libre de látex
- Biocompatible
- Antiadherente
- Estéril
- Apirógeno
- Desechable - único uso
- Empaque primario: papel grado médico, por un lado, y por el otro plástico (polietileno)
- Empaque secundario: bolsa plástica

## Aplicación:

- Producto para practicar lavados gástricos, succión y drenaje de líquidos o fluidos gástricos y pulmonares.

## Instrucciones de uso:

- Validar integridad, funcionalidad y esterilidad del paquete sonda de succión.
- Realizar el procedimiento según sea el caso del paciente.
- Practicar lavados gástricos, succión y drenaje de líquidos o fluidos gástricos y pulmonares.



www.imcolmedica.com.co - mercadeo@imcolmedica.com.co - PBX Call Center: (601) 2871811
Cel. 317 371 1789 Calle 36 N° 15 - 42 - Bogotá – Colombia

Importado y comercializado por:
IMCOLMEDICA S.A.
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS

# Catéter (sonda) succión N°16 de 40 cms

- Introducir vía oral o a través de fosas nasales, para aspirar secreciones de boca, nariz y traqueo-bronquiales en el paciente.
- Conectar al equipo de succión.
- Iniciar la succión y controlar el flujo manualmente.
- Posterior al uso, desechar de manera correcta según corresponda.

## Precauciones y restricciones:

- No utilizar si el empaque se encuentra abierto, roto o vencido.
- Desechar el producto una vez usado.
- Un solo uso.
- Manipular y utilizar por personal calificado.
- Desechar después de único uso siguiendo la normativa.
- Considerado como residuo peligroso y realizar disposición de acuerdo a la normativa legal vigente.

## Condiciones de almacenamiento:

- Almacenar en un sitio limpio, seco y libre de contaminación en condiciones normales.
- No almacenar cerca de una fuente de calor.
- Mantener el empaque sellado para preservar la integridad y esterilidad.
- Evitar la manipulación excesiva con el fin de evitar cualquier daño.

## Soporte comercial:

311 231 29 66

soporte.comercial1@imcolmedica.com.co



www.imcolmedica.com.co - mercadeo@imcolmedica.com.co - PBX Call Center: (601) 2871811
Cel. 317 371 1789 Calle 36 N° 15 - 42 - Bogotá – Colombia

Importado y comercializado por:
IMCOLMEDICA S.A.
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS