

HEMODENT

REGISTRO SANITARIO INVIMA. 2013DM-0002176-R1

1. DESCRIPCIÓN

- Líquido traslucido, incoloro, libre de partículas extrañas, de olor característico.
- Contiene Cloruro de Aluminio 20%.
- Producto de uso odontológico.

Presentación comercial:
Gotero PEBD por 7mL y Envase PEAD por 20mL

2. USOS DEL PRODUCTO

- HEMODENT, permite realizar una retracción gingival inmediata y temporal para la toma de impresiones y ciertos actos quirúrgicos. Por su acción hemostática, detiene la hemorragia gingival por su acción sobre los capilares y la supuración de la mucosa.

3. ESTABILIDAD

- El producto es estable por tres años, almacenado bien cerrado, en sitio fresco, protegido de la luz.

4. INSTRUCCIONES PARA SU USO

Antes de realizar la toma de impresión, es indispensable preparar la encía. Para obtener modelos precisos, es necesario efectuar una ligera retracción gingival.

- Impregnar con HEMODENT el hilo retractor.
- Introducir en el surco gingival, lo que induce a la vasoconstricción a los capilares de la encía.
- Después de la toma de impresión, hacer un enjuague con agua.

No contiene epinefrina, por ello no hay peligro de usarlo en pacientes con problemas cardiovasculares.

5. PRECAUCIONES

- Leer las instrucciones de uso en la etiqueta y la ficha de datos de seguridad.
- Evitar el contacto con ojos, piel y mucosa. En caso de ocurrir, lavar con abundante agua. Consultar al médico y presentar esta Ficha Técnica.
- No hacer diluciones.
- Efectos Ecotóxicos: No incorporar a suelos ni acuíferos; eliminación según la normatividad vigente.
- Cerrar herméticamente el recipiente.
- Utilizar guantes apropiados.
- Mantener en sitio fresco, protegido de la luz, lejos del alcance de los niños.

Prodont Scientific S.A.S.
Calle 161A Nº 16A-74
Teléfono No. : +571 678 1090
www.prodont.com

#Prodont TeCuida



HEMODENT

REGISTRO SANITARIO INVIMA. 2013DM-0002176-R1

6.ESTUDIOS Y REFERENCIAS

- http://www.scielo.org.pe/pdf/reh/v25n4/a10v25n4.pdf
- https://www.researchgate.net/profile/Einer-Villarreal/publication/276830183_Manejo_de_tejidos_gingivales_hemostasia_y_control_del_fluido_crevicular_paradigmas_en_odontologia
- https://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es-419&sl=en&tl=es&prev=search&u=https://pdfs.semanticscholar.org/05c5/0503e3088e008a3186b39c6cebf723b96d7c.pdf&usg=ALkJrhhZRoFMh6Ua9TBzuAQ_rmZ2AH6ZkA

Prodont Scientific S.A.S.
Calle 161A Nº 16A-74
Teléfono No. : +571 678 1090
www.prodont.com

#Prodont TeCuida