

SIDCAL-S POLVO

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2013DM-0001878-R1

1. DESCRIPCIÓN

- Polvo blanco, inodoro, libre de partículas extrañas.
- Contiene Hidróxido de Calcio en una concentración del 99%.
- Uso Odontológico.

Presentación comercial:
Envases PEAD de 10 g y 20 g

2. USOS DEL PRODUCTO

- El producto al ser mezclado con agua destilada crea una suspensión para ser introducida en el fondo del conducto formando dentina secundaria.
- Al mezclarse con un agente anestésico forma una pasta homogénea útil en el tratamiento de conductos radiculares.

3. ESTABILIDAD

- El producto se conserva estable por tres años, almacenado en sitio fresco y bien tapado.

4. INSTRUCCIONES PARA SU USO

- Mezclar una porción de SIDCAL-S POLVO, con agua destilada para obtener la pasta de consistencia deseada y llevar al interior del conducto.
- Usar según el tratamiento a realizar.

5. PRECAUCIONES

- Antes de manipular el producto leer las instrucciones de uso en la etiqueta y la ficha de datos de seguridad.
- Recoger en seco y eliminar según normatividad vigente. El hidróxido de calcio no es combustible. Evitar el contacto con metales, combustibles y humedad.
- Mantener bien cerrado el recipiente.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Prodont Scientific S.A.S.
Calle 161A Nº 16A-74
Teléfono No. : +571 678 1090
www.prodont.com

#Prodont TeCuida

Vanessa Méndez O.
Coord. C. Calidad
Prodont Scientific S.A.S

Sergio Hoyos H.
Dir. Técnico, Control y Aseguramiento de Calidad.
Prodont Scientific SAS.

Sergio Hoyos H.
Dir. Técnico, Control y Aseguramiento de Calidad.
Prodont Scientific SAS.