Partida Arancelaria	3204.20.00.00

ENSAYO	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Liquido homogéneo opaco, libre de partículas extrañas
COLOR	Rojo
OLOR	Característico a fresa
SABOR	Fresa
pH DIRECTO	8,0 – 9,5
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1,0255 – 1,0528
MATERIAL PARTICULADO	Ausencia
CONTENIDO PRINCIPIO ACTIVO	Eritrosina Sódica 2 %

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
USOS	Para detectar la presencia de placa bacteriana, la cual se tiñe de rojo al ponerse en contacto con el colorante. Modo de empleo: Colocar dos gotas sobre la lengua. Desplazar el revelador por todas las superficies dentarias y dejar actuar por cerca de 30 segundos. La aparición de manchas rojas sobre dientes y lengua, indica la presencia de placa bacteriana. Cepillar nuevamente los dientes usando cepillo o seda dental. No ingerir.
PRESENTACIÓN COMERCIAL	Envase gotero en PEAD por 10 mL unidad individual o en blíster y envase en PEAD por 5, 1000 y 3800 mL (3,8 L)
REGISTRO SANITARIO	2019DM-0019524, vence 19/03/2029.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando, para preservar las características propias del producto. Una vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible. Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos.

	Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto. Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún otro ingrediente que altere la composición del producto De acuerdo con la matriz de composición del producto, la concentración de sus ingredientes no supera una concentración eco tóxica acuática o toxicidad para los organismos acuáticos; por este motivo el producto puede ser descartado en el acueducto. La solución puede seguir activa y/o disponible para utilizar durante un periodo de 30 días; debido a la concentración final de las materias primas no se considera un producto peligroso y se recomienda hacer una dilución de la solución antes del vertimiento a cuerpos de agua directamente y se recomienda de la siguiente manera: “Por cada 100 mL de la solución preparada adicionar 200 mL de agua, homogenizar la mezcla y realizar el vertimiento.
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años
EAN 13 PRESENTACIÓN 5 mL	7702314142027
EAN 13 PRESENTACIÓN BLÍSTER ADULTO	7702314142010
EAN 13 PRESENTACIÓN BLÍSTER KIDS	7702314142041
EAN 13 PRESENTACIÓN 1000 mL	7702314342014
EAN 13 PRESENTACIÓN 3800 mL (3,8 L)	7702314342038

PRESENTACION COMERCIAL 5 mL



PRESENTACION COMERCIAL BLÍSTER ADULTO 10 mL



PRESENTACION COMERCIAL BLÍSTER KIDS 10 mL



PRESENTACION COMERCIAL 1000 mL



PRESENTACION COMERCIAL 3800 mL



Proquident Más Bienestar

LILIANA PATRICIA CASTRILLON GARCIA
Gerente Técnica

calidad@proquident.com.co

Autopista Medellín - Bogotá entre retornos 11 y 12 Vereda Garrido | Guarne - Colombia
PBX: (574) 2886055 ext: 132 | FAX: (574) 2884999 | proquident.com.co