

MOMICIDE

REGISTRO SANITARIO INVIMA. 2013DM-0002218-R1

1. DESCRIPCIÓN

- Líquido traslucido, libre de partículas extrañas de olor característico, pH acido.
- Contiene Glutaraldehído 2%.
- Recomendado para uso por odontólogos.

Presentación comercial:

Gotero PEBD por 7mL y Frasco PEAD por 20 mL.

2. USOS DEL PRODUCTO

- Solución usada como momificante pulpar, antiséptico y desinfectante en dientes temporales vitales y en dientes permanentes jóvenes con ápices inmaduros; destruye microorganismos, bacterias, hongos y virus.
- Fija el tejido pulpar una vez realizada la pulpectomía.

3. ESTABILIDAD

- El producto se conserva estable por tres años; almacenar bien tapado, en sitio fresco y alejado de la luz.

4. INSTRUCCIONES PARA SU USO

- Realice un Aislamiento previo, use material totalmente ESTERIL para evitar infecciones.
- Preferentemente haga una remoción de caries, esto para evitar la contaminación con bacterias de la pulpa residual.
- Elimine el tejido afectado.
- Lave y seque.
- Coloque una torunda impregnada con MOMICIDE por un lapso de 3 a 5 minutos.
- Colocar por ultimo un material que brinde protección y la restauración definitiva.

5. PRECAUCIONES

- Antes de manipular el producto lea las instrucciones de uso en la etiqueta y la ficha de datos de seguridad.
- Evitar el contacto con ojos, piel y mucosa. En caso de contacto lavar con abundante agua la zona afectada. Consultar al médico y presentar esta Ficha Técnica.
- Utilizar guantes apropiados.
- No utilizar MOMICIDE en forma de aerosol (con atomizador)
- NO hacer diluciones.
- NO ingerir el producto.
- Efectos Ecotóxicos: No incorporar a suelos ni acuíferos, proceder a la eliminación de residuos según normatividad vigente.
- Lavar manos y guantes después de usar MOMICIDE.
- Cerrar herméticamente el recipiente.
- Mantener en sitio fresco, fuera del alcance de los niños.

Prodont Scientific S.A.S.
Calle 161A Nº 16A-74
Teléfono No. : +571 678 1090
www.prodont.com

#Prodont TeCuida

Vanessa Méndez O.
Coord. C. Calidad
Prodont Scientific S.A.S

Sergio Hoyos H.
Dir. Técnico, Control y Aseguramiento de Calidad.
Prodont Scientific SAS.

Sergio Hoyos H.
Dir. Técnico, Control y Aseguramiento de Calidad.
Prodont Scientific SAS.