FICHA TÉCNICA

IMAGEN:		
	***PRODUCTO***	**CABLE ECG PARA 3/5 DERIVADAS CONECTOR "LL"**
	MARCA	UNIMED
	REFERENCIA	NK-2509
	REGISTRO SANITARIO	2019DM-0004316-R1
	RIESGO	IIA

USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente.
CARACTERÍSTICAS	Elemento para usar en paciente Adulto - pediátrico, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Conector	Rectangular 12 pin/ Nihon Kohden 6-pin	
Compatible con:	Nihon Kohden	BSM-2300 Lifescope I; BSM-2300 lifescope I; BSM-4100 Lifescope P; BSM-4100 lifescope P; BSM-2300 Life Scope I; BSM-2301; BSM-2351A; BSM-4100Life Scope P; BSM-4102; BSM-4102A; BSM-4114A; BSM-5100 Life Scope A;BSM-6000 series; BSM-6301K; BSM-6501K; BSM-6701K; BSM-9101; BSM-9510 Life Scope M; BSM-9800 Life Scope S; Life Scope 6700 Series; LifeScope J; Life Scope TR; PVM-2701; BSM-230K
Longitud del cable:	2.5M	
Diámetro del cable	5.5mm	
Peso:	159g	
Autoclavable:	No	
Temp. Operación:	5°C a 45°C	
Humedad operación:	0 a 80% No condensada	

No Incluye Juego de Leads.

MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada

PRESENTACIÓN	Unidad.
RECOMENDACIONES	**Mantenimiento:** - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso. - No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70% - No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución. **Precauciones:** - Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración. - No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente. - Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura. - Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal. - Siempre refiérase al manual de operador del módulo para instrucciones completas o información adicional. - Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.