IMCOLMEDICA S.A.®
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS

# FICHA TÉCNICA



- Se utiliza para la medición de la producción de lagrimas de ojos seco
- Calibrada para una fácil lectura

NOMBRE: CUELLO ORTOPEDICO PARA INMOVILIZACION CERVICAL "TIPO FILADELFIA"

| | | | |
|---|---|---|---|
| REFERENCIA: | TALLA S | CODIGO DE PRODUCTO: | 13000379-50 |
| REFERENCIA: | TALLA M | CODIGO DE PRODUCTO: | 13000379-51 |
| REFERENCIA: | TALLA L | CODIGO DE PRODUCTO: | 13000379-52 |

MARCA: ORTOCAM

**UNIDAD DE VENTA:** UNIDAD

VEYAL THI GROUP S.A.S.

**USO**:

CUELLO CERVICAL TIPO FILADELFIA (SEMIRIGIDO) ADULTO PEQUENO TALLA S, PARA INMOVILIZACION DE PACIENTES POST DIAGNOSTICO Y TTO.

**CARACTERISTICAS:**

- ORTESIS PARA COLOCACION Y ADAPTACION AL PACIENTE EN LA ZONA CERVICAL, TIENE UN APOYO OCCIPITAL Y PARA EL MENTÓN, CUYO OBJETIVO ES DISMINUIR LA MOVILIDAD DE ESA REGIÓN Y ALIVIAR EL DOLOR.
- EL DISEÑO BIOMECÁNICA GENERAL DE ESTE COLLARÍN Y LA INCORPORACIÓN DE LOS APOYOS MENTONIANO Y OCCIPITAL DESCARGAN, DE FORMA EFECTIVA, LA PRESIÓN SOBRE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES Y RELAJAN LOS MÚSCULOS Y LIGAMENTOS DE LA ZONA, ADEMÁS DE EQUILIBRAR LA CABEZA Y MANTENERLA EN LA POSICIÓN DE FLEXIÓN-EXTENSIÓN NEUTRA.
ELABORADO CON PLASTAZOTE ANTIALÉRGICO NO TOXICO, REDUCE LA IRRITACIÓN DE LA PIEL, UTILIZABLE PARA TERAPIA EN AGUA, ACEPTA RAYOS X, CT Y MRI.
- SE USA PARA TENDINITIS CERVICAL, OSTEOARTRITIS, ESPASMO MUSCULAR, MUSCULOLIGAMENTOS.
- SOPORTE DESPUÉS DE CIRUGÍA CERVICAL EN LUGAR DE YESO.
- COLCACION: COLOQUE LA MITAD DE ATRÁS EN LA PARTE POSTERIOR DEL CUELLO DEL PACIENTE., COLOQUE LA MITAD DELANTERA DEL CUELLO EN EL LUGAR DE DESCANSO DEL MENTÓN, CENTRE EL CUELLO PARA ASEGURAR LA ALINEACIÓN, LA MITAD DELANTERA DEBE COLOCARSE SOBRE LA MITAD TRASERA, CON LOS SUJETADORES DE VELCRO, AJUSTE EL CUELLO CON AMBAS CORREAS.
ASEGÚRESE QUE EL CUELLO QUEDE CENTRADO.
RECOMENDACIONES LIMPIEZA: LAVAR CON JABÓN Y AGUA Y SECAR ANTES DE USAR NUEVAMENTE.
SI EL COLLARIN SE ENCUENTRA CONTAMINADO DE FLUIDOS CORPORALES SE RECOMIENDA DESECHAR Y NO REUSAR POR MOTIVOS DE CONTAMINACION CRUZADA.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ELABORADO CON PLASTAZOTE (EVA) ANTIALÉRGICO NO TOXICO
- CON FERULAS ANTERIOR Y POSTERIOR DE POLYESTILENO

VEYALTHI GROUP S.A.S.