BIOTECH
VISION CARE

ISO 9001 REGISTERED
DNV
MGMT. SYS.
RvA C 024
DNV Certification B.V., The Netherlands

DNV
NABCB
QMS 001

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



NOMBRE DEL PRODUCTO: FLUORESCEIN SODIUM OPHTHALMIC STRIPS

NOMBRE GENÉRICO: TIRAS OFTALMICAS DE FLUORESCEINA SODICA

REFEREENCIA: FLUORO, FLUORO ALTA MOLECULAR

FABRICANTE: BIO-TECH VISION CARE PVT. LTD.

DESCRIPCIÓN: Las tiras de Fluoresceina de sodio son las tiras de diagnóstico más común utilizadas para visualizar los defectos o anomalías en el epitelio corneal mediante tinción de las áreas de las pérdidas celulares. También es útil para evaluar la difícil adaptación de lentes de contacto y la tonometría de aplanación. Disponibles como tiras de papel estperiles en bolsas individuales. Caja por 100 unidades.

CONTENIDO: Cada tira de fluoresceina de sodio contiene: Fluoresceina sódica U.S.P - 1mg

EMPAQUE:

- Las tiras son empacadas individualmente en sobres de papel y se esteriliza por el método de esterilización EO
- 100 unidades de tiras son introducidas en una caja de carton preimpresa con la etiqueta y la información de lote, serial, fecha de vencimiento.

ALMACENAMIENTO: Almacenar a temperatura ambiente (mín. 0 ° C- máx. 45 ° C).

VENCIMIENTO: 5 años despues de la fabricación

INDICACIONES DE USO: Es usado para tonometría de aplanación y para evaluar el ajuste de lentes de contacto

VEYALTHI GROUP S.A.S.

BIOTECH
VISION CARE

INSTRUCCIONES DE USO: Humedezca la punta impregnada con una solución de riego estéril. Toca la conjuntiva con la punta humedecida.

ADVERTENCIA

- Nunca use fluoresceína mientras el paciente usa lentes de contacto blandos porque puede manchar los lentes de contacto. Enjuague los ojos correctamente después del uso de fluoresceína con solución salina normal y espere al menos una hora antes de reemplazar la lente.
- sólo para uso externo
- Para un solo uso
- No vuelva a esterilizar por ningún método.
- No se vende suelto
- no use la tira si la bolsa está abierta o dañada anteriormente
- La reutilización del producto puede provocar una infección grave ya que la esterilidad se ve comprometida una vez abierta
- No reutilizar la tira de uso, esto debe considerarse como residuo biológico. Puede conducir a cualquier reacción biológica que incluya, entre otros, inflamación, infección, lesión o cualquier condición clínica desconocida.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad.

VEYALTI GROUP S.A.S.