Suministros Oftalmológicos Ltda.

Teléfonos: (2) 551 5760 / (2) 551 3853
ventas@suministrosoftalmologicos.com

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FT-CO-01 (V2) ÚLTIMA REVISIÓN: 22/04/15

TIRILLAS FLUORESCEINA SODICA - MADHU®

CARACTERÍSTICA GENERALES	PRESENTACIÓN
PRODUCTO: Fluoresceína en tirillas	**Empaque**
PRESENTACIÓN: Caja por 100 tirillas estériles en empaque individual. (1 mg por tirilla)	
FABRICANTE: Madhu Instruments (INDIA)	
MADHU INSTRUMENTS INNOVATION & VISION	

DESCRIPCIÓN E INDICACIONES

Son las tirillas de diagnóstico más comunes para visualizar los defectos o abrasiones del epitelio corneal al teñir las áreas donde hay pérdida celular. También son útiles para evaluar el ajuste de lentes de contacto duros y tonometría de aplanación. Están disponibles en bolsas estériles individuales.

Instrucciones: Humedezca la tirilla de Fluoresceína con agua estéril o alguna solución oftálmica estéril. El fluido lagrimal del conducto inferior puede ser utilizado. Mientras el paciente mira hacia arriba, toque la conjuntiva con la tirilla húmeda. Para resultados óptimos, el paciente debe parpadear varias veces luego de la aplicación.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS	INFORMACION ADICIONAL (si aplica)
No utilizar con lentes de contacto blandos. Solo para uso externo. Almacenar a temperatura ambiente.	Clase: I Tipo: No Invasivo Reg. San. INVIMA 2009DM-0005119
	VIG. 11052010