Suministros Oftalmológicos Ltda.

Teléfonos: (2) 551 5760 / (2) 551 3853
ventas@suministrosoftalmologicos.com

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FT-CO-01 (V2) ÚLTIMA REVISIÓN: 22/04/15

TIRILLAS DE SHIRMER - MADHU®

CARACTERÍSTICA GENERALES	PRESENTACIÓN
PRODUCTO: Test de Shirmer en tirillas	**Empaque**
PRESENTACIÓN: Caja por 100 tirillas estériles en empaque individual.	
FABRICANTE: Madhu Instruments (INDIA)	
MADHU INSTRUMENTS INNOVATION & VISION	

DESCRIPCIÓN E INDICACIONES

Esta tirilla de diagnóstico esta hecha de papel filtro Whatman No. 41 mide la cantidad de producción de lagrimas. El Test de Schirmer esta basada en la estimulación mecánica del reflejo de la producción de lágrimas el cual se realiza sin anestesia.

Debe colocarse sobre el lateral medio a 1/3 del parpado inferior. Luego se le debe indicar al paciente que mire al frente y parpadee normalmente. La tirilla debe ser removida luego de 5 minutos y la cantidad de humedad queda registrada en milímetros.

Están disponibles en bolsas estériles individuales.

Instrucciones: No aplique ningún medicamento al ojo ni manipule el ojo antes de realizar este test. Posicione el paciente en una silla de diagnóstico reposando la cabeza. Las luces de la habitación deben estar tenues. Abra cuidadosamente según instrucciones e inserte la punta redonda de la tirilla en la margen temporal del parpado inferior mientras el paciente mira hacia arriba. Cerciórese que encaje de forma cómoda. Espere 5 minutos, remueva la tirilla y registre la longitud del área humedecida.

Normal	25mm-30mm
Ojos Secos	15mm-10mm
Resequedad leve	06mm-10mm
Resequedad moderada	02mm-05mm
Resequedad severa	00mm-01mm

15mm es tomado dentro de los límites normales.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS	INFORMACION ADICIONAL (si aplica)
No utilizar con lentes de contacto blandos. Solo para uso externo.	Clase: IIa Tipo: No Invasivo
	VIG. 09102009