GUIA RÁPIDA

americandental
equipment
Desde 1988

GUIA RÁPIDA, PARA UNIDADES ODONTOLÓGICAS AMERICAN DENTAL.

1. Conecte la Unidad al tomacorriente
2. En la parte inferior de la base se encuentra ubicado el switch general de la unidad; posee un piloto de color rojo que debe encenderse para indicar que el sistema eléctrico de la unidad está en funcionamiento
3. En el módulo se encuentran ubicados los comandos digitales del manejo de ascenso y descenso de la unidad, ascenso y descenso del espaldar, posición de trabajo (Trendelemburg) y posición de descanso (Retorno a cero), lava taza, llena vaso, eyector de saliva, eyector de cirugía e intensidades de la lámpara (Luz Halógena), Para la lámpara LED FARO ITALIANA, únicamente funciona con sensor.
4. En la parte inferior del módulo se encuentra una válvula reguladora que permite y regula el paso de agua a las piezas de mano
5. Se debe mantener la válvula abierta para la buena irrigación en pieza
6. Asegurarse siempre que el micromotor y la pieza de mano estén ubicados en los holders respectivos que no se encuentren intercambiados
7. En la parte inferior del módulo también encontramos dos cambia vías que manejan el paso de agua, aire y otra el paso de agua de acueducto o tanque
8. En la parte inferior de la escupidera encontramos una válvula on-off que presuriza el tanque auxiliar de agua (si lo lleva), y acople rápido para cavitron
9. Para el correcto funcionamiento del tanque auxiliar de agua (si lo lleva), es necesario manipular el codillo de la on-off hacia delante para presurizar el tanque, luego verificar que el codillo de la cambia vías del módulo indique "tanque"
10. El nivel de líquidos en los tanques debe mantenerse de manera que el aire no supere una tercera parte del tanque
11. En la parte inferior del módulo encontramos 1 toma corriente doble de 110 volts, con polo a tierra y debajo de sillón (si la trae)
12. Apague el quipo antes de limpiarlo. No use limpiadores fuertes ni abrasivos, use un paño limpio blanco y seco, aplique el producto y retírelo con otro paño blanco limpio y seco (no dejar ningún producto en la unidad)
13. Al terminar la jornada se debe apagar y cerrar los registros de la unidad o principales para evitar accidentes (sin agua, sin luz y sin aire)

equipment
Ardental SAS
Calle 15 #9-34
Bogotá, Colombia
PBX (601)355 7660
Cel 333 033 4545
info@americandental.com.co
www.americandental.com.co

Escaneado con CamScanner