Advanced Sterilization Products

Ficha Técnica

Casete de peróxido de hidrógeno

STERRAD™ 100NX



ASPLATAM www.asp.com

Advanced Sterilization Products

Ficha Técnica

Casete de peróxido de hidrógeno STERRAD™ 100NX



Descripción Genérica:

Casete de Peróxido de Hidrógeno para sistemas STERRAD™ 100NX

Códigos del producto:

10144

Descripción General

El casete de peróxido de hidrógeno STERRAD™ para el Sistema STERRAD™ 100NX y STERRAD™ 100NX con tecnología ALLClear™ está compuesto de una barra plástica que contiene 10 ampollas de peróxido de hidrógeno al 59%, con un volumen de 5,4 ml para cada ampolla, presentado en un empaque de cartón primario, sellado dentro de una bolsa plástica. Cada casete contiene una etiqueta de identificación por radiofrecuencia que controlará el uso del mismo. El usuario debe de confirmar la fecha de caducidad del casete, como también el indicador de fuga para peróxido de hidrógeno contenido en la caja de cartón. Un eventual escape de peróxido de hidrógeno se mostrará por un cambio de color que el usuario puede comparar con las tonalidades de referencia contenidas en las Instrucciones de Uso del producto.

Presentación comercial:

Caja con 2 unidades. Cada unidad de casete tiene 10 ampollas. Cada casete podrá realizar hasta 5 ciclos de esterilización.

Concentración H_2O_2:

59%,

Cantidad de ampollas por casete:

10

Advanced Sterilization Products

Ficha Técnica

Especificaciones de producto

Volumen de cada ampolla:

5,4 ml

Almacenamiento:

Almacenar en temperaturas entre 15 y 30°C.

Vencimiento:

15 meses

Nota: después de insertado en la máquina, el usuario tiene 10 días para utilizarlo, caso contrario automáticamente el casete será rechazado y devuelto al operador, que no podrá volver a utilizarlo.

Disposición final:

Cuando un casete está vacío, el esterilizador automáticamente lo lleva a la caja recolectora de casetes en el cajón de recolección. La pantalla mostrará un mensaje instructivo acerca de las acciones que se deben tomar a continuación. Cuando la caja recolectora esta llena, debe usted desechar completamente la caja recolectora de casetes. Consulte y siga las directrices de cada Institución/País.

Indicaciones Uso:

- Retirar la envoltura de plástico.
- Retirar el casete de la caja.
- Insertar el casete en el Esterilizador STERRAD™ 100NX.
- El casete será aceptado automáticamente.

Consulte siempre el instructivo de uso o el Manual del Operador del Esterilizador STERRAD™ 100NX para información adicional y advertencias.

Advanced Sterilization Products

Los nombres de productos en mayúscula y ALLClear™ son marcas comerciales de ASP Global Manufacturing, GmbH.

En Argentina: Advanced Sterilization Products S.A.S. Av. Congreso Nro. 3450 – CABA. **En Brasil:** ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Av. Tamboré, 1077 - Parte A - Tamboré, Barueri, SP. **En Colombia:** Advanced Sterilization Products Colombia S.A.S. (ASP™) Carrera 19 No. 100 - 45. Bogotá. **En Chile:** Advanced Sterilization Products Chile SpA. Avenida Sánchez Fontecilla # 310 oficina 201, Las Condes, Santiago. **En Ecuador:** Calle Avenida República de El Salvador Número: 1084 Intersección: Avenida Naciones Unidas. Edificio Centro Comercial Mansión Blanca, Piso 0 Oficina 16. **En México:** Advanced Sterilization S de RL de CV. Av. Santa Fe No. 94 - Torre A - Piso 8 - Oficina 808, Col. Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México. **En Panamá:** ASP Panamá S de RL, Oceania Business Plaza, Piso 21, Oficina 21D, Ciudad de Panamá. **En Perú:** ASP Perú S.R.L. **En Puerto Rico:** ASP Puerto Rico LLC, 500 Calle de la Tanca, Suite 401, San Juan, PR 00901.

© Advanced Sterilization Products Colombia S.A.S,(ASP™) 2021. Todos los derechos reservados. Contenido destinado a Profesionales de la salud. 000066-210408

ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS

FICHA TÉCNICA

Código del producto:	Denominación Técnica:
10133	Casete de peróxido de hidrógeno – STERRAD® NX™

Unidad de Medida (UoM): Caja con 5 unidades. Cada unidad de casete tiene 10 ampollas. Cada casete podrá realizar hasta 5 ciclos de esterilización.

Descripción General



El casete de peróxido de hidrógeno STERRAD® para el sistema STERRAD® NX™ y el sistema STERRAD® NX™ ALLClear ™ está compuesto de una barra plástica que contiene 10 ampollas de peróxido de hidrógeno al 59%, volumen de 1,8 ml para cada ampolla, presentado en un empaque de cartón primario, sellado dentro de una bolsa plástica. El usuario debe de confirmar la fecha de caducidad del casete, como también el indicador de fuga para peróxido de hidrógeno contenido en la caja de cartón. Un eventual escape de peróxido de hidrógeno se mostrará por un cambio de color que el usuario puede comparar con las tonalidades de referencia contenidas en las Instrucciones de Uso del producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Concentración H_2O_2: 59%,	**Indicaciones de uso:** El casete se introduce en el equipo, después de retirarse de su empaque de cartón primario. El equipo STERRAD® NX™ al concluir el uso del producto lo descartará en una caja recolectora de casetes existente dentro del equipo de esterilización y avisará al usuario cuando la misma tenga su capacidad llena.
Cantidad de ampollas por casete: 10	
Volumen de cada ampolla: 1,8 ml	

Vencimiento: 12 meses Nota: después de insertado en la máquina, el usuario tiene 10 días para utilizarlo, caso contrario automáticamente el casete será rechazado y devuelto al operador, que no podrá volver a utilizarlo.	**Almacenamiento**: Almacenar en temperaturas entre 15 y 30°C.

Desecho

El equipo STERRAD® NX™ al concluir el uso del producto lo descartará en una caja recolectora de casetes existente dentro del equipo de esterilización y avisará al usuario cuando la misma tenga su capacidad llena. El usuario debe desechar los casetes de acuerdo a las directivas de cada institución/país.

Nota: consulte siempre el instructivo de uso o el Manual del Operador del Esterilizador STERRAD® NX™ para información adicional y advertencias.

©Johnson & Johnson de Colombia S.A., 2019. Todos los derechos reservados.
Colombia: Johnson & Johnson de Colombia S.A. Yumbo-Valle: Calle 15 No. 31-146 ACOPI.
Contenido destinado a Profesionales de la salud.

Colombia: INVIMA 2017 DM - 0000979 - R1
123165-190912