FICHA TÉCNICA
MEDIZYME FOAM
LINEA HOSPITALARIA



Comercializador: DinMed S.A.S
Fabricante: Laboratorio Orgánica Biotech S.A.S
Registro Sanitario: 2021DM-0024614
Fecha de vencimiento del registro sanitario: 22/11/2031
Clasificación de riesgo: IIA
Vida útil: 24 meses.
Presentación: 1 L con aplicador espumador.
Descripción genérica: Detergente multienzimático de 6 enzimas aplicador espumador.

Descripción:
Es un detergente con aplicador espumador, posee propiedades germicidas que en un solo paso lava y descontamina instrumental quirúrgico, previene el secado y adhesión del detritus y bioburden en los instrumentos quirúrgicos y endoscopios. Es ideal para evitar que en el tiempo que tarda en llegar el instrumental a la central de esterilización, se compacten la sangre y los fluidos y sean más difíciles de remover.
Contiene inhibidores de corrosión para evitar oxidación y picado en el instrumental, es compatible con todas las marcas de endoscopios, no afecta los materiales de plástico o caucho, sus múltiples enzimas rompen proteínas, grasa, y carbohidratos en instrumentos previniendo que se alarguen los tiempos en el lavado.

Mecanismo de acción:
Los detergentes catiónicos y no iónicos rompen las membranas grasas que recubren los virus y bacterias, exponiéndolos a la acción desinfectante de los componentes y eliminando la función citoplasmática de la membrana celular.

Enzimas:
- PROTEASA: eliminación de sangre y proteínas.
- LIPASA: eliminación de residuos de grasas corporales.
- AMILASA: reducción de almidones y azucares.
- CELULASA: Eliminación de residuos celulósicos como gasas y papel que se adhieren al instrumental.
- BETAGLUCANASA: Elimina el biofilm de origen gomoso que forma películas amarillas en instrumentos.
- URICASA: Elimina malos olores por descomposición de la materia orgánica.

PH: 7,0 ± 9,0

FICHA TÉCNICA
MEDIZYME FOAM
LINEA HOSPITALARIA

Actividad bactericida gram+ gram - :
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella shottmuelleri, Salmonella choleraesuis, Streptococcus salvarious, Brevibacterium ammoniagenes, Streptococcus faecalis, Shigella dysenteriae, Enterobacter aerogenes, Staphylococcus aureus.

Indicaciones:
MEDIZYME FOAM está diseñado para instrumental y dispositivos médico quirúrgicos.

Modo de uso:
Una vez salga el instrumental, endoscopios o dispositivos médicos del procedimiento quirúrgico y antes del proceso de lavado, esparza directamente de forma homogénea sobre los instrumentos y superficies contaminadas con sangre y detritus, evitando la adherencia de estos en el tiempo que toma el trayecto hasta el área de lavado.

Se recomienda que no deben pasar más de dos (2) horas para su posterior lavado y se deben enjuagar los dispositivos para eliminar el exceso de BIOBURDEN antes de sumergirlos en cubetas o equipos de lavado.

Descarte:

Es 100 % ecológico y biodegradable, no necesita inactivarse y puede ser desechado directamente en drenajes y cañerías.

Precauciones:
Utilizar los elementos de protección personal como gafas, guantes y tapabocas.

Condiciones de almacenamiento:
- Temperatura en un rango de 10-30°C.
- Humedad relativa entre 30-70 %.
- Almacenarse protegido de exposición a la luz solar (iluminación artificial preferiblemente).

No cumplir estas condiciones podrá afectar alterar el funcionamiento.

FICHA TÉCNICA
MEDIZYME FOAM
LINEA HOSPITALARIA

Condiciones de transporte: Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.
El transporte de este producto no implica ningún riesgo alguno para la salud de las personas.

Nota: El inadecuado cumplimiento de los parámetros de conservación del producto puede afectar el funcionamiento.
No utilizar el producto después de su fecha de vencimiento.
No diluir el producto.

