Cruz Verde

DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTA
018000 910 5455 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695- 1.
Carrera 12 # 96-3 2 Bogotá D.C.
PBX: 4924860

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN
No. 2824 DEL 26 DE MARZO DE 2024

COMPROBANTE DE CAJA

COMPROBANTE Nro.	A393 F7092
SECUENCIA	F7092
NRO. TICKET	158406
FECHA Y HORA	20-08-2024 18:41:41
CAJERO	LUIS CARLOS ROMERO MONTERO
CIUDAD	
CAJA Nro.	1
CLIENTE	RAFAEL COGOLLO AHUMEDO
IDENTIFICACIÓN	9090315
CONVENIO	MULTI CONVENIOS VENTA DIRECTA
PLAN	449804
DIRECCIÓN	
CELÚFONO	
CELÚLAR	

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCIÓN	CANT		VALOR
PESA DIGITAL CORPORAL S	1 PIEZA	IVA 19%	91.850
***1_DAI AGOSTO			-31.900

TOTAL AHORRO	-31.900
TOTAL SIN REDONDEO	59.950
REDONDEO	0
TOTAL FACTURA	59.950

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
IVA 19%	59.950	50.378	9.572

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Efectivo			50.000
TARJETA	VISA		10.000
Cambio			50

811-A393-F7092

EN CRUZ VERDE SOMOS EXPERTOS EN AHORRO:
TU AHORRO HOY FUE DEL: 34.73% EQUIVALENTE A:
31.900 COP.
EN ESTA COMPRA PODRIAS HABER AHORRADO CON TU
CLUB CRUZ VERDE: 34.73% EQUIVALENTE A 31.900
COP.
Consulta información sobre el uso
adecuado de medicamentos y dispositivos médicos
en: www.cruzverde.com.co /usoadecuado

Scanned with CamScanner



■ Indicador de Batería Baja

Por favor, cambie la pila
Usar sólo la pila modelo 1x 3V CR2032

⚠ Atención

- No coloque elementos sobre la pesa, a menos que esté en uso, para evitar un consumo innecesario de energía.
- Mantener la pesa en un ambiente seco y limpio.
- Limpie la superficie de la pesa con un paño húmedo y séquela, restos de humedad puden dejar el vidrio resbaladizo y producir caidas.
- No sumerja la pesa.
- La pesa contiene componentes electrónicos sensibles, para evitar interferencia por favor mantenga alejado de otros dispositivos electrónicos.
- No golpee, ni deje caer la pesa.
- Producto no adecuado para uso comercial.

ADVERTENCIA: Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
La ingestión puede provocar lesiones graves o la muerte en tan sólo 2 horas debido a quemaduras químicas y la potencial perforación del esófago.
En caso de ingestión, acuda de inmediato de urgencia a un hospital.
Deseche las baterías usadas inmediatamente.

GARANTÍA: Esta pesa corporal tiene una garantía para Chile y Ecuador de 3 meses y 6 meses para Colombia desde su primera adquisición y no cubre daños por mal uso del producto.

Importado y distribuido para:

Chile: INVERLAR S.P.A.
Bodegas El Portico,
Av. Colo Colo # 521, Bodega #26.
Quilicura - Santiago.

Colombia: INVERLAR Colombia S.A.S.
Calle 113 # 7-21, Torre A, Of. # 810
Edificio Teleport. Bogotá - Colombia.
Tel. Servicio al cliente Colombia:
(320) 557-8927

Ecuador: INVERLARECU S.A.
Calle: Naciones Unidas E2-30
Intersección: Nuñez de Vela,
Edificio: Metropolitan, Piso: 10, Oficina: 1005. Quito - Ecuador

Fabricado por: Zhongshan Loease Electronic Technology Co., Ltd
5/F, Yongxin Industrial Zone 1st Road, Xinfeng Village, Henglan Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China.


Hecho en PRC

www.inverlar.cl

SYE-907

PESA DIGITAL CORPORAL, VIDRIO TEMPLADO

Manual de instrucciones




SCANMED

YOUR TRUSTED HEALTH GUARDIAN


Scanned with CamScanner

■ Pila




Hay una tapa de plástico debajo de la pesa donde se encuentra el espacio para la pila (1 x 3V CR 2032)

■ Postura y reemplazo de la Pila




Abra la tapa del compartimiento de la pila en la parte posterior de la pesa
Empújela y deslice la tapa como se muestra en la imagen y retírela.



Inserte la pila CR 2032, luego coloque la tapa.

Deseche las pilas usadas inmediatamente.

■ Instrucciones de uso



1º
Colocar la pesa sobre una superficie horizontal plana y dura.
(Piso irregular como alfombras pueden afectar su precisión.)




2º
Párese sobre la pesa (no tomar en cuenta esa primera lectura) y bájese. Este proceso asegura que la pesa se inicia y tara en 0,0. Luego la pesa está lista para su uso. Haga esto cada vez que la pesa se mueva. El resto del tiempo sólo párece directamente sobre la pesa.



3º
Suba lentamente al centro de la pesa y manténgase erguido y quieto o la lectura no será exacta.
La pantalla parpadeará tres veces cuando la medición de peso esté terminada.
El número que aparece en la pantalla es su peso.

■ Apagado automático



Después de 10 segundos, la pesa se apagará automáticamente



■ Indicador de Error

Sobrecarga en la pesa.
(Peso máximo es de 180 Kgs).
Por favor, bajar para evitar daños.

Scanned with CamScanner