BALANZA DIGITAL SF400



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Capacidad: 600g
Precisión: 0.01g
Unidades: g/oz/ct/dwt/T/gn
Apagado automático 270 segundos sin operación
Modo de alimentación: adaptador de CA/2 pilas AA de 1.5 V.
Temperatura de funcionamiento: 5-35 ℃
Pantalla: LCD de 5 dígitos

Función de conteo (PCS)

1. Ponga la cantidad relevante de bienes que va a contar como el sample (25, 50, 75, 100).
2. Mantenga presionada la tecla pcs durante dos segundos, luego verá 25. Presiona la tecla MODE y verás “25, 50, 75, 100”. Seleccione el número que está

dispuesto a poner como sampel número. Luego presione la tecla “PCS” para confirmarlo.

Ahora puede colocar los productos que desea contar en el centro de la plataforma y la pantalla LCD mostrará el número real de productos en la plataforma.

Conversión de unidades

Presione la tecla Modo para convertir unidades de g/oz/ct/dwt/T/gn

Función de tara

1. Enciende la escala
2. Coloque el contenedor en la plataforma.
3. Presione "TARA" y espere hasta que se muestre "0.00".

Calibración

1. enciende la báscula
2. mantenga presionada la tecla CAL hasta que la pantalla LCD muestre 600 y luego 200 o 500.
3. Presione el botón TARE para elegir 200g o 500g y luego presione el botón MODE.
4. Coloque el peso de calibración en consecuencia y mostrará APROBADO.

Aviso

Evitar cualquier exposición al calor o al frío extremos. Dale funciona mejor cuando se coloca y comienza a temperatura ambiente normal. Siempre deje que la báscula se aclimate a la temperatura ambiente normal

durante al menos una hora antes de usarla.
Mantenga su báscula en un ambiente limpio. El polvo, la suciedad, la humedad, las vibraciones, las corrientes de aire y una distancia cercana a otros equipos electrónicos pueden causar un efecto adverso en la confiabilidad y precisión de su báscula.
Tratar con cuidado. Aplique suavemente todos los elementos que se van a pesar en la parte superior de la bandeja.
Aunque esta báscula está diseñada para ser bastante duradera, trate de evitar un trato brusco, ya que esto puede dañar permanentemente el sensor interno.
Evite sacudir, dejar caer u otros golpes a la báscula. Este es un instrumento de precisión y debe manejarse con sumo cuidado.

Read more: https://manuals.plus/es/bonvoisin/sf-400d-electronic-analytical-balance-manual#ixzz8DEEjRUx6