MESH

Malla cervical en titanio

Diferentes diámetros y longitudes según el segmento a tratar.

Se pueden recortar al tamaño requerido



Sistema de Corpectomía Cervical, Torácica y Lumbar Malla Mesh



FICHA TECNICA Y DE SEGURIDAD

Unidad de medida	Empaque	Origen	Marca	Fabricante	Importador	Distribuidor
Unidad	Unidad no estéril	EEUU	NuVasive	NuVasive INC	NuVasive Colombia SAS	NuVasive Colombia SAS

REGISTRO INVIMA DM-0006996 VIGENTE 25 DE FEBRERO DE 2021

Detalle	Descripción	
Nombre	Malla cervical en Titanio **MESH®**	
Material	Titanio, aleación permitida para uso médico (Ti-6Al-4V)	
Procedimiento	Corpectomía cervical	
Presentaciones	Set compuesto por mallas de diferentes diámetros y longitudes	
Tallaje	Diámetros 10 a 24mm	
	Longitudes de 6 a 90 mm	
Medidas	**descripción**	
	Malla cilíndrica Mesh, 10mm de diámetro, longitudes de 6 - 14mm	
	Malla cilíndrica Mesh, 10mm de diámetro, longitud 50mm	
	Malla cilíndrica Mesh, 12mm de diámetro, longitudes de 6 - 14mm	
	Malla cilíndrica Mesh, 12mm de diámetro, longitud 50mm	
	Malla cilíndrica Mesh, 14mm de diámetro, longitudes de 6 - 14mm	
	Malla cilíndrica Mesh, 14mm de diámetro, longitud 50mm	
	Malla cilíndrica Mesh, 16mm de diámetro, longitudes de 6 - 14mm	
	Malla cilíndrica Mesh, 16mm de diámetro, longitud 50mm	
	Malla cilíndrica Mesh, 16mm de diámetro, longitud 90mm	
	Malla cilíndrica Mesh, 20mm de diámetro, longitudes de 30, 60, 90mm	
	Malla cilíndrica Mesh, 24mm de diámetro, longitudes de 30, 60, 90mm	
Diseño	Malla	Fortaleza quirúrgica
		Fácil colocación
		Precisa
		Permite corte de la malla según la longitud deseada
		variedad de tamaños para su uso intraoperatorio
Instrumentación	Fácil y segura	

IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Contraindicaciones	1. Infección, local en el sitio de la operación. 2. Señales de inflamación local. 3. Los pacientes con sensibilidad conocida a los materiales implantados. 4. Los pacientes que no estén dispuestos a limitar las actividades o seguir los consejos médicos. 5. Los pacientes con reserva ósea inadecuada o la calidad. 6. Los pacientes con condiciones físicas o médicas las cuales prohíban el resultado quirúrgico beneficioso. 7. El uso con componentes de otros sistemas. 8. La reutilización o uso múltiple. 9. Cualquier caso no descrito en las indicaciones. Los posibles riesgos identificados con el uso de este dispositivo, que pueden requerir cirugía adicional, incluyen: fractura de componentes del dispositivo, la pérdida de fijación, Pseudo-artrosis, fractura de la vértebra, lesiones neurológicas y lesiones vasculares o viscerales

PRIMEROS AUXILIOS

N/A. El producto es solo de uso intraquirurgico

CONTROLES DE EXPOSICION

N/A

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

COLOR	Verde, dorado, morado, plateado, azul
ESTADO FISICO	Producto terminado y en condiciones de uso.
OLOR	N/A
pH	N/A

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

N/A

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Los implantes, junto con los componentes del sistema, son fundamentalmente previstas en una bandeja de esterilización. Las bandejas de esterilización vienen en una variedad de configuraciones, debidamente marcadas con láser para una identificación adecuada.
Implantes de reposición/reabastecimiento del sistema se proporcionan sin esterilizar, empaquetado en una pequeña bolsa plástica cerrada a través de un cierre de garra/cremallera para asegurar que su funcionamiento no se vean afectados durante el transporte. Cada bolsa individual contiene también Instrucciones de Uso para el dispositivo.

INFORMACIONES TOXICOLOGICAS

N/A