GUIA DE MANEJO PARA EL USUARIO
LAMPARA GS-300



- Sólo debe utilizar este dispositivo el personal capacitado para el correcto uso.
- Inspeccione las conexiones eléctricas, base rodable, brazo escualizable y funcionamiento antes de comenzar a utilizar la lámpara



Inspeccione las conexiones eléctricas, base rodable, brazo escualizable y funcionamiento antes de comenzar a utilizar la lámpara

- Verifique el voltaje y corriente de la red eléctrica (100-110V/ 50-60 Hz) donde va a conectar el equipo para evitar daños en la lámpara.
- Coloque el dispositivo en una superficie segura y ubíquela adecuadamente durante el procedimiento para evitar inconvenientes con el paciente, después ajuste los frenos de las llantas.



- El dispositivo tiene señalizado de color azul los lugares de contacto del usuario.



- La lámpara se enciende / apaga a través de sensores de proximidad sin contacto de intensidad.



Encendido/apagado
sin contacto

RECOMENDACIONES DE USO

- Un operador sólo puede efectuar las labores de mantenimiento descritas en este manual. Para servicio remita el dispositivo a un Centro de Servicio Autorizado.
- El equipo está compuesto y diseñado con partes de precisión de alta calidad. Protéjalo de choques e impactos severos (caída de objetos pesados sobre el equipo) para evitar el daño.
- Si requiere mayor asepsia durante sus procedimientos puede utilizar una funda desechable.
- Evite que cualquier fluido entre en los contactos del dispositivo. Si esto ocurriese, seque los conectores con aire caliente. Verifique la precisión de todas las funciones operativas de la lámpara.



Cuando el equipo no esté en uso o necesita transpórtalo desconéctelo de la red eléctrica, asegure el cable de red al gancho que trae el equipo y utilice la manija para su desplazamiento.

- Evitar el manejo y manipulación del equipo por el paciente.