Medición de la temperatura axilar en adultos (pacientes de 18 años de edad o más) con SureTemp® Plus



Modelos 692/690

1. Asegúrese de que la sonda con el botón de eyección azul y el compartimiento de la sonda azul están instalados.
2. Retire la sonda de su compartimiento.
3. Pulse el botón Selección de modo para seleccionar el modo Axilar adulto.
4. Observe el indicador del modo Axilar adulto en la pantalla (icono de axila parpadeante).
5. Cargue una cubierta para sonda.
6. Ajuste la ropa para visualizar la axila.



7. Evite pliegues en la axila y coloque la punta de la sonda verticalmente, lo más alto que pueda según se muestra.
8. Coloque el brazo en el lateral del paciente. Manténgalo en esta posición sin mover el brazo ni la sonda durante el ciclo de medición.

Welch Allyn®

Advancing Frontline Care™

Consejos para tomar la temperatura axilar en adultos con SureTemp® Plus

1. Evite el contacto con electrodos, cables, cinta adhesiva, ropa, etc.
2. Asegúrese de que la punta de la sonda está siempre completamente rodeada de tejido. La exposición prolongada de la axila al aire ambiental puede producir lecturas imprecisas.
3. Utilice solamente cubiertas desechables para sondas Welch Allyn. Si utiliza cualquier otra cubierta para sonda pueden producirse lecturas de temperatura imprecisas.
4. Si cuestiona una lectura, vuelva a comprobar la temperatura utilizando el modo Monitor de su termómetro. Tome la temperatura axilar según lo descrito.
   - > Continúe sujetando la sonda en su lugar después de visualizar la temperatura.
   - 

> Pulse el botón Selección de modo hasta que aparezca en la pantalla el indicador de modo Monitor.
   - > Continúe tomando la temperatura durante aproximadamente cinco minutos.
   - > No se recomienda la monitorización continua a largo plazo en ninguno de los modos.

Welch Allyn Iberia,
General Varela 35, Planta 2ª, oficina 10-11,
28020 Madrid, España
Tel: +34 91 2990376
Fax: +34 91 4252679
www.welchallyn.com

Welch Allyn®
Advancing Frontline Care™

© 2007 Welch Allyn. Todos los derechos reservados. SM2553ES Rev B