GUIA RAPIDA DE MANEJO DEL PULSOXIMETRO PORTATIL

PARTES DEL EQUIPO



A. TECLA DE ON / OFF
B. TECLA DE ILUMINACION
C. TECLA DE SILENCIAR ALARMA
D. PANTALLA LCD
E. SENSOR SPO2
F. TECLAS ARRIBA – ABAJO
G. TECLA PARA INGRESAR A MENU

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

1. No realice la medición de SpO2 y NIBP en el mismo brazo, ya que la obstrucción de flujo de sangre durante la medición de NIBP puede afectar la medida de SpO2.
2. La mano no deberá estar muy fría durante la medición y el esmalte de uñas deberá ser limpiado antes de la medición.
3. Se prohíbe ser usado como equipo de alarma.
4. Introduzca seis baterias AA con los polos indicados en el compartimento de baterias.
5. Si el sensro es pediatrico encienda el equipo y con la tecla de menu entre a herramientas y cambie la opcion adulto a pediatrico
6. Abra el sensor presionando la mordaza
7. Ponga el dedo en el orificio de caucho con la uña hacia arriba (el dedo debe ser metido bien adentro) luego desate la mordaza.
8. Oprima la tecla on / off.
9. En medio del monitoreo no mueva el dedo ni el cuerpo.
10. Lea directamente los datos en la pantalla lcd
11. Depues de la monitorizacion retire el sensor del dedo y apague el equipo

GUIA RAPIDA DE MANEJO DEL PULSOXIMETRO PORTATIL

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Antes de cada uso del presente equipo, haga el favor de limpiar con un paño limpio humedecido en alcohol el caucho de la mordaza del equipo y limpiarlo tambien despues del uso.
2. No dejar caer ni golpear el sensor ni el equipo para evitar daños
3. No dejar mojar
4. No alar ni transportar de su sensor
5. Utilizar las yemas de los dedos para manipular las teclas