ALTERNA 3 PIEZAS URO

Bolsa drenable de Urostomía



- **Descripción:**

Dispositivo para personas urostomizadas de 3 piezas, formado por una bolsa de urostomía, un clipper que asegura la unión entre la barrera y la bolsa, y la barrera con adhesivo Swiss Roll compatible

- **Composición del Producto:**

Bolsa Recolectora: Plástico, PVC y EVA. Clipper: Polipropileno

- **Características y Acciones del Producto**

  Cubierta suave y resistente, dispuesta en la cara interna, que cubre las bolsas hasta el borde

  Reduce el ruido, no hay sensación de calor o frío, ni hay sensación de humedad

  Película de plástico corrugable de 5 capas que la hace resistente al material de drenaje

  Diseño anatómico, que proporciona la máxima adaptabilidad al contorno corporal

  La capacidad es máxima en la parte inferior de la bolsa sin que se desperdicien espacios inútiles en la parte superior de las bolsas

La bolsa evita que queden residuos urinarios en el fondo de la misma después de vaciarla.

Además del cierre hermético entre la barrera y la bolsa, ésta cuenta con un Clip que proporciona doble seguridad en la unión entre la bolsa y el disco.

Es muy cómodo y fácil de manejar

Válvula anti-reflujo y válvula de vaciado seguro y de fácil manejo

Compatibles con las barreras Swiss Roll planas y convexas del mismo diámetro

- **Indicaciones**
  - Pacientes urostomizados

- **Instrucciones de Uso**

1. Limpie la piel con agua templada, evite usar jabón si no es absolutamente necesario
2. Seque la piel cuidadosamente
3. Mida el estoma (usando la guía) y calque esta medida en el disco adhesivo, a continuación recorte
4. Retire el papel protector de la barrera y colóquela en su sitio
5. Firmemente presione el adhesivo de la barrera a la piel periostomal
6. Asegúrese que el clip de seguridad de la bolsa esté abierto. Presione juntos el aro de la bolsa con el reborde de la barrera, con los dedos haga movimientos de abajo para arriba hasta que escuche un pequeño clic
7. Encaje o cierre el clip de seguridad, cuando escuche el clic la bolsa estará firmemente unida a la barrera
8. Conecte la bolsa de urostomía a la bolsa recolectora de orina

9. Para vaciar la bolsa levante la válvula del cierre. El tubo de salida es orientable para facilitar el vaciado en el inodoro

- **Presentaciones**
  - Referencia 1758: Bolsa diámetro de 50 mm
    Referencia 1759: Bolsa diámetro de 60 mm
  - Caja por 20 unidades

- **Almacenamiento**
  - En lugar fresco, seco y limpio
  - Protegido de la luz y con humedad relativa menor a 60%
  - Temperatura entre 5 a 25 °C

- **Datos de Interés General**
  - Fabricante: COLOPLAST A/S
  - Importador: ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
  - País origen: Hungría, Francia, China, Estados Unidos
  - Registro Sanitario Invima No. 2006DM-0000362 vigente hasta 14/12/16
  - Tipo de Dispositivo: No invasivo
  - Clasificación de Riesgo: I
  - Vida útil: 3 años