FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: Equipo para Administración de Soluciones IV Equipo de Microgoteo

MARCA: Global Healthcare.

DESCRIPCIÓN: Equipo desechable, estéril en empaque individual para la administración de soluciones intravenosas que fluyen desde una bolsa, frasco o contenedor, hacia el sistema vascular del paciente por medio de una aguja o un catéter introducido en una vena que puede ser central o periférica.. Elaborado en PVC de grado médico cuya característica principal es la de proporcionar un goteo especifico, conocido y controlable de acuerdo a las características de cada referencia, estériles y de uso individual el cual conecta la solución a infundir con el catéter venoso central o periférico.

CARACTERISTICAS: Equipo para infusión de líquidos IV especial para pacientes pediátricos. Consta de:
- ✓ Punzón universal compatible con diferentes tipos de soluciones.
- ✓ Cámara de goteo con aguja que permite el paso del goteo con frecuencia predeterminada.
- ✓ Filtro de aire.
- ✓ Llave reguladora de volumen y clamp de seguridad.
- ✓ Puerto en Y para administración de medicamentos.
- ✓ Bulbo de caucho.

COMPOSICIÓN:

Tubo de extensión	PVC grado medico	101, 152, 228 cm.
Conector	resina 100%	3.0cm. Luer Lok, Luer Slip
Puerto Y	PVC grado medico	3.2x1.5 cm.
Regulador de Flujo	PVC grado medico	5.7x1.8x3.2 cm.
Cámara de Goteo	PVC transparente g. m.	5.5 cm.x1.8 diam
Filtro	resina 100% suave	15 micrón
Ventilación – Air Ven t	Plástico	2.0x1.2 cm.
Punzón Universal	plástico hueco	3.5 cm.

PRESENTACIONES COMERCIALES: Por unidad en bolsa plástica sellada de 15 x 22 cm. 100 en caja de cartón corrugado. El empaque individual asegura la esterilidad del equipo.

Ítem	Descripción	Empaque	Medidas	Códigos de Barras	N° Registro Invima
81-014	Equipo para A. de S. IV LS 60g /152 cm, sin aguja	100und/caja	33x25x42	Unidad: 872237005277 Corrugado: 40872237005275	2007DM-0001179

TIPO DE CONSERVACIÓN: Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad.

TIPO DE TRATAMIENTO: El equipo puede ser utilizado en el medio hospitalario, atención de urgencias, atención ambulatoria, atención domiciliaria siempre por personal calificado y entrenado. Puede usarse en la infusión de soluciones con electrolitos y medicamentos. Ideal en pacientes que necesiten control estricto de líquidos principalmente niños. En general, para administración de soluciones intravenosas que fluyen desde una bolsa, frasco o contenedor al sistema vascular del paciente por medio de una aguja o un catéter introducido en una vena.

INDICACIONES: 1) Preparar la bolsa, frasco contendor con la solución a administrar 2) Cerrar la llave de paso del equipo 3) Quitar el protector del conector y conectar el punzón 4) Bombear la cámara de goteo hasta llenarla al nivel requerido 5) Si el equipo es de dos vías con filtro de aire: con bolsas flexibles cerrar el tapón y con bolsas rígidas abrir el tapón 6) Llenar el equipo y eliminar las burbujas de aire 7) Asegurarse que la aguja este bien conectada o sacar el tapón y conectar la aguja o catéter 8) Abrir la llave de paso del equipo y regular el flujo con el dispositivo de regulación 9)No permita que quede aire atrapado en el set.

OBSERVACIONES: Producto para uso único, deséchelo después de usarlo, reemplazar el equipo cada 24 horas o según protocolo individual para uso de dispositivos médicos en cada institución, no utilice este producto si el empaque está roto o dañado.

Global Healthcare
ghc-colombia@globalhealthcare.net
www.ghc-salud.com