SHERCATHS®

CATETERES PARA PROCEDIMIENTOS PERFECTOS

Nelatoncaths®:

Realizar un lavado estricto de manos y preparar el equipo necesario.

- Guantes estériles.
- Gasas estériles **Sterisponges®**.
- Sonda **Nelatoncaths®**.
- Jalea lubricante.
- Agua estéril o S.S.N.
- Soluciones yodadas.

Se explica el procedimiento al paciente y se coloca en decúbito dorsal (boca arriba).

Se procede a realizar el lavado perineal con jabón yodado y agua estéril, con la utilización de guantes que se desechan. Posteriormente se colocan otros guantes y con la ayuda de un auxiliar se toma la sonda **Nelatoncaths®** estéril con técnica aséptica y se lubrica con jalea los primeros 20 a 25 cm. es importante realizar una lubricación copiosa en el paciente masculino.

Se coje el pene con la mano no dominante que quedará contaminada.

Con la otra mano se cojen las gasas **Sterisponges®**, se impregnan en solución yodada o un equivalente y se limpia la zona que rodea el meato con movimientos circulares después con un movimiento en espiral, se limpia hasta la corona del glande. Se repite por lo menos 3 veces este procedimiento y se retira el exceso de solución con gasas secas.

Para proceder a la inserción hay que sostener el pene en un ángulo de 90 grados con relación a los muslos. Se coje la sonda con la mano no contaminada y se introduce suavemente en el meato luego hay que bajar el pene hasta un ángulo de 60 grados posición que cambia la forma de la uretra de una S a una curva más suave lo que facilita el paso de la sonda **Nelatoncaths®**. Avanzar la sonda unos 18 a 25 cm. a lo largo de la pared de la uretra a nivel del esfínter externo que se encuentra debajo de la próstata, es probable que haya resistencia. Pídale al paciente que respire profundamente y continúe avanzando la sonda, **Nelatoncaths®**. Si durante el procedimiento la sonda retrocede algunos centímetros cuando la suelta, es probable que haya encontrado una obstrucción. En este caso hay que aumentar la tracción sobre el pene y hacer una presión fija en la sonda **Nelatoncaths®** mientras continúa avanzando.

Es importante recordar que si no puede superar una obstrucción maniobrando suavemente es mejor avisar al médico quién utilizará una guía o dilatadores para introducirla. Cuando la sonda **Nelatoncaths®** penetra en vejiga la orina comenzará a ingresar a través de los dos orificios laterales al interior de los 40 cm. de longitud y saldrá por el extremo proximal.

Cuando termine la evacuación pince la sonda y retírela suavemente debido al acabado especial **Smoothsher®** que recubre la superficie de la sonda **Nelatoncaths®** el paciente nunca se quejará de molestias durante el cateterismo, ni después de este.

KIT:

- Sonda **Nelatoncaths®**.
- Guantes estériles No.7.
- Jalea lubricante.
- Gasas 3"x3" **Sterisponges®**.