FICHA TÉCNICA

ATRAUMAN® Ag

(Apósito con plata)



Descripción del producto

Atrauman® Ag es un apósito estéril no adherente que contiene plata con propiedades antibacteriales para el tratamiento no traumático de las heridas.
El producto está elaborado de fibras de poliamidas cubierto de plata elemental.
La impregnación no es medicada y su base es un triglicérido (lípido neutro).

Indicaciones

Atrauman® Ag se utiliza como complemento en el tratamiento de heridas infectadas o heridas que muestran una alta contaminación bacterial, Atrauman® Ag también está indicado para el tratamiento profiláctico de infección en el tratamiento de ulceras por decúbito y varicosas.

Composición

Atrauman® Ag se compone de:

a) Ingredientes farmacológicamente activos: Ninguno

b) Otros ingredientes

Ungüento

- Base de ungüento Softisan 378 65.0 % (p/p)
- Sustituto de lanolina Softisan 649 25.0 % (p/p)
- Polietileno glicol 2000 10.0 % (p/p)

Base de ungüento SOFTISAN 378

Características químicas: Mezcla de triester de glicerina con ácidos caprílico, cáprico y esteárico
Designación INCI: Caprílico / Cáprico / Esteárico. Triglicéridos

FICHA TÉCNICA

Sustituto de lanolina SOFTISAN 649

Características químicas: Mezcla de ester caprílico, cáprico e isosteárico, 12-hidroxiesteárico y acido atípico con un dimero de glicerina.
Designación INCI: Bis-Digliceril-Polpoliaciladipato-2

Polietileno glicol

Designación INCI: Macrogol 2000

Empaque

Individualmente empacado en bolsa estéril

Empaque primario (empaque estéril)

Tipo: Bolsa consistente de papel aluminio y una hoja de polietileno
1 apósito con ungüento, empacado de manera individual.

Empaque secundario

Tipo: Caja Plegadiza
3 o 20 piezas por caja

Características y principio de acción

La parte suave, es un soporte delgado fabricado para cubrir y asegurar fácilmente la herida. La superficie metálica y la impregnación neutraliza la adhesión de la herida, por consiguiente el apósito puede ser removido de forma menos dolorosa.
La impregnación protege los bordes de la herida ayudando a prevenir una maceración. Como no es medicado, no contiene parafina y no deja residuos, cuando el apósito sea cambiado no dejara residuos acumulados en la herida o en los bordes del mismo.
Cuando se aplica Atrauman® Ag sobre la herida, el apósito al entrar en contacto con el exudado, libera iones de plata de su superficie metálica, estos iones permanecen en su mayor parte en el entorno inmediato del apósito. Estos iones se unen a la superficie de las bacterias destruyéndolas definitivamente.
Atrauman® Ag actúa contra: Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus (MRSA), Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumonía, pseudomonas aeruginosa, echericha coli, Bacillus coli, bacillus subtilis.

Modo de aplicación

Se extrae Atrauman® Ag de su envoltura estéril junto con los dos papeles protectores, retirar uno de los papeles protectores y colocar este lado del apósito en contacto con la herida a continuación retirar el papel protector restante
Se debe colocar sobre el Atrauman® Ag un apósito para absorción de las secreciones. El efecto antibacteriano del Atrauman® Ag se mantiene inalterado durante al menos siete días

Contraindicaciones

No se han descrito

FICHA TÉCNICA

Precauciones

Para no perjudicar la efectividad de Atrauman® Ag, no se debe combinar el uso del apósito con pomadas o apósitos que contengan parafina

Esterilización

Esterilización por radiación en un proceso validado usando cobalto 60 como radionúclido.

Base Legal

DIN EN 552 - Esterilización de dispositivos médicos. Validación y control de rutina de esterilización por radiación
DIN EN 556 - Esterilización de dispositivos médicos – Requerimientos de dispositivos médicos esterilizados en fase Terminal para ser etiquetados como “estéril”.

Almacenamiento

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente y en posición horizontal.

Referencias

	APOSITO ESTÉRIL MALLA DE POLIAMIDA IMPREGNADO DE PLATA Y TRIGLICERIDOS	
REFERENCIA	**PRODUCTO**	**UNIDAD DE EMPAQUE**
499570	ATRAUMAN® AG 5 x 5 cm	CAJA x 3
499571	ATRAUMAN® AG 5 x 5 cm	CAJA x10
499573	ATRAUMAN ®AG 10 x 10 cm	CAJA x10
499575	ATRAUMAN® AG 10 x 20 cm	CAJA x10