Johnson&Johnson MedTech

ETHICON

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial del Producto

Grapadora eléctrica Echelon Circular 31 mm

CÓDIGO

CDH31P

Altura de Grapa	Longitud de Vastago	Longitud de Mandibula
1.5-2.2 mm	18 cms	31 mm de Diametro

INFORMACION GENERAL	
Usos Frecuentes:	Las grapadora CIRCULAR pueden aplicarse a lo largo del tubo digestivo para las anastomosis termino-terminales, termino-laterales y latero-laterales
Materia Prima	Grapadora : Policarbonato, acrilonitrilo, Butadieno Estireno, Politretamida, Nylon, Esterato de Sodio, Acero inoxidable, Aluminio. Grapas : Aleación de Titanio
Color del Material:	Predomina Blanco
Descripcion:	Las grapadoras eléctricas ECHELON CIRCULAR son grapadoras para anastomosis, las cuales aseguran que se establezca la correspondencia idónea del dispositivo con el diámetro del lumen. Cada dispositivo cuenta con un yunque desmontable que el cirujano puede colocar en la posición que desee. Los dispositivos permiten al cirujano controlar la compresión de los tejidos modificando la altura de la grapa cerrada. La grapadora ha sido diseñada para facilitar la introducción, el funcionamiento y la extracción. El dispositivo ha sido diseñado para no dispararse si el yunque no está seguro y/o fuera de su rango de disparo. Cada dispositivo se suministra con una batería de litio primaria que debe instalarse antes de su uso. Hay requisitos específicos para la eliminación de la batería. Consulte Eliminación de la batería para ver instrucciones al respecto. Una lámina protectora de grapas en cada cabezal del dispositivo protege las puntas de la pata de la grapa durante el envío y el transporte.

Johnson&Johnson MedTech

ETHICON

INFORMACION GENERAL	
Presentación Comercial:	Unidad. Empaque individual esteril para su uso en un solo paciente. Deséchelo después de su uso.
Metodo de Esterilizacion:	Radiacion, no reesterilizar
Transporte y almacenamiento:	Transportar y almacenar a temperatura ambiente en lugar fresco, seco y alejadas de la humedad, de la luz solar y de fuentes de calor. No utilizar después de la fecha de validez
Recomendaciones de Uso:	Dispositivo medico de un solo uso, No reesterilizar / No reutilizar Se asegura la esterilidad mientras el empaque no se abra, no se dañe, ni se moje. Desechar los empaques abiertos o no usadas
Precauciones Generales:	Debe evaluarse cuidadosamente el grosor del tejido antes de disparar cualquier grapadora. No utilizar si no se puede comprimir de forma cómoda el grosor del tejido hasta alcanzar la altura de la grapa cerrada seleccionada o si el tejido se comprime con demasiada facilidad hasta alcanzar una altura inferior a la de la grapa cerrada seleccionada (consulte en la Tabla de códigos de producto de la grapadora eléctrica ECHELON CIRCULAR siguiente los rangos de las alturas de la grapa cerrada ajustables) o si el diámetro interno de la estructura es inferior a 23 mm. Si el dispositivo se utiliza con
Disposición Final:	Los residuos cortopunzantes deben desecharse en contenedor adecuado tipo guardián. Todo residuo biológico debe de ser desinfectado, descaracterizado / incinerado antes de ser descartado, según legislación vigente.

INFORMACION GENERAL	
Vida Util:	5 años
Tipo de Dispositivo:	Invasivo
Riesgo:	IIB
Registro Sanitario:	INVIMA 2017 DM - 0000699 - R2

Fabricante:	ETHICON ENDO-SURGERY LLC con domicilio en PUERTO RICO; ETHICON ENDOSURGERY INC. con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Importadores:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S., AVENIDA CALLE 26 # 69 - 76, EDIFICIO ELEMENTO, TORRE 2 - PISOS 3 AL 11, BOGOTA D.C., COLOMBIA