RECARGA PARA GRAPADORA ECHELON 60 GST60W*

Recarga para grapadora ECHELON 60 tejido vascular con tecnología de superficie antideslizante de tejido



NOTA imagen de referencia para más información remitirse a la tabla de códigos

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CODIGO DE COLOR	ALTURA DE GRAPA
GST60W	Recarga de 60mm para tejido vascular	blanca	1.0mm

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción

Recarga para Endo grapadora lineal cortante ECHELON GST * con superficie de agarre de tejido

Materia Prima
Plástico, metal

Grapas:
aleación de titanio

Está indicada para transección, resección o creación de anastomosis. El instrumento tiene aplicación en diversos procedimientos quirúrgicos en el área de cirugía general, gastrointestinal, musculo esquelético, ginecológica, urológica y torácica

Presentación
Empaque individual
*según código

Método de esterilización
Radiación, No reesterilizar

Transporte y almacenamiento

Transportar y almacenar a temperatura ambiente en lugar fresco, seco y alejadas de la humedad, de la luz solar y de fuentes de calor. No utilizar después de la fecha de validez

Recomendaciones de uso
Dispositivo medico de un solo uso, No reesterilizar / No reutilizar Se asegura la esterilidad mientras el empaque no se abra, no se dañe, ni se moje. Desechar los empaques abiertos o no usadas

Precauciones generales
Los usuarios deben estar familiarizados con los procedimientos y las técnicas quirúrgicas.
Asegúrese que el tejido que desea grapar este correctamente colocado entre las ramas antes de graparlo
Tenga cuidado de no disparar este instrumento si la línea de grapado puede quedar en tensión
Al colocar la grapadora en el lugar de aplicación compruebe que sobre el lugar no presente obstrucción como clips, catéteres, guías etc. Entre las ramas del instrumento
***para ampliar información consultar al manual del usuario**

Disposición final
los residuos cortopunzantes deben desecharse en contenedor adecuado tipo guardián
Todo residuo biológico debe de ser desinfectado, descaracterizado / incinerado antes de ser descartado, según legislación vigente

Vida útil
5 años

Tipo de dispositivo
Invasivo

Riesgo IIB

Registro Sanitario INVIMA 2016 DM - 0000131 - R1

Fabricante
ETHICON, INC Route 22 WEST P.O. BOX 151, Somerville NJ USA 00876 | ETHICON LLC Highway 183 Km 8,3 San Lorenzo, Puerto Rico USA 00754 | JOHNSON & JOHNSON DE BRASIL INDUSTRIA Y COMERCIO PRODUCTOS PARA LA SALUD LTDA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 154 - JD. DAS INDUSTRIAS SAO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - 122240-908 BRASIL | JOHNSON & JOHNSON DE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUCTOS PARA SAÚDE LTDA Avenida presidente Juscelino Kubitscheck, N° 2041, ANDARES 8° E 9° Complexo JK. Bloco B - Villa Nova Conceição - São Paulo - SP – BRASIL
Titular licencia
JOHNSON & JOHNSON MEDTECH