RECARGA ECHELON CONTOUR DE 40 mm

Recarga curva cortante ECHELON CONTOUR de 40mm con recarga verde de 40 mm con tecnología de agarre de tejido.



NOTA imagen de referencia para más información remitirse a la tabla de códigos

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CODIGO DE COLOR	ALTURA DE GRAPA
GCR40G	Recarga curva cortante ECHELON CONTOUR GST de 40 mm	Verde	2.0mm

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción
Recarga curva cortante ECHELON CONTOUR de 40mm con recarga verde de 40 mm con tecnología de agarre de tejido.

Materia Prima
Plástico, metal

Grapas:
Aleación de titanio.

Está indicada para transección, resección de tejido. El instrumento tiene aplicación en diversos procedimientos quirúrgicos en el área de cirugía general, gastrointestinal, musculo esquelético, ginecológica, urológica y torácica.

Presentación
Empaque individual
*según código

Método de esterilización
Radiación, No reesterilizar

Transporte y almacenamiento
Transportar y almacenar a temperatura ambiente en lugar fresco, seco y alejadas de la humedad, de la luz solar y de fuentes de calor. No utilizar después de la fecha de validez

Recomendaciones de uso
Dispositivo medico de un solo uso, No reesterilizar / No reutilizar Se asegura la esterilidad mientras el empaque no se abra, no se dañe, ni se moje. Desechar los empaques abiertos o no usadas

Precauciones generales
Los usuarios deben estar familiarizados con los procedimientos y las técnicas quirúrgicas.
Asegúrese que el tejido que desea grapar este correctamente colocado entre las ramas antes de graparlo
Tenga cuidado de no disparar este instrumento si la línea de grapado puede quedar en tensión
Al colocar la grapadora en el lugar de aplicación compruebe que sobre el lugar no presente obstrucción como clips, catéteres, guías etc. Entre las ramas del instrumento
***para ampliar información consultar al manual del usuario**

Disposición final
los residuos cortopunzantes deben desecharse en contenedor adecuado tipo guardián
Todo residuo biológico debe de ser desinfectado, descartado / incinerado antes de ser descartado, según legislación vigente

Vida útil
5 años

Tipo de dispositivo
Invasivo

Riesgo IIB

Registro Sanitario INVIMA 2015 DM - 0003403 - R1

Fabricante
ETHICON ENDOSURGERY, LLC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; ETHICON ENDOSURGERY INC. con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Titular licencia
JOHNSON & JOHNSON MEDTECH DE COLOMBIA S.A.S