Encuesta de parámetros de Torch

Proveedor de EQA: ESfEQA GmbH
Heidelberg

Jefe de Operaciones ESfEQA: Dr. D. Groche

Instrucciones de uso

Notas:

Las muestras deben considerarse potencialmente infecciosas. Para estas muestras se aplican las precauciones habituales en el laboratorio para muestras potencialmente peligrosas.
Se encontró que las donaciones de sangre utilizadas para la producción no eran reactivas para HBsAg, anti-HIV 1/2 y anti-HCV. Deben ser aplicados únicamente por personal capacitado.



ADVERTENCIA: Contiene metilisotiazolonas.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.



Este producto contiene material de origen humano y debe considerarse potencialmente infeccioso.

Ocasionalmente, varias tareas del programa de pruebas de aptitud pueden confiarse a subcontratistas calificados.
Sin embargo, ESfEQA es responsable ante los participantes por el trabajo del subcontratista.

Los resultados del análisis de muestras solo se pueden divulgar a colegas de otros laboratorios después de que haya concluido el período de prueba.

Al registrarse y participar en este EQA, los participantes aceptan los términos y condiciones generales de ESfEQA GmbH. Estos se pueden recuperar en línea en www.esfeqa.eu

1. Uso previsto

Las muestras están destinadas a ser utilizadas como material de control cualitativo y cuantitativo para la Calidad Externa.
Evaluación (EQA) en laboratorios médicos para los siguientes analitos:

Parámetros cualitativos: anti-
Toxoplasma IgG + total anti-
Toxoplasma IgM anti-Rubella IgG
+ total anti-Rubella IgM anti-CMV
IgG + total anti-CMV IgM anti-HSV
1/2 IgG + total anti-HSV 1/2 IgM
anti -VHS 1 IgG + anti-VHS 1 total
IgM anti-VHS 2 IgG + anti-VHS 2
total IgM

Parámetros cuantitativos: anti-
Toxoplasma IgG anti-Rubeola
IgG anti-CMV IgG anti-HSV
1/2 IgG anti-HSV 1 IgG anti-
HSV 2 IgG

2. Descripción del producto

Muestra 1: Torch_2022_03_a
Muestra 2: ToRCH_2022_03_b
Muestra 3: Torch_2022_04_a
Muestra 4: ToRCH_2022_04_b

Las muestras son líquidas, listas para usar.

3. Almacenamiento y Estabilidad

Las muestras deben almacenarse en posición vertical a 2-8 °C. Son estables al menos hasta la fecha límite para el envío de datos como se indica a continuación.

4. Preparación y análisis de muestras

Deje que la muestra alcance la temperatura ambiente durante 15 minutos antes de la prueba. Inmediatamente antes del uso, agite la muestra invirtiendo suavemente el vial varias veces.

Todas las muestras deben tratarse de la misma manera que las muestras de pacientes y analizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante del instrumento y del reactivo.

5. Fechas y envío de los resultados de las pruebas

Período de prueba para la muestra 1 y 2: 07/11/22 - 08/01/22
Período de prueba para la muestra 3 y 4: 17/10/22 - 07/11/22

Envíe sus resultados electrónicamente a ESfEQA en https://teqa.esfeqa.eu.

Póngase en contacto con su distribuidor local de programas ESfEQA o ESfEQA directamente si necesita ayuda con el registro en TEQA. De forma alternativa, aunque no preferida, utilice el formulario de fax proporcionado en el sitio web de ESfEQA. En ambos casos indicar el instrumento y método utilizado para el análisis de las muestras.

Los resultados cuantitativos generalmente se informan con un valor y una unidad. El participante determina el número de dígitos para informar. Los resultados especificados como, por ejemplo, '< por debajo del rango de medición' o '< 0,02' no son válidos. Si el sistema analizador muestra tales resultados, se interpretarán de la siguiente manera: Para los resultados dentro del rango de medición y por debajo del Límite de Cuantificación (LoQ), se debe informar el valor obtenido. Para los resultados por debajo del límite de detección (LoD), se debe informar este límite. para muestras

ESfEQA GmbH
Siemensstr. 38
69123 Heidelberg
Alemania

Teléfono: + 49 6221 4166-700
Fax: + 49 6221 4166-790
info@esfeqa.eu
www.esfeqa.eu

que tienen concentraciones de analito por encima del rango de prueba, la muestra se puede diluir (si se recomienda para aplicaciones particulares) o el límite superior del rango de prueba se puede informar como resultado.

6. Fecha límite para la presentación de datos

Fecha límite para el envío de datos (zona horaria GMT +1):

Muestra 1 y 2:	01/08/22
Muestra 3 y 4:	07/11/22

7. Informes y Certificados

Los datos serán evaluados por ESfEQA. Los informes y certificados de laboratorio individuales se pueden recuperar en línea en https://teqa.esfeqa.eu. Los informes y certificados estarán disponibles dentro de las 3 semanas posteriores a la fecha límite de envío de datos.

ESfEQA GmbH
Siemensstr. 38
69123 Heidelberg
Alemania

Teléfono: + 49 6221 4166-700
Fax: + 49 6221 4166-790
info@esfeqa.eu
www.esfeqa.eu