BILIRRUBINA SUERA ELEVADA (BIL CONTROL H)

CAT. NÚM. Ser 454
TAMAÑO: 10 x 3 ml

LOTE NÚM.103BE
EXPIRACIÓN:28/08/2025

GTIN:05055273200706

USO PREVISTO

Este producto está diseñado para su uso en el control de calidad de los ensayos de bilirrubina en analizadores de química clínica.

PREPARACIÓN DEL SUERO

Reconstituya cuidadosamente cada vial de suero liofilizado con exactamente**3ml**de agua destilada. Cierre la botella y déjela reposar durante 30 minutos antes de usarla. Asegúrese de que el contenido se disuelva por completo agitándola suavemente. Invierta la botella para asegurarse de que se disuelvan todos los restos de material seco. Evite la formación de espuma agitándola.

ESTABILIDAD

Sin abrir: El suero liofilizado es estable hasta la fecha de caducidad, siempre que se conserve entre +2ºC y +8ºC.

Abierto: La bilirrubina presente en el suero es sensible a la luz, por lo que se recomienda conservar el suero en un lugar oscuro después de su reconstitución. Conservado en un lugar oscuro a una temperatura entre +2ºC y +8ºC, es estable durante 5 días.

SEGURIDAD

Este material es de origen enteramente bovino y no contiene aditivos de origen humano.

ASIGNACIÓN DE VALOR

Debido a la variación causada por el equipo de prueba, los reactivos de prueba y la técnica de laboratorio, los rangos citados se proporcionan como orientación. Se recomienda que se utilicen estos rangos hasta que cada laboratorio haya establecido sus propios rangos, en función de los requisitos individuales del laboratorio.

*** Tenga en cuenta que los valores de oxidación directa de bilirrubina a biliverdina/vanadato no están disponibles actualmente. Se actualizarán a su debido tiempo.**

COMPONENTE	VALOR OBJETIVO	RANGO	MÉTODO
Bilirrubina directa	87,8 µmol/l 5,14 mg/dl	69,4 – 106 µmol/l 4,06 – 6,22 mg/dl	Diazo con ácido sulfanílico
Bilirrubina directa	* Por determinar µmol/l * Por determinar mg/dl	* Por determinar µmol/l * Por determinar mg/dl	Oxidación a Biliverdina/ Vanadato
Bilirrubina total	271 µmol/l 15,9 mg/dl	214 – 328 µmol/l 12,6 – 19,2 mg/dl	Diazo con ácido sulfanílico
Bilirrubina total	270 µmol/l 15,8 mg/dl	213 – 327 µmol/l 12,5 – 19,1 mg/dl	Oxidación a Biliverdina/ Vanadato

EC REP Randox Teoranta, Meenmore,
Dungloe, Donegal,
F94 TV06, Irlanda

28 de octubre de 2021

ESTA PAGINA ESTA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO