BD	LANCETA BD MICROTAINER® Quikheel™ Toma de Muestra Capilar Talón	Becton Dickinson de Colombia Ltda. Soluciones diagnosticas Integradas. IDS. Versión: 2022-I



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Dispositivo con cobertura plástica, botón activador, cuchilla de acero inoxidable grado médico.

Puede utilizarse para la recolección de muestra de sangre a partir de punción de talón.

REGISTRO SANITARIO:			
Número:	INVIMA2019DM-0019211	**TIPO DE DISPOSITIVO:** INVASIVO	
Vigencia:	Enero 2029		
Titular:	Becton Dickinson de Colombia Ltda.	**Fabricante:**	Becton Dickinson & Company
Dispositivo:	No Reutilizable	**Esterilización:**	Óxido de etileno

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUETADO

CATÁLOGO	PRODUCTO	Medidas de Profundidad	ANCHO	PRESENTACIÓN
368100	Lanceta para punción de Talón Rosado	0.85 mm	1.75 mm	Caja x 50 unidades
368101	Lanceta para punción de Talón Verde	1.0 mm	2.50 mm	Caja x 50 unidades

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
Material Carcasa	Plástico grado médico
Material de Disparador	Plástico grado médico
Cuchilla	Acero Inoxidable grado médico.
Almacenamiento	Temperatura: 4 a 25°C - Humedad relativa de 15-80%. No exponer a la luz directa del sol.
Estándares certificación	ISO 14001, EMS37154, ISO 13485, FM79169
Almacenamiento	4 a 25°C - No exponer a la luz directa del sol

MODO DE USO	DISEÑO DE PRODUCTO
	Diseño innovador contorneado para agarre firme y estable durante la activación, brindando mayor seguridad. La activación instantánea proporciona una rápida incisión controlada en profundidad y longitud, lo que asegura un flujo en la cantidad de sangre requerida en la colecta. La cuchilla es una hoja fina de acero quirúrgico que favorece el corte pendular ofreciendo una incisión limpia y mejor. La retracción automática de la cuchilla reduce la posibilidad de lesiones y elimina la reutilización. El color de la lanceta permite seleccionar la profundidad de la incisión adecuada protegiendo de lesiones innecesarias al paciente.

La lanceta BD Microtainer® Quikheel™ cumple con las recomendaciones para el tamizaje neonatal de acuerdo a los lineamientos del CLSI. LA4-A5 Blood Collection on Filter Paper For Newborn Screening Programs- Fourth Edition. "Para obtener un suficiente flujo de sangre, la punción en el talón del infante debe hacerse con una lanceta o con un dispositivo de incisión de talón. El dispositivo de incisión debe proveer un excelente flujo de sangre a través de una incisión estandarizada con una profundidad de 1 mm y una longitud de 2.5 mm…