FICHA TECNICA

TORNIQUETE LIBRE DE LATEX



DESCRIPCION:

Es un torniquete de material sintético antialérgico, libre de látex.

APLICACIÓN

Se utiliza en la extracción corriente de sangre para aplicar presión sobre el brazo y facilitar la visibilidad de las

venas con el fin de encontrarlas y sentirlas con mayor facilidad. Este producto sólo debería utilizarlo el personal

formado con todo esmero siguiendo las instrucciones de uso.

INDICACIONES DE USO

1. Coloque el torniquete de 7.5 a 10 cm por encima del punto de punción.

2. Sostenga ambos extremos del torniquete y realice el nudo

3. Cuando la sangre entre en el primer tubo, simplemente tire del extremo del nudo y se soltará de

inmediato.

NOTA:

Si se ha aplicado un torniquete durante más de 1 minuto, debe soltarse y volver aplicarse tras 2 minutos.

ALMACENAMIENTO:

- Evite la exposición directa a la luz solar
- Temperatura de almacenamiento: 4-25 ºC

PRECAUCIONES:

- No aplique presiones elevadas que puedan afectar al flujo sanguíneo arterial de la extremidad.
- Retire el torniquete una vez que la sangre empiece a entrar en el primer tubo.
- Una estasis demasiado prolongada y elevada puede provocar una hemólisis.
- No lo use si la piel está agrietada.

FORMA DE PRESENTACION:

Unidad en empaque individual