	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

DATOS GENERALES

SEDE:	**CASA LA ESPERANZA**			**SEDE**		**CAJICA**		
NOMBRE DEL EQUIPO:	nevera de cadena de frio							
MARCA:	**haced**		**MODELO:**	hs-6sl(n)				
NÚMERO DE SERIE:	**bu72106018930057**		**No INVENTARIO**	**NO APLICA**				
EQUIPO BIOMEDICO:								
MAQUINAS Y EQUIPOS:	**aplica**							
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	**CLASE I**	**x**	**TECNOLOGÍA PREDOMINANTE**	**ELÉCTRICO**	**x**	**ELECTRÓNICO**		
	CLASE IIA			**NEUMÁTICO**		**HIDRÁULICO**		
	CLASE IIB			**MECÁNICO**		**ÓPTICO**		
	CLASE III			**OTRO**				
FORMA DE ADQUISICIÓN	**COMPRA**	**X**	**TIPO**	**DIAGNÓSTICO**		**QUIRÚRGICO**		
	DONACIÓN			**TRATAMIENTO**		**REHABILITACIÓN**		
FECHA DE ADQUISICIÓN:	**13-12-2011**			**IMAGENOLOGÍA**		**OTRO**		



FOTOGRAFIA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	**VOLTAJE**	**110v**	**CONSUMIBLES**	**BRAZALETE**		**ELECTRODOS**		**OBSERVACIONES**
	CORRIENTE			**PERA**		**BATERÍAS**		
	POTENCIA			**MEMBRANA**		**PAPEL**		
	FRECUENCIA			**OTRO**				
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				**SI**	**x**	**NO**		

DATOS FABRICANTE

Nombre del Proveedor:	haced		
DIRECCION:	CALLE 59 55-80 KM 13 COPACABANA	**Nombre del Fabricante:**	haced
TELEFONO:	2552110	**E-MAIL:**	

ESPECIFICACION TECNICA

VIDA UTIL:	**No incline el refrigerador más de 45 ªc** **no aplicar presión en ninguna parte tal como el congelador o puerta para evitar malformaciones** **permitir al congelador que tenga espacio suficiente** **no instalar en lugares que tenga alta temperatura o humedad**

INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO

Al operara el refrigerador por primera vez opérela sin ningún elemento dentro de ella hasta que se detenga a la temperatura deseada.
Verificar qué la puerta quede cerrada herméticamente.
Graduar con la perilla los grados del refrigerador.
Preferiblemente dejar en un soporte rígido y estable.
Dejar a 3 cm lejos de la pared

FUNCION

Cadena de frio

ELEMENTOS DE PROTECCION

LIMPIEZA Y DESINFECCION

realice la limpieza del equipo con un paño limpio húmedo con agua. Secar muy bien. Descongelar el congelador limpiar y secar. Vaciar bandeja de recolección de hielo del congelador secar con un paño seco y suave dejar que llegue a la temperatura deseada

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

mantenimiento anual verificar funcionamiento

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO

Procurara no abrir innecesariamente Verificar que la conexión a la toma de corriente este adecuadamente dejar a 10 cm de la pared

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

No	FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		TRABAJOS REALIZADOS	REPUESTO	RESPONSABLE
		PREVENTIVO	CORRECTIVO			
1	12-12-2012	x		mantenimiento preventivo		Luz Balaguera
2	13-05-2016	x		mantenimiento preventivo		Luz Balaguera
3	31-08-2020	x		mantenimiento preventivo		Luz Balaguera
4	26-08-2021	x		mantenimiento preventivo		Mauricio Mosquera