Ficha Técnica Drenaje Torácico Succión Húmeda

Marca: ***REDAX***
Modelo: ***COMPACT SINGLE***
REFERENCIA 10105

Descripción:

Sistema de drenaje torácico de 3 cámaras, de un solo uso, para pacientes adultos y pediátricos, provistos de cámaras de recolección, cámara sello de agua y auto-regulado para el control de la aspiración, totalmente libre de látex compatible con RMI. Todos los dispositivos se pueden usar en aspiración o por gravedad, y están disponibles en la versión con tubo simple. Para uso en neonatos se debe solicitar un accesorio que cumple con esta función.



Características:

- Sistema de Auto-Regulación, una vez que se conecta a la fuente de vacío, no requiere ninguna regulación adicional.
- Cámara de sello de Agua para facilitar la detección de pérdidas por burbujeo y obtener una presión intrapleural precisa en el paciente.
- Válvula de Control de la Presión Negativa, Sistema simplificado para la liberación de la presión negativa.
- Válvula de Seguridad Automática para aliviar la presión positiva.
- Puerto para muestra libre de aguja.
- Diseño sólido, estable y compacto.
- Gran capacidad con escala graduada de precisión 2100 c.c. con incrementos de 5 ml hasta 200 ml, lo cual permite su uso en aplicaciones pediátricas.
- Regulación del burbujeo automática y totalmente integrada.
- Asa integrada firme para transporte y traslado de pacientes.
- Diseñada para reducir la mezcla de líquidos en el interior de las cámaras.
- Tubo de conexión independiente con conector lock-in.

- Incluye jeringa para el llenado y un clamp en el tubo de conexión hacia el paciente.
- Material: POLICARBONATO, POLIESTIRENO SILICONA
- Válvula exclusiva para neonatos

Línea:	**Drenajes torácicos de succión Húmeda**
Nombre técnico:	Drenaje torácico de tres cámaras, sello de agua, succión húmeda, recolección simple o dual
Nombre comercial	Drenaje **Compact** Colección Simple
Fabricante:	REDAX
País origen:	ITALIA
Almacenamiento:	Temperatura ambiente
Riesgo:	IIA
Numero de usos:	De un solo uso
Indicaciones	✔ Facilitar la remoción de líquido, sangre y/o aire del espacio pleural o el mediastino. ✔ Evitar la entrada de aire atmosférico en el espacio pleural mediante el uso de una trampa de agua. ✔ Restaurar la presión negativa del espacio pleural. ✔ Promover la re-expansión del pulmón colapsado mejorando su ventilación y perfusión. ✔ Aliviar la dificultad respiratoria asociada con el colapso pulmonar
Advertencias y Precauciones	✔ El sistema de drenaje debe mantenerse en posición vertical y siempre por debajo del nivel del líquido en la cavidad pleural (por lo menos 50 cm). ✔ Evitar curvaturas o aplastamientos en el tubo de drenaje del paciente. ✔ No obstruir ni cubrir la válvula de liberación de presión positiva. ✔ No conectar el sistema al paciente con el vacío ya activado. ✔ No pinzar el tubo de conexión al paciente durante un periodo prolongado durante el drenaje y/o el transporte. ✔ El líquido contenido en las cámaras de recolección del sistema de drenaje no se debe re-infundir de ningún modo, sino que debe eliminarse con el sistema de drenaje de conformidad con las normativas vigentes en materia de residuos biológicos peligrosos. ✔ En caso de conexión a aspirador, vigilar que haya burbujeo en la cámara de control de aspiración o que se vea el fuelle rojo en la posición adecuada.
Registro sanitario INVIMA:	2020DM-0021059 ; Vence Enero 13 - 2030
Presentación:	Caja x 4 unidades
Capacidad:	2100cc
Método de	Óxido de etileno

esterilización
Disposición final: De acuerdo al protocolo de desecho de la institución.