Bioline
Hilos Quirúrgicos





WaxBio - Cera para Hueso - Hemostatico Quirúrgico

Registro Sanitario Invima: 2019DM-0019725

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

WaxBio - Cera para hueso, es un hemostático quirúrgico estéril fabricado con una combinación de cera de abejas blanqueada y palmitato que actúa con acción emoliente. Su presentación es en forma de varilla, de color ligeramente amarillo y con un olor característico.

Componentes Esenciales

Cera de abejas dirigida 80%

Palmitato de isopropilo..... 20%

Absorción y mecanismo

Absorción completa en cerca de 60 a 90 dias
Mecanismo de absorción por hidrólisis

Indicaciones

WaxBio - Cera para hueso se utiliza como hesmostático mecánico para contener el sangrado de las superfícies óseas.

Contraindicaciones

WaxBio - Cera para hueso no debe usarse cuando se desea una regeneración rápida y una fusión ósea.

Directrices generales para el uso correcto y seguro del producto

Use WaxBio - Cera para hueso de acuerdo con el procdimiento quirúrgico. Debe usarse tan pronto como se abra el paquete, por lo que separe asépticamente de 1 a 1,5g cera que debe calentarse mediante la manipulación de los dedos hasta la consistencia deseada. Una vez hecho esto, aplique a la ubicación deseada.

Advertencias y precauciones

No utilice si el envase si está húmedo, roto o dañado. Almacenar el producto a temperatura ambiente (30° C), protegido de la luz directa del sol y de la humedad del 60%. No lo utilice si la validez ha expirado. Uso exclusivo de un profesional calificado en el cierre de tejidos en los procedimientos quirúrgicos. El producto es de un solo uso, no debe ser re-esterilizado. Deseche las sobras y el producto abierto y no utilizado.

Esterilización y validez

Esterilizado por Radiación Gama (rayos y - fuente: Cobalto 60).
Válido por 5 años a partir de la fecha de fabricación, manteniendo la integridade del envase.

Presentación

WaxBio - Cera para hueso se presenta en forma de palitos o tabletas de 2,5g, 3,0g y 5,0g en sobre estériles individuales y empacados en 12, 24 o 36 unidades.

Produto de un solo uso. No re-esterilizar.
Almacene en ubicación seca y fresca, lejos de la luz solar directa y de humedad.

WaxBio - Cera para Hueso - Hemostático Quirúrgico Estéril

CÓDIGO	CERA		CJ	IMAGEM
	FORMATO	MASA		
WAXBIO25B	Tableta	2,5 G	12	 Representación artística del producto