EXT-TYC-390

Con oclusión de doble globo

# Derivación de la carótidaPruitt F3 ®



Buena perfusión cerebral con oclusión de doble globo

Opción de poliuretano ya disponible

LeMaitre® VASCULAR

Your Peripheral Vision®

# Derivación de la carótida Pruitt F3®

## EL GLOBO DE PROXIMA GENERACION SHUNT

La derivación de la carótida Pruitt F3 está hecha con un material flexible que también es más resistente al retorcimiento, * está codificada por colores para una fácil identificación y tiene un 10% más de flujo sobre la derivación de la carótida original Pruitt-Inahara®. *

Oclusión A traumática De Doble Globo: Sin Sujeción

Diseño de doble globo para una inserción rápida y fácil y una oclusión no Clamp a traumática de las arterias carótidas internas y comunes. Incisión más pequeña, menos disección y arterioctomía más corta. Los globos mantienen la arteria abierta para una mejor visualización de los puntos finales de la placa

Opción de poliuretano ya disponible

La derivación Pruitt F3 está diseñada con un Material FLEXIBLE que también es más RESISTENTE AL KINKING.

T-PORT para infusión y enrojecimiento, control del flujo sanguíneo, presión arterial, permeabilidad y eliminación segura de partículas embolicas. Un diámetro interno más pequeño reduce la probabilidad de que entren partículas en la derivación.



LA FUNDA DE SEGURIDAD está teñida de amarillo para mejorar la visibilidad. Si la carótida común interna se infla en exceso, la presión adicional se desvía al globo de seguridad, lo que evita el daño arterial.

El lumen de inflado común y las marcas de profundidad CODIFICADAS COLOCAN el camino de inflado que va desde la llave de paso azul al globo azul.

Las MARCAS DE PROFUNDIDAD indican la longitud de inserción de la derivación en la carótida.

GLOBO DE SEGURIDAD: EVITAR LA INFLACIÓN SOBREGASTA



PASO 1 El globo de seguridad especial con funda de plástico móvil minimiza el riesgo de inflado excesivo del globo carotideo interno (ICB). Deslice la funda de plástico del globo de seguridad e infle el ICB.

PASÓ 2 Si el ICB se infla demasiado, la presión adicional se desvía al globo de seguridad, lo que evita el daño arterial.

PASÓ 3 Después de inflar el ICB, deslice la funda de plástico sobre el globo de seguridad para evitar la deflación del ICB.

LeMaitre VASCULAR
Your Peripheral Vision

# Pruitt F3 Carotid Shunt



## INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

| | Diámetro | Longitud | Modelo # |
|---|---|---|---|
| **Derivación de la carótida periférica Pruitt F3** | | | |
| Shunt con T | 8F | 31 cm | e2013-10 |
| Shunt con T | 9F | 31 cm | e2012-10 |
| Shunt sin T | 9F | 31 cm | e2012-11 |
| Shunt con T | 10F | 31 cm | e2011-10 |
| **Derivación de la carótida interna Pruitt F3** | | | |
| Shunt con T | 9F | 15 cm | e2012-12 |
| Shunt sin T | 9F | 15 cm | e2012-13 |
| Shunt con T | 10F | 15 cm | e2011-12 |
| **Derivación de la carótida periférica de poliuretano Pruitt F3-S *** | | | |
| Shunt con T | 8F | 31 cm | 2015-10 |
| Shunt con T | 9F | 31 cm | 2014-10 |
| **Derivación de la carótida interna de poliuretano Pruitt F3-S *** | | | |
| Shunt con T | 9F | 15 cm | 2014-12 |
| Shunt sin T | 9F | 15 cm | 2014-13 |

* Los modelos de poliuretano no incluyen un globo de seguridad.

Estas especificaciones no pretenden ser una garantía. En aras de la mejora del producto, estas especificaciones se pueden cambiar de vez en cuando
Sin notificación. Por favor, consulte a su representante de ventas para más detalles.

Los números de modelo e2011-xx, e2012-xx y e2013-xx no están autorizados para la venta en Canadá. Los equivalentes con licencia son: 2011-xx, 2012-xx y 2013-xx.


LeMaitre Vascular Inc

63 Segunda Avenida
Burlington, MA 01803 EE.UU.

T 781 221 2266
F 781 221 222

LeMaitre Vascular ULC
5915 Airport Road, Suite 608
Mississauga, ON L4V 1T1 Canada T
905 673 2266
F 905 673 2223

LeMaitre Vascular GmbH
Otto-Volger-Sr. 5a / b 65843
Sulzbach / Ts
Alemania

T +49 (0)6196 659230
F +49 (0)6196 527072

LeMaitre Vascular GK
1F Kubodera Twin Tower Blog. 2-9-4
Kudan-minami, Chiyoda-ku
Tokio 102-0074 Japón
T +81 (0)3 5215 5681
F +81 (0)3 5215 5682
Servicio al cliente
US 800 628 9470
Canada 855 673 226
www.lemaitre.com