INSPECCIÓN DE EQUIPOS ANTROPOMETRICOS

FECHA: Marzo 24 / 2026		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Equipo	**Condiciones optimas**	✓		
Bascula (Pesa personas)	Daños en el plato de la balanza, en display para las balanzas digitales, u otros daños físicos que afecten la toma de las medidas	✓		
	Cuando exista una diferencia mayor a 5 gramos entre las tomas del peso de la misma porción de alimentos; 20 gramos para las balanzas de menores de 2 años y 100 gramos para las balanzas de mayores de dos años entre las tomas del peso del mismo niño o masa patrón.	✓		
	Los equipos no responden adecuadamente al estímulo de una medición de peso.	✓		
Bascula (Pesa bebes)	Daños en el plato de la balanza, en display para las balanzas digitales, u otros daños físicos que afecten la toma de las medidas	✓		
	Cuando exista una diferencia mayor a 5 gramos entre las tomas del peso de la misma porción de alimentos; 20 gramos para las balanzas de menores de 2 años y 100 gramos para las balanzas de mayores de dos años entre las tomas del peso del mismo niño o masa patrón.	✓		
	Los equipos no responden adecuadamente al estímulo de una medición de peso.	✓		
Tallímetro (Estadiometro 1)	Escala de medición legible y con división de escala de 1 mm y Verificacion secuencia de medicion.	✓		
	Instrumento sin daño físico o ruptura que pueda lastimar al niño o que dificulte la correcta medición.	✓		
	Ensamblaje adecuado del equipo, estable y firme.	✓		
	El material de fabricacion y las piezas no se encuentran deformes, dilatadas, pandeadas o distorcionadas.	✓		
Infantómetro (Estadiometro 2)	Escala de medición legible y con división de escala de 1 mm y Verificacion secuencia de medicion.	✓		
	Instrumento sin daño físico o ruptura que pueda lastimar al niño o que dificulte la correcta medición.	✓		
	Revision de los topes, su desplazamiento y plegado sin dificultad	✓		
	El material de fabricacion y las piezas no se encuentran deformes, dilatadas, pandeadas o distorcionadas.	✓		
Cinta métrica	Escala de medición legible y con división de escala de 1 mm y Verificacion secuencia de medicion.	✓		
	Instrumento sin daño físico o ruptura que dificulte la correcta medición.	✓		
	El material de fabricacion y las piezas no se encuentran deformes, dilatadas, pandeadas o distorcionadas.	✓		
	Si la cinta metrica es de fibra de vidrio verificar la enlongacion que puede presentar	✓		
	se encuentra protegida en estuche o caja	✓		

Revisado por: Cristina Ochoa M N-S.

INSPECCIÓN DE EQUIPOS SERVICIO DE ALIMENTOS

FECHA: Marzo 24 /2026		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Equipo	**Condiciones optimas**	✓		
Refrigeracion N6 Si algun parametro no se cumple, en observaciones poner cual equipo	Cierre correcto de la puerta.	✓		
	Funcionamiento del termómetro de la nevera (en caso que lo tenga).	✓		
	Sonidos de los motores.	✓		
	Empaques o cauchos de la puerta en buen estado.	✓		
	Respuesta adecuada a las mediciones sugeridas.	✓		
	Fugas de agua.	✓		No hay

Revisado por: Carolina Ochoa V-S

FECHA:		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Equipo	**Condiciones optimas**	✓		
Refrigeracion N 5 Si algun parametro no se cumple, en observaciones poner cual equipo	Cierre correcto de la puerta.	✓		
	Sonidos de los motores.	✓		
	Sonidos de los motores.	✓		
	Funcionamiento del termómetro de la nevera (en caso que lo tenga).	✓		
	Empaques o cauchos de la puerta en buen estado.	✓		
	Respuesta adecuada a las mediciones sugeridas.	✓		
	Fugas de agua.	✓		Ninguna.

Revisado por: Carolina Ochoa V-S.

FECHA:		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Equipo	**Condiciones optimas**	✓		
Refrigeracion N 7 Si algun parametro no se cumple, en observaciones poner cual equipo	Cierre correcto de la puerta.	✓		
	Sonidos de los motores.	✓		
	Sonidos de los motores.	✓		
	Funcionamiento del termómetro de la nevera (en caso que lo tenga).	✓		
	Empaques o cauchos de la puerta en buen estado.	✓		
	Respuesta adecuada a las mediciones sugeridas.	✓		
	Fugas de agua.	✓		No se encuentra.

Revisado por: Carolina Ochoa V-S.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN DE EQUIPOS SERVICIO DE ALIMENTOS

FECHA: 4 DIC 24 / 2026		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Equipo	Condiciones optimas	✓		
refrigeracion N 8 Si algun parametro no se cumple, en observaciones poner cual equipo	Cierre correcto de la puerta.	✓		
	Funcionamiento del termómetro de la nevera (en caso que lo tenga).	✓		
	Sonidos de los motores.	✓		
	Empaques o cauchos de la puerta en buen estado.	✓		
	Respuesta adecuada a las mediciones sugeridas.	✓		
	Fugas de agua.	✓		Limpia.

Revisado por: Carolina Ochoa V-S.

Scanned with CamScanner