BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CATALOGO BD: 442022	TITULO: BD BACTEC™ Plus Anaerobic/F Culture Vials			
REGISTRO SANITARIO: PERU: NO REQUIERE RS ECUADOR: DM-0367-07-03 COLOMBIA: INVIMA 2016 RD-0000018 R1		PRESENTACION: CAJA X 50 FRASCOS		
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: 2-25 °C				

USO PREVISTO

El medio BD BACTEC Plus Anaerobic/F se utiliza en un procedimiento cualitativo para el cultivo anaerobio y la recuperación de microorganismos (bacterias) en la sangre y líquidos biológicos. Este medio se utiliza principalmente con los instrumentos BD BACTEC de la serie fluorescente.

RESUMEN Y EXPLICACIÓN

La muestra que se va a analizar se inocula en uno o más frascos que se introducen en el instrumento BD BACTEC FX de la serie fluorescente para su incubación y lectura periódica. Cada frasco contiene un sensor químico que puede detectar incrementos de CO2 producidos por el crecimiento de microorganismos. El instrumento controla el sensor cada 10 minutos para detectar un aumento de la fluorescencia que es proporcional a la cantidad de CO2 presente. Una lectura positiva indica la presencia de presuntos microorganismos viables dentro del frasco. La detección se limita a los microorganismos capaces de crecer en un tipo de medio determinado. Se ha comprobado que las resinas sirven para el tratamiento de las muestras de sangre tanto antes como después de su inoculación en el medio de cultivo. Las resinas se han incorporado a los medios de cultivo BD BACTEC para mejorar la recuperación de microorganismos sin necesidad de un procesamiento especial.

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO

Si existen microorganismos en la muestra inoculada en el frasco BD BACTEC, se producirá CO2 cuando los microorganismos metabolizan los sustratos presentes en el vial. Los aumentos de fluorescencia del sensor del vial ocasionados por la mayor cantidad de CO2 se monitorizan por el instrumento BD BACTEC de la serie fluorescente. El análisis de la tasa y la cantidad del aumento de CO2 permite al instrumento BD BACTEC de la serie fluorescente determinar si el vial es positivo, es decir, que la muestra contiene microorganismos viables

REACTIVOS

Antes del procesamiento, los frascos de cultivo BD BACTEC contienen los siguientes ingredientes reactivos:

LISTA DE INGREDIENTES

AGUA TRATADA	30 ML
	p/v
Caldo digerido de soja- caseina	3,0%
Extracto de levadura	0,4%
Digerido de tejido animal	0,05%
Aminoácidos	0,25%
Azúcar	0,25%
Citrato sódico	0,02%
Polietilensulfonato de sodio (SPS)	0,05%
Vitaminas	0,0006%
Antioxidantes/ reductores	0,16%
Resina adsorbente no iónica	13,4%
Resina de intercambio catiónico	0,9%

Los medios anaerobios se prerreducen y se dispensan con CO_2 y NO_2.

ALMACENAMIENTO

Los frascos BD BACTEC se suministran listos para usar y no requieren reconstitución ni dilución. Almacenar en un lugar fresco y seco (2–25 °C) protegido de la luz directa.

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

Contaminación Se deben extremar las precauciones para evitar contaminar la muestra durante la obtención e inoculación en el frasco BD BACTEC. Una muestra contaminada dará una lectura positiva pero no indicará una muestra clínicamente relevante. El usuario debe tomar tal determinación teniendo en cuenta factores tales como el tipo de organismo aislado, la presencia del mismo organismo en varios cultivos, la historia clínica del paciente, etc.

Aislamiento de organismos sensibles a PSS a partir de muestras sanguíneas Dado que la sangre puede neutralizar la toxicidad de PSS hacia microorganismos sensibles al mismo (como Peptostreptococcus anaerobius), la presencia del máximo volumen posible de sangre (es decir, hasta 10 mL) puede contribuir a optimizar el aislamiento de dichos microorganismos. Con el fin de mejorar el crecimiento de microorganismos sensibles a PSS

en los casos en que se inocula menos de 8 mL, se puede añadir más sangre humana completa.

Organismos no viables Un frotis con tinción Gram procedente de un medio de cultivo puede contener pequeñas cantidades de microorganismos no viables procedentes de componentes del medio, reactivos de tinción, aceite de inmersión, portaobjetos de vidrio y muestras utilizadas para la inoculación. Además, la muestra del paciente puede contener microorganismos que no crecen en el medio de cultivo o en los medios utilizados para el subcultivo. Este tipo de muestras deben subcultivarse en medios apropiados como se precise.

Actividad antimicrobiana La neutralización de la actividad antimicrobiana por resinas varía en función de la dosis y el momento en que se realiza la extracción de la muestra. Si procede, se considerará el empleo de aditivos complementarios, como por ejemplo la incorporación de penicilinasa si se trata de terapia con β-lactámicos.

Aislamiento de Streptococcus pneumoniae. En medios aerobios, S. pneumoniae será positivo, tanto visualmente y como por lo registrado por el instrumento, pero en algunos casos no se observarán microorganismos en subcultivos con tinción Gram o recuperados en subcultivos de rutina. Si se ha inoculado también un frasco anaerobio, el microorganismo puede recuperarse normalmente mediante la realización de un subcultivo aerobio del frasco anaerobio, debido a que se sabe que este microorganismo crece bien en condiciones anaerobias.



Distribuido en Colombia por:
Becton Dickinson de Colombia Ltda
Calle 97 # 23-1 A 23-99 Ed. Torre Proksol piso 9
Bogotá D.C. Colombia