Ficha Técnica

AND-FIC-GCR-050 V.01

23/ago/2023

ESTEEM™+ Durahesive Plus®

Bolsas de Ostomía de Una Pieza

DESCRIPCIÓN

Las bolsas Esteem + durahesive Plus son dispositivos de ostomía de una pieza, que consisten en una bolsa colectora y una placa adhesiva hidrocoloide reforzada por un borde adhesivo acrílico.
Las bolsas de recolección almacenan los efluentes de las estomas y la placa adhesiva
- fija a la bolsa de recolección - entra en contacto directo con el estoma, la piel periostomal protegiéndola del contacto con los efluentes, adicionalmente cuentan con una pantalla protectora (panel de confort) unida a la superficie de las bolsas, lo que permite que la piel respire y aumenta la comodidad.



Componentes

- **Bolsas colectoras:** Película de cloruro de polivinilideno (PVDC) y acetato de vinilo etileno (EVA), tienen un filtro compuesto de carbón activado y membrana laminada incrustada en la parte superior anterior de la bolsa, está protegida del contacto directo con el efluente a través de una película de polietileno.
- **Panel de confort:** Pantalla protectora de polietileno (PE) y tereftalato de polietileno
- (PET).
- **Cierre invisible:** Sistema de cierre compuesto por dos tiras de plástico blanco de poliestireno y dos tiras de plástico de propileno (cierre de enclavamiento).
- Placas adhesivas Durahesive Plus: Compuestas de pectina, carboximetilcelulosa de sodio (hidrocoloides absorbentes y protectores de la piel), caucho de etileno- polipropileno, resina de hidrocarburo alifático, polímero SIS, tetrakis (metileno [3,5-di- terc-butil-4- hidroxihidrocinamato]) metano, vaselina y celulosa en polvo.
- La superficie está laminada con una película delgada de polietileno transparente y el lado adhesivo está protegido por un protector de poliéster y silicona con una guía de corte impresa. Para mayor soporte, un borde adhesivo de polietileno no tejido adhesivo acrílico rodea la placa.

Características

- Protección de la piel: Las sustancias hidrocoloides absorben la humedad y tienen la capacidad de regenerar la piel irritada.
- Múltiples medidas: Recortables y adaptables a diferentes tamaños y formas de estomas.
- Bolsa resistente a las fugas: Segura y cómoda para el paciente.
- Opción de bolsa transparente: permite la visualización del estoma y del drenaje.
- Filtro de carbón activado: Minimiza los olores y gases, reduciendo la hinchazón de la bolsa.
- Cierre sin clip: El sistema Invisiclose garantiza un drenaje más fácil y más discreto para el paciente.

Uso previsto

- Para el manejo de las descargas del estoma en pacientes con ostomías

Instrucciones de uso

Se recomienda consultar el instructivo de uso del sistema que es suministrado al interior del empaque, antes de la aplicación del mismo.

- **Preparación de la piel:** Limpie la piel alrededor de su estoma con agua y un paño suave. La piel debe estar seca. No utilice productos a base de aceite, ya que pueden interferir con la adhesión de la placa protectora de la piel adhesiva.
- **Preparación de la bolsa:** Asegúrese del tamaño del estoma, dibuje la forma del estoma en la guía de corte impresa en el protector de la placa adhesiva.
  Corte la placa adhesiva exactamente en el exterior del dibujo, teniendo cuidado de no cortar el plástico de la bolsa. No corte más allá de la última línea.
  Alise la abertura del corte con los dedos.

Notas:
El anillo adhesivo puede causar irritación en la piel de quienes usan pañales. Si se produce irritación, retire el anillo de barrera de la piel.
Proteger el estoma contra traumatismos o lesiones.

ESTEEM™+ Durahesive Plus®

Bolsas de Ostomía de Una Pieza

Instrucciones de uso

- **Colocación de la bolsa:**
  Separe las películas de la bolsa para permitir que entre aire. Retire el protector de la placa adhesiva.
  Centre la abertura de la placa adhesiva sobre el estoma.
  Aplique la placa adhesiva a la piel alrededor del estoma durante 30 segundos.
  Retire el papel protector restante del borde adhesivo.
  Alise la placa y el borde adhesivo para eliminar los pliegues. Úselo mientras el producto sea cómodo y seguro. El tiempo de uso puede variar.

- **Cierre del intercambio:**
  Dobla el broche de la tira blanca al final hasta que los broches de enclavamiento se superpongan. Presione los pestillos de enclavamiento completamente hasta que sienta que se han cerrado. Si lo desea, ponga el bolsillo boca abajo para ocultar la cremallera o envuelva la solapa alrededor de la parte posterior de la bolsa.

- **Vaciar la bolsa:**
  Abra la cremallera de la bolsa tirando de ambos extremos de las correas con los dedos; escurrir la bolsa.

- **Información sobre bolsas con filtros:**
  Cubra el filtro con el adhesivo proporcionado al bañarse, nadar, etc. Elimínelo una vez que finalice la actividad.

- **Retirar la bolsa:**
  Comenzando en la parte superior, presione ligeramente la piel periostomal con una mano y tire con cuidado del borde de la placa adhesiva con la otra mano, hasta que la bolsa se retire por completo.

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	**Colombia:** 2015DM-0013357 **Ecuador:** 2117-DME-0816 **Perú:** DM8639E	5 años	Almacenar a temperatura ambiente (10°C – 25°C / 50°F – 77°F). Mantener en lugar seco.

Empaque Primario
Material de empaque: Bolsa de polietileno**

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Alto]	Peso (g)
416975	ESTM+ PCHDRNX-WEARWFININVISITAN 64MM10US	00768455189038	15 x 23	45
416976	ESTM+ PCHDRNX-WEARWFININVISICLR 64MM10US	00768455189045		

- **Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.**

** **Empaque primario aplica únicamente para Colombia**

Empaque Secundario
Material de empaque: Caja plegadiza de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
416975	ESTM+ PCHDRNX-WEARWFININVISITAN 64MM10US	00768455115334	29,6 x 16,5 x 4,7	380	10
416976	ESTM+ PCHDRNX-WEARWFININVISICLR 64MM10US	00768455115358			

ESTEEM™+ Durahesive Plus®

Bolsas de Ostomía de Una Pieza

Empaque Terciario
Material de empaque: Caja corrugada de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
416975	ESTM+ PCHDRNX-WEARWFININVISITAN 64MM10US	10768455115331	14 x 34,9 x 23,4	5,3	14
416976	ESTM+ PCHDRNX-WEARWFININVISICLR 64MM10US	10768455115355			

Fabricantes:
ConvaTec Limited - Reino Unido
Convatec Dominican Republic – República Dominicana

*Consultar registro sanitario de cada país

Importadores:
CONVATEC COLOMBIA LTDA
CONVATEC ECUADOR S.A.
CONVATEC PERÚ S.A.C.

ConvaTec Limited
First avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

www.convatec.com

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.
Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.
Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.
Material exclusivo para profesionales de la salud.
FUENTE: Datafile Convatec