

Ficha Técnica: Guantes de nitrilo sin talco DESCARPACK

Descripción

Los guantes de Nitrilo sin Talco Descarpack fueron especialmente desarrollados para la protección de profesional de la salud en procedimientos no quirúrgicos así como para profesionales del sector de alimentos, estética, frigoríficos, trabajos domésticos, industriales, limpieza, tratamiento de animales entre otros

Indicaciones, finalidad de uso o usos permitidos del producto

- Guantes de nitrilo elaborado con caucho de Butadieno – Caucho sintético
- Libre de látex
- Sin Talco
- Disponibles en Color Azul
- Tallas S, M y L
- Uso único e individual

Los guantes de Nitrilo Descarpack son fabricados bajo cumplimento de las legislaciones internacionales actualmente vigentes siendo ellas ISO 13485:2003 – Dispositivo Médico – Sistema de Gestión de calidad– Requisitos para fines de regulación; Pruebas de nivel de calidad de acuerdo a las Normas Internacionales Vigentes: ISO 11193-1 – GuantesTipo 2 (sintéticas).
A su vez cumplen con las normativas colombianas de Registro sanitario según resolución INVIMA 2016015060 y certificación de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento (CCA) dispositivos médicos según Decreto 4725 de 2005 y Resolución 4002 de 2007.

Descarpack Descartables de Colombia S.A.S.
Autopista Medellín Km 3,5 vía Siberia Cota, Costado norte,
Parque Industrial Ciem Oikos Bodega 45 de Cota, Cundinamarca
Telf. +57 (1) 508-7739 Mail: gerencia.op@descarpack.com.co

Especificaciones técnicas

Tamaño	Código del producto	Cantidad por caja	Cantidad por Caja Master
S	0433201	100 unidades	2.000 unidades (20 x 100)
M	0433301	100 unidades	2.000 unidades (20 x 100)
L	0433401	100 unidades	2.000 unidades (20 x 100)

Tamaño	Largo de la palma de la mano en mm	Longitud mínima en mm	Grosor mínimo del dedo y la palma de la mano en mm
S	80 ± 10	220	0,08
M	95 ± 10	230	0,08
L	110 ± 10	230	0,08

AQL: 4.0

Nivel de riesgo tipo I

Formas de presentación del producto

Embalaje externo: Cartucho de cartón cartulina “dispenser box” con 100 guantes

Embalaje de Transporte: Caja Master de cartón corrugado con 20 cajas de 100 unidades.

Vida útil

Los guantes de Nitrilo sin talco Descarpack tienen una vida útil de 3 años desde la fecha de fabricación siguiendo las condiciones de almacenamiento.

Cuidados de almacenamiento y Transporte

Los guantes de nitrilo sin talco Descarpack deben ser almacenados en ambientes secos, sin exposición directa al sol o la lluvia, entre temperaturas de 4 a 40° C.O. El almacenamiento debe permitir la libre circulación de personas y equipos obedeciendo al apilamiento máximo permitido de 11 cajas Master.

Los mismos cuidados deben ser aplicados en el transporte para garantizar que el producto llegue a su destino en perfectas condiciones.

La vigencia del producto está garantizada dentro del plazo establecido en el rótulo del embalaje del mismo siempre y cuando se conserven bajo las condiciones de almacenamiento y transporte.

Registro sanitario: INVIMA 2016 DM-0014615
Tipo de Registro: Importar y vender
Vigente hasta: Abril 2026

Códigos de Barras

Produto	Código de barras
Guante de Nitrilo sin talco Talla S	7898283814581
Guante de Nitrilo sin talco Talla M	7898283814598
Guante de Nitrilo sin talco Talla L	7898283814604

Instrucciones de uso

- Coloque los guantes retirando el aire de las puntas de los dedos
- Utilice los guantes del tamaño adecuado para sus manos
- Retírelos enseguida al terminar el procedimiento
- Retire los guantes dejándolos por el reverso
- Desechar después de utilizado en recipientes para residuos peligrosos biológico-infecciosos.

Precauciones, restricciones, advertencias y cuidados especiales

Generales:

- Libre de látex
- Guantes para procedimientos no quirúrgicos
- No estéril
- Prohibido reutilizar
- Deben ser descartados en un lugar apropiado después de su uso
- Antes de usar lea las instrucciones de uso

Advertencia: En caso de presentar alergias o irritaciones, suspenda su uso y consulte al médico

Método para desechar los guantes de Nitrilo sin talco Descarpack

Norma Técnica de Manejo de Resíduos Sólidos Hospitalários - GTC 24
Desechar después de utilizado en recipientes para residuos peligrosos biológico-infecciosos.

Producto de un solo uso, no reutilizar

Descarpack Descartables de Colombia S.A.S.
Autopista Medellín Km 3,5 vía Siberia Cota, Costado norte,
Parque Industrial Ciem Oikos Bodega 45 de Cota, Cundinamarca
Telf. +57 (1) 508-7739 Mail: gerencia.op@descarpack.com.co