ROCLAU
REHABILITANDO CON CALIDAD

ÓRTESIS LINEA RÍGIDA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES

ÓRTESIS CORRECTOR DE JUANETE NOCTURNO NEOPRENO



PAR ○
DERECHO ○
IZQUIERDO ○
UNIVERSAL ○

REGISTRO SANITARIO
INVIMA 2015DM-0014025
LOTE:

CARACTERÍSTICAS: Órtesis en neopreno con cierres de contacto de alto agarre que permiten el ajuste y la graduación para su mayor comodidad, con férula lateral para la alineación del primer dedo del pie. Izquierdo o derecho de acuerdo a la necesidad.

INDICACIONES DE USO: Soporte de la estructura anatómica, prevención, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia.
Diseñado anatómicamente para corregir el Hallux Valgus (Juanete) y evitar su formación en su primera etapa. Usar en la noche mientras descansa.

- Indicaciones de lavado: Para la mayor durabilidad de su dispositivo medico se recomienda: Lavar a mano con jabón suave y secar a la sombra, No lavadora. No planchar. No lavar en seco. No blanqueadores. No agua caliente.
- Contraindicaciones: Si presenta irritación (alergias) en la piel, el dolor persiste o se incrementa, o presenta inflamación o alguna anomalía suspenda su uso e inmediatamente consulte su médico.
- Composición: Neopreno, Velcro, Férulas.

Garantía de un mes por defecto de fabricación.

ROCLAU.COM

Fabricado por:
ROCLAU SAS
Barbosa Santander
Colombia
Vereda Santa Rosa
La Laguna Colorada
311 297 2182
313 404 6180
roclausas@gmail.com