

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No.

11280

FECHA: 24 / 11 / 20

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica las americanas

Contacto:

Teléfono:

Ciudad: Medellín

Contrato:

Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente

Marca: Canotusion

Modelo: Vela comprehensive

S/N: CAI 03179

Ubicación: Bodega

Placa: DBHAYVEN082

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento

☐ Demostración

☐ Calibración

☐ Diagnóstico

☐ Capacitación

☐ Instalación

☐ Correctivo

☐ Otro

☐ Cortesía

☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico

☐ Neumático

☐ Producto

☐ Software

☐ Otro

Cual:

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

- ☐ Periférico
- ☐ Reinstalaciones de Firmware
- ☐ Reinstalaciones de Software
- ☐ Reparación Completa
- ☐ Reparación Componentes
- ☐ Reparación Estándar
- ☐ Tarjeta Principal
- ☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

- ☐ Filtro Emisor/Exhalación
- ☐ Filtro de Solución Refrigerante
- ☐ Fuente
- ☐ Relevo
- ☐ Sonda de Bloqueo
- ☐ Sonda de Muestra
- ☐ Teclado
- ☐ Válvula de Una Vía
- ☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

- ☐ Amplificador
- ☐ Batería
- ☐ Cable
- ☐ Celda O2
- ☐ Compresor
- ☐ Consola
- ☐ CPU
- ☐ Cto. Paciente
- ☐ Cubierta

- ☐ Electrodo
- ☐ Filtro
- ☐ Flujo metro
- ☐ Fuente
- ☐ Impresora
- ☐ Indicador
- ☐ Instrumental
- ☐ Interfase
- ☐ Lámpara

- ☐ Manguera
- ☐ Manómetro
- ☐ Mezclador
- ☐ Módulo
- ☐ Motor
- ☐ Operativo
- ☐ Pantalla
- ☐ Pistón
- ☐ Potenciometro

- ☐ Reactivo
- ☐ Sensor
- ☐ Software
- ☐ Tarjeta
- ☐ Touchscreen
- ☐ Transductor
- ☐ Turbina
- ☐ Válvula
- ☐ Otro

PROBLEMA:

Lista programada de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS:

Se realizó mantenimiento preventivo, se verificó estado físico y de funcionamiento general, se verifican parámetros: Vm, VT, PEEP, frecuencia, A/P, relación I:E. y FiO2, se realizó prueba de fuga y calibración de celda de oxígeno, se verificó estado de batería, alarmas, membranas, luces, pantalla y reductor; se realizó limpieza general y de filtro.

OBSERVACIONES:

Equipo en correcto funcionamiento, el equipo se trasladó a nueva institución, se recomienda dejar cargando batería por 24 hrs antes de poner en funcionamiento.

CLIENTE

Nombre:

Cargo:

Firma:

Anderson FB
Biómedico

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 8:30 am

H. Salida: 4:00 am

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre:

Cargo:

Firma:

Karen Monroy C.
Ing. Soporte Técnico

Karen