

MB130 | Báscula Pediátrica Digital con Bandeja de Pesaje



Báscula modelo MB130 de DETECTO con dispositivo de medición digital de longitud DLM opcional



DLM

El dispositivo de medición digital de longitud DLM opcional de DETECTO se puede agregar a la báscula MB130 para proporcionar una estación de medición totalmente digital para pediatría.

BANDEJA DE PESAJE CON DISEÑO CONFORTABLE QUE ACUNA A LOS BEBÉS EN FORMA SEGURA



MB-CASE

Funda opcional para transporte, resistente al agua, con correa de hombro ajustable fabricada con nailon fuerte disponible para la báscula MB130 (modelo MB-CASE).

Los bebés se sienten cómodos y seguros en la bandeja de pesaje extra grande

- Capacidad 44 lb/ 20 kg y Precisión 0.01 lb / 5 g
- Portátil y liviana para uso médico móvil
- La función de ingesta de leche materna compara el peso del bebé antes y después de la alimentación.
- Cinta de medición análoga integrada
- Dispositivo de medición digital de longitud opcional disponible



PESAJE EXACTO NEONATAL Y PEDIÁTRICO

Función de ingesta de leche materna

La función BMIF (por sus siglas en inglés) compara el peso de un bebé antes y después de alimentarlo, y luego alterna la pantalla entre el peso actual del bebé y el cambio desde el primer peso, indicando la cantidad de consumo de leche del bebé.

La báscula digital pediátrica modelo MB130 de DETECTO cuenta con un LCD de fácil lectura de una pulgada de alto con lecturas en libras y kilogramos para medición neonatal y pediátrica. Se alimenta con una batería de 9 voltios (no incluida) o un adaptador de CA (incluido). **La función de apagado automático después de dos minutos ayuda a conservar la vida útil de la batería.**

Los prácticos botones HOLD (mantener) en la báscula (y también en la varilla de medición digital de longitud opcional) conservan las mediciones del bebé en el visor incluso después de retirarlo de la báscula, de modo que el paciente puede ser atendido primero, antes de registrar las mediciones.

La bandeja plástica, fácil de limpiar, es perfecta para entornos estériles y cuenta con espacio amplio de 22 pulgadas de ancho por 11 pulgadas de profundidad (56 cm de ancho por 29 cm de profundidad) para que los bebés se acuesten con comodidad. El material de la superficie es suave para la piel y fácil de desinfectar.

La práctica función Cero permite al usuario restar automáticamente el peso de una manta, un juguete o un pañal, de la medición del peso del bebé. Su peso de solo 5 lb hace que el modelo MB130 sea práctico y liviano para transportar a lugares diferentes. La funda de transporte opcional facilita la portabilidad y ofrece un almacenamiento seguro cuando no se usa.



Bandeja desmontable para pesar niños pequeños de pie



La multifuncionalidad es una característica clave de la báscula MB130 de DETECTO. La bandeja para el bebé se puede sacar rápidamente lo cual convierte a la báscula en una báscula para de bajo perfil para pesaje de niños pequeños en posición de pie y una capacidad de hasta 44 libras / 20 kilogramos.

Bascula pediátrica de Detecto MB130

Fácil de operar con bandeja grande y visor fácil de leer

Longitud digital

Precisión de medidas

Peso y medición en un solo paso



La varilla de medición digital de longitud DLM opcional de DETECTO se puede montar con facilidad a la báscula MB130 para proporcionar una estación de pesaje y medición de estatura totalmente digitales para pediatría. El DLM proporciona lecturas en pies/pulgadas, pulgadas y centímetros en un LCD de trazos claros de una pulgada de alto. El botón HOLD (mantener) conserva la medición para los casos de bebés activos.



El DLM ofrece velocidad y precisión digitales y cuenta con dos baterías AAA de 1.5 V que lo hacen totalmente portátil. Las almohadillas suaves y moldeadas son delicadas para el tacto del bebé y las mediciones varían de 13-3/4 pulgadas a 31-1/2 pulgadas / 35 cm– 80 cm con graduaciones de 1/16 pulgadas / 1 mm.



Funda para transporte, dispositivo de medición digital de longitud y carro para báscula de bebé opcionales también disponibles

Maletín de transporte (Opcional)



DETECTO ofrece una funda opcional para transporte diseñada para transportar la báscula pediátrica MB130 cómodamente. La MB-CASE cuenta con una construcción de nailon fuerte de alta calidad que resiste al agua y al polvo, que la hacen perfecta para entornos de atención médica móvil.

Carrito móvil de escala de bebé



El carro de la báscula pediátrica modelo RC33669WHT de DETECTO aloja de forma cómoda la báscula MB130 y la varilla de medición digital de longitud para una estación de medición pediátrica móvil en todo su establecimiento clínico.

El carro de acero con rueditas y acabado de pintura en polvo blanca cuenta con un asa de empuje y dos bloqueos de estacionamiento más un bloqueo de dirección para óptima seguridad del paciente. El estante superior está fabricado de plástico ABS moldeado y sostendrá de forma segura las cuatro patas de goma de la báscula MB130 sin deslizamientos, para estabilidad del paciente. Los cinco cajones ofrecen almacenamiento espacioso para los suministros de atención pediátrica (dos de 3 pulgadas de alto, dos de 6 pulgadas de alto y uno de 9 pulgadas de alto).

Mediciones pediátricas económicas y portátiles

Cuando se adapta con la varilla de medición DLM opcional, la báscula pediátrica MB130 se convierte en una estación de medición totalmente digital que ahorra tiempo para pesar y medir la estatura.



Dimensiones	Capacidad	0 a 22 lb x 0.01 lb / 22 a 44 lb x 0.02 lb / 0 a 10 kg x 5 g / 10 a 20 kg x 10 g
	Unidades de medición	lb / kg
	Teclas de función	ON/ZERO/OFF, HOLD, UNIT (encendido/cero/apagado, mantener, unidades)
	Tiempo de estabilización	1 a 2 segundos
	Temperatura de funcionamiento	40 °F - 105 °F / 5 °C - 40 °C
	Energía	1 batería de 9 V (no incluida) o adaptador de CA (incluido)
	Visor	LCD de 1 in / 25 mm de alto y 5 dígitos
	Cinta métrica	Hasta 21-9/16 in / 55 cm con incrementos de 1/16 in / 1 mm
	Solo la base de la báscula	12.2 in An x 12.6 in Pr x 1.3 in Al / 31 cm An x 32 cm Pr x 3.3 cm Al
	Báscula con bandeja	22 in An x 13.1 in Pr x 4 in Al / 55.9 cm An x 33.3 cm Pr x 10.2 cm Al
	Báscula con bandeja y DLM	24.6 in An (se expande a 34.4 in An) x 16 in Pr x 6.3 in Al / 62.5 cm An (se expande a 87.4 cm An) x 40.6 cm Pr x 16 cm Al
	Bandeja de pesaje	22 in An x 11.3 in Pr x 3.7 in Al / 55.9 cm An x 28.7 cm Pr x 9.4 cm Al
	Peso neto	5.4 lb / 2.4 kg
	Peso de envío	8 lb / 3.6 kg
	Código UPC	809161184402



Cuando compre una báscula MB130, tenga en cuenta agregando la bolsa MB-CASE opcional para el transporte de un lugar a otro o el carro de báscula pediátrica marca Rescue para movilidad con rueditas dentro de un establecimiento clínico.

DETECTO se reserva el derecho de mejorar, optimizar, o modificar las características y especificaciones sin previo aviso..

VENDIDO POR:

 **DETECTO®**
www.Detecto.com

203 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA
Ph: 417-673-4631 or 1-800-641-2008 Fax: 417-673-2153

AC ADAPTERS + PRINTERS



6800 SERIES | AC ADAPTER

Model	Scales	Voltage	In/Out	Shipping Weight	Price C 01
6800-1037	Adapter for 8440	0.03A	120V/9VDC	1 lb / .5 kg	\$73.75
6800-1044	Adapter for PS7 and PS11	0.03A	120V/15VDC	1 lb / .5 kg	\$66.75
6800-1046	Adapter for PS4	0.1A	120V/9VDC	1 lb / .5 kg	\$62.50

Model	Scales	Voltage	In / Out	Ship. Wt.	Price C 12
6800-1045	APEX, 6475, 68XX, IBFL500, 8432-CH, 8435, VET70, DR400-750, AP, APS, RP, EB, and 204 and 750 enabled scales	1.0A	100V-240V / 12VDC	1 lb / .5 kg	\$78.00



MV1PWR | AC ADAPTER

Model	Scales	Voltage	In / Out	Shipping Weight	Price C 04
MV1PWR	Medical-grade adapter for ICON, and MedVue-enabled scales	1.25A	100V-240V / 12VDC	1 lb / .5 kg	\$72.00



PD | AC ADAPTER

Model	Scales	Voltage	In / Out	Shipping Weight	Price P 04
PD-AC1	Adapter for solo® and ProDoc® scales	1.0A	100V-240V / 9VDC	1 lb / .5 kg	\$55.00
PD-UKPLUG	UK plug for PD-AC	1.0A	100V-240V / 9VDC	1 lb / .5 kg	\$8.00
PD-EUPLUG	Euro plug for PD-AC	1.0A	100V-240V / 9VDC	1 lb / .5 kg	\$5.00



P150 | PORTABLE TICKET PRINTER

- Long-Life Printing Head with High Reliability
- Easy Paper-Handling (Paper Drop-in Style)
- 3 LEDs to Indicate Battery Status

Model	Description	Power	Shipping Weight	Price B 06
P150	Portable ticket printer	Rechargeable Lithium-ion battery and AC adapter (included)	1 lb / .4 kg	\$994



P600 | MEDICAL SCALE PRINTER

- Label or Tape Printers
- Battery or AC Power Options
- Serial Connectivity to Detecto's 758C Indicator

Model	Description	Power	Shipping Weight	Price B 06
P600	Ticket printer	AC adapter (included) 6600-0413	5 lb / 2.2 kg	\$626



V0.1

CRG-100

Cargador rápido de baterías AA y AAA

AA / AAA battery charger

Manual de instrucciones
Instruction Manual

0914c

Antes de utilizar su nuevo producto Steren, lea este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento.

Before using your new Steren's product, please read this instruction manual to prevent any damage.

IMPORTANTE / IMPORTANT



La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Por favor, consulte nuestra página web (www.steren.com) para obtener la versión más reciente del instructivo.

The instructions of this manual are for reference about the product. There may be differences due to updates. Please check our website (www.steren.com) to obtain the latest version of the instruction manual.

PRECAUCIONES / CAUTIONS

- No use ni almacene este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua. Puede causar un mal funcionamiento o un choque eléctrico.
- No lo golpee ni lo deje caer, puede causar daños.
- Es normal que las baterías se calienten durante el proceso de carga, y se enfrien rápidamente a temperatura ambiente, una vez cargadas completamente.
- No utilizar ninguna extensión ya que puede causar un incendio, electrocución o daños personales.
- Desconecte el cargador antes de limpiar o cuando no vaya a ser utilizado.
- Do not use or store the equipment near wet places. May cause malfunction or shock hazard.
- Do not drop or hit the equipment, may cause damages.
- It is normal for batteries to become hot during charging and they will gradually cool down to room temperature after fully charged.
- Never use an extension cord, otherwise may lead to a risk of fire, electric shock or personal injury.
- Unplug the charger from the outlet before attempting cleaning or when is not in use.
- Clean only with a soft, dry cloth.

CARACTERÍSTICAS / HIGHLIGHTS

El cargador rápido de baterías de níquel cadmio y níquel metal tiene circuito de protección para sobrecarga de baterías y puede cargar una sola batería en 1 hora (de 1300 mAh), se pueden cargar hasta 4 baterías tipo AA o AAA, de manera independiente, tiene clavija abatible y LEDs indicadores de estado que se apagan cuando la batería está cargada.

Incluye 4 baterías de NiMH con capacidad de 1300 mAh.

The NiCd / NiMH faster battery charger has a circuit to protect from overloads, you can charge from one single battery (1300 mAh) in one hour, up to four AA or AAA batteries, independently. It features foldable plug and indicator LEDs that will turn off after a full charge.

The package includes four 1300 mAh NiMH batteries.

INSTRUCCIONES / INSTRUCTIONS

1. Coloque de 1 a 4 baterías de NiMH en los contactos correspondientes.

Ponga atención a la polaridad.



1. Place 1 or 4 batteries in the charging slots.

Pay attention to polarity.

2. Conecte el cargador de baterías a un contacto casero.

3. Una vez completada la carga de las baterías, desenchufe el cargador de la toma de corriente y remueva las baterías.



2. Plug the charger into an AC household outlet.

3. Unplug the charger from the AC outlet and remove the batteries when they are fully charged.

Para conocer el tiempo de carga de las baterías, consulte la tabla de referencia.

Los LEDs indicadores se apagan cuando las baterías están completamente cargadas.

Cuando un LED parpadee, cambie la batería a otro puerto de carga. Si continúa parpadeando significa que la batería está dañada.



Please refer to the charging time chart to ensure the batteries are fully charged.

The LED light will turn off when charging is complete.

If a LED blinks, change the battery to another charging bay. If the LED continues blinking, the battery is damaged.

TIEMPO DE CARGA / CHARGING TIME

TIPO DE BATERÍA Battery type	TAMAÑO Size	BATERÍA Battery	TIEMPO DE CARGA Charging time
NiMH	AA	1300 mAh	1x1hr, 2x1hr, 3, 4x3hrs.
		2100 mAh	1x1hr, 2x2hr, 3, 4x5hrs.
	AAA	600 mAh	1x1hr, 2x1hr, 3, 4x3hrs.
		850 mAh	1x1hr, 2x2hr, 3, 4x4hrs.
NiCd	AA	700 mAh	1x1hr, 2x2hr, 3, 4x2hrs.
	AAA	300 mAh	1x1hr, 2x1hr, 3, 4x2hrs.

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Alimentación: 100-240 V~ 50-60 Hz 150 mA
Salida: 1.2 V ~ 1800 mA
Para AA (4x1.2 V ~ 450 mA/3x1.2 V ~ 450 mA/2x1.2 V ~ 900 mA/1x1.2 V ~ 1800 mA)
Para AAA (4x1.2 V ~ 225 mA/3x1.2 V ~ 225 mA/2x1.2 V ~ 450 mA/1x1.2 V ~ 900 mA)
Baterías: 1.2 V 1300 mAh
Temperatura de carga: 0 - 60 °C
Temperatura de la batería en almacenamiento de -20° a 35 °C
Consumo nominal: 5.76 kWh/mes
Consumo en espera: 7 kWh/año

Input: 100-240 V~ 50-60 Hz 150 mA
Output: 1.2 V ~ 1800 mA
For AA (4x1.2 V ~ 450 mA/3x1.2 V ~ 450 mA/2x1.2 V ~ 900 mA/1x1.2 V ~ 1800 mA)
For AAA (4x1.2 V ~ 225 mA/3x1.2 V ~ 225 mA/2x1.2 V ~ 450 mA/1x1.2 V ~ 900 mA)
Batteries: 1.2 V 1300 mAh
Charging temperature: 0 - 60 °C
Storing battery temperature: -20° - 35 °C
Nominal consumption: 5.76 kWh/month
Stand-by power consumption: 7 kWh/year

⚠ El diseño del producto y las especificaciones pueden variar sin previo aviso.
Product design and specifications are subject to change without notice.



Producto: Cargador rápido de baterías AA y AAA
Modelo: CRG-100
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transporte serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extravía, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Producto _____
Marca _____
Modelo _____
Número de serie _____
Fecha de entrega _____

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.



Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Camarones 112, Obrero Popular, 02840, Del. Azcapotzalco, México, D.F.
RFC: EST850628-K51
STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez No. 3406 Int. 2, 3 y 4, San Salvador Xochimilca, Del. Azcapotzalco, México, D.F. 02870, RFC: SPE941215H43
ELECTRÓNICA STEREN DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
Rep. del Salvador 20 A y B, Centro, 06000, Del. Cuauhtémoc, México, D.F.
RFC: ESC9610259N4
ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A.
López Cotilla No. 51, Centro, 44100, Guadalajara, Jal. RFC: ESG810511HT6
ELECTRÓNICA STEREN DE MONTERREY, S.A.
Colón 130 Pte. Centro, 64000, Monterrey, N.L. RFC: ESM830202MF8
ELECTRÓNICA STEREN DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
Calle 2a, Juárez 7636, Centro, 22000, Tijuana, B.C.N. RFC: EST980909NU5



Product: AA / AAA battery charger
Part number: CRG-100
Brand: Steren

WARRANTY

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer _____ Address _____
Product _____ Brand _____
Serial number _____ Date of delivery _____

In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer. If you are in Mexico, please call to our Call Center.

01 800 500 9000