

FT-DI-050/57

FICHA TÉCNICA CEPILLOS DENTALES						
DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO CEPILLO DENTAL ADULTO BICOMPONENTE COOL			REFERENCIA INTERNA 7920-04PO			
Cepillo dental para adulto, con cinco hileras de cerdas de nylon de consistencia suave y punta redondeada. La longitud o altura de las cerdas oscila entre 11 mm y 13 mm. Cabeza en forma ovalada , mango ergonómico bicomponente.						
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS						
CATEGORÍA A (Adulto)						
CEPILLO			ESCOBILLA			
Dimensiones del cepillo ± 1 mm			* Textura: Mediana			
Alto (mm.)	Ancho (mm.)	Largo (mm.)				
16,40	15	188	* Material Nylon			
Longitud de cabeza (mm.)		30	* Hileras: 4			
Ancho de cabeza (mm)		13	* N° Haces de filamentos por escobilla : Mínimo 500			
Longitud del mango (mm)		122	* Diámetro: Color: Calibre 8 Blanco: Calibre 8			
Espesor de cabeza (mm.)		5	* Altura del filamento (mm): hMax: 13 hMin: 11 Variación del perfil (mm): 2			
Forma de cabeza		Plana	Color Filamentos: Penacho del mismo color del santoprene. Blanco las demás cerdas			
N° de orificios		42	Corte Filamentos: Recto. Puntas redondeadas y pulidas.			
COMPONENTES Biocompatible			VENTAJAS			
Materiales			Nombre asignado Cepillo Adulto Cool			
Mango	Cuello	Cabeza	Marca Coldent			
Polipropileno y caucho	polipropileno	polipropileno	Código de barras 7707225570334			
Proceso de fabricación: (ver Diagrama de flujo DGF-GC-01) Inyección/Encerdado/Estampado/Emblistado			Estampado (color - logotipo) Coldent Tinta: Plateada			
			Protector Filamentos N/A			
Registro Sanitario Invima		2017DM-0017142	Etiqueta promocional N/A			
Colores disponibles PIGMENTOS, considerado no tóxico						
Color polipropileno			Color Santoprene			
Blanco			Morado	Rojo	Verde	Fucsia
			Azul	Naranja		

PACKAGING					
		Materiales	Unidades	Dimensiones ANxALxL (mm) ± 1	Peso aprox. (gramos) ± 1
Cepillo	A Granel	Ver características físicas del producto	1	Ver características físicas del producto	17,8
Empaque individual	Sistema Blíster	Cartón: cartulina Maule calibre 14 (Proveedor SERPRINT IMPRESORES / HERPIN / GRAFETTA / ARTE LITOGRAFICO, ver anexos) Número de tintas: Tiro: 4 tintas Retiro: 1 tinta Burbuja: Lámina de PVC/PET calibre entre 8 y 10 (Proveedor VINIPACK)	1	40x233x25	20,55
Pack	Bolsa plástica	Polietileno (proveedor PLÁSTICOS SALTER LTDA., ver anexos)	12	Cod. 122 215x329x43	253,62
Embalaje	Caja cartón	Cartón corrugado (Proveedor EMPACOR / LACORPACK / CARTONES AMERICA, ver anexos)	36	Cod. 125-1 206x180x309	952,86

Condiciones de almacenamiento	Vida Útil Sugerido
Lugar seco, alejado de luz directa del sol, apilar máximo 8 cajas.	Almacenado: 5 años En uso: 3 meses

Uso

Para limpiar las superficies externas de los dientes, coloque el cepillo en un ángulo de 45 grados apoyándolo en la unión de encía y diente. Mueva con suavidad el cepillo varias veces mediante pequeños movimientos circulares y/o laterales. Aplique ligera presión para que los filamentos penetren entre diente y diente, pero no use presión excesiva y que le haga sentir molestias. Después de cepillar las superficies externas de todos sus dientes, haga lo mismo con la cara interna de los dientes posteriores. Para limpiar las superficies internas de los dientes anteriores, tanto superiores como inferiores, coloque el cepillo en posición vertical. Realice movimientos adelante y atrás sobre cada diente y la encía que lo rodea. Para limpiar las superficies de

Beneficios

Cabeza ovalada para un fácil acceso a los molares, mango liviano y cerdas suaves que protegen sus encías. El empleo frecuente y correcto del cepillo dental previene la generación de placa bacteriana causante de caries y la consecuente pérdida de los dientes.

Recomendaciones

Cepille sus dientes después de cada comida. El empleo frecuente y correcto del cepillo dental previene la generación de placa bacteriana causante de caries y la consecuente pérdida de los dientes. Reemplace este cepillo cada tres meses y visite regularmente a su odontólogo.

Métodos de ensayo de acuerdo a la norma NTC 1921

Los materiales de los cepillos cumplen con la norma NTC 1921: Numeral (3.1) Requisitos generales, numeral (5.7) Ensayo de corrosión.

* Numeral 5.1 NTC 1921 Altura de los filamentos (método A), en donde A= variación del perfil en mm, L1= longitud del filamento mas largo, L2= longitud del filamento mas corto.

* Numeral 5.2 NTC 1921 Diámetro de los filamentos

* Numeral 5.4 NTC 1921 Determinación del grado de textura. (método A)

Según tabla numero 1: requisitos de los cepillos dentales: Categoría A, Textura Media: Altura: 8-14 mm.

Numeral 5.5 NTC 1921 Determinación de la fuerza de fijación del haz a la base: fijación a la base min. 15 NW

Numeral 5.6 NTC 1921 Perfil de los filamentos libres: Extremos de filamentos redondeados mínimo 50%

* Numeral 5.8 NTC 1921 Determinación del numero de filamentos.

De acuerdo a la resolución 16379 (18 junio 2003)

Clasificación CIU: 2221

Método de identificación de un lote: Se identifica por 12 dígitos. Los primeros dígitos corresponden al número de la orden de producción. Los seis siguientes dígitos corresponden a la fecha de fabricación "día, mes y año" y el último número corresponde al turno en que fue elaborado el producto.

Ejemplo del envase – y significado: 00000-000000-0, Se localiza en el retiro del empaque primario.

00251-020111-1, significa que es la orden de producción 251 y se fabricó el 2 de enero de 2011 en el primer turno.

Datos del Fabricante:

Carrera 17 N° 166 - 31, Bogotá - Colombia / Km 1 Vía Siberia-Cota Parque Industrial Los Robles 4, B.2, Cota
PBX. (571) 6790909 Pág. Web: www.placecol.co e-mail: ventas@placecol.co

REVISÓ: DIRECTOR DE DISEÑO

APROBÓ: DIRECTOR DE DISEÑO

FECHA
ACTUALIZACIÓN:
SEPTIEMBRE 2018