



**GERMAR GMG S.A.S.**

Equipos Médicos e Insumos  
[www.germarmedical.com](http://www.germarmedical.com)

Nit: 900.081.215-8

Electrocardiógrafos  
Ecocardiografos  
Desfibriladores  
Pruebas de Esfuerzo  
Holter ECG  
Monitores  
Mesa Tilt Test  
Papelería Médica

Espirómetro MIR  
Alcoholímetros  
Oxímetros  
Telemetría ECG  
Electroencefalógrafos  
Electromiografos  
Cables y Sensores  
Chupas y Clamps

FECHA

DÍA

03

MES

08

AÑO

2020

**REPORTE DE SERVICIO MANTENIMIENTO No. 6595**

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| ENTIDAD: <u>Fundación Salud</u> | UBICACIÓN: <u>Bogotá</u> |
| RESPONSABLE: <u>Inq. Vico</u>   | REPORTADO POR:           |

**SOLICITUD DE SERVICIO**

DIAGNOSTICO ☐

CONTRATO ☐

PREVENTIVO ☐

GARANTIA ☐

CORRECTIVO ☐

Mantenimiento preventivo

**DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:**

Equipo para mantenimiento

| EQUIPO                 | MARCA      | MODELO        | NUMERO DE SERIE | ID          | HORA |
|------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| <u>Grabador Holter</u> | <u>DMJ</u> | <u>300-3A</u> | <u>3A-14543</u> | <u>6464</u> |      |

**LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO**

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Verificaciones y pruebas de funcionamiento pre-mantenimiento:                                                                 | Prueba de impresión.                                                                                                                                                                                    | <u>NA</u>                           |
| Estado físico externo del equipo. <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> M | Verificación de componentes eléctricos                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).                                                     | Limpieza de los cables a paciente ECG.                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Transferencia de datos - Interface equipo medico Pc.                                                                          | Limpieza externa del equipo.                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toma de mediciones de presión arterial.                                                                                       | Lubricación de Tornillo sinfin para inclinación y rodamientos.                                                                                                                                          | <u>NA</u>                           |
| Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.                                                                      | Verificación de parámetros de simulador: MV <input checked="" type="checkbox"/> PPM <input checked="" type="checkbox"/> PA <input checked="" type="checkbox"/> SPO2 <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Prueba de teclado.                                                                                                            | Verificación de continuidad entre los terminales de los cables a paciente.                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pruebas de velocidad.                                                                                                         | Verificación de obstrucciones o fugas en el circuito neumático.                                                                                                                                         | <u>NA</u>                           |
| Pruebas de inclinación.                                                                                                       | Depuración de errores y/o fallas en el software.                                                                                                                                                        | <u>NA</u>                           |
| Prueba parada de emergencia.                                                                                                  | Pruebas de funcionamiento post-mantenimiento:                                                                                                                                                           |                                     |
| Estado físico interno del equipo.                                                                                             | Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Verificación de errores en el software.                                                                                       | Carga de información de paciente usando comunicación PC-Holter.                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Backup de la información.                                                                                                     | Muestreo de datos.                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sincronización de la base de datos.                                                                                           | Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Verificación de configuraciones del software.                                                                                 | Verificación modo prueba de PA <u>NA</u>                                                                                                                                                                | <u>NA</u>                           |
| Verificación de espacio suficiente en Disco Duro.                                                                             | Descarga de la información usando comunicación Holter-PC.                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Realización del mantenimiento del equipo:                                                                                     | Prueba de velocidad e inclinación.                                                                                                                                                                      | <u>NA</u>                           |
| Limpieza interna de la carcasa del equipo, contactos, tarjetas electrónicas                                                   | Verificación de sensor SpO2 y sensor de temperatura.                                                                                                                                                    | <u>NA</u>                           |
| Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación.                                                             | Comprobación de funcionamiento normal del Software.                                                                                                                                                     | <u>NA</u>                           |
|                                                                                                                               | Asignación de Adhesivo ST.                                                                                                                                                                              | No. <input type="text"/>            |

DESCRIPCIÓN: Se realiza reunion tecnica y funcional, limpieza interno y externo, verificación de componentes electrónicos y accesorios analisis funcional y prueba de funcionamiento con simulador de ECG a frecuencia de 60 bpm sin novedad  
Equipo Operativo

**SOPORTE TECNICO**

**GERMAR GMG S.A.S.**

NIT. 900.081.215-8

Cayul Rivas

FIRMA CLIENTE

PRUEBA DE DOSIMETRÍA

SI ☐

NO ☐

Bogotá, Diagonal 115A #70B-17 - PBX 6135499-CEL:3102117586

[germarmedical@gmail.com](mailto:germarmedical@gmail.com)