



GERMAR GMG S.A.S.
Equipos Médicos e Insumos
www.germarmedical.com

Nit: 900.081.215-8

Electrocardiógrafos
Ecocardiógrafos
Desfibriladores
Pruebas de Esfuerzo
Holter ECG
Monitores
Mesa Tilt Test
Papelería Médica

Espirómetro MIR
Alcoholímetros
Oxímetros
Telemetría ECG
Electroencefalógrafos
Electromiografos
Cables y Sensores
Chupas y Clamps

FECHA

DÍA

MES

AÑO

09

01

2020

REPORTE DE SERVICIO MANTENIMIENTO No. 5750

ENTIDAD: *Fundación Salud* UBICACIÓN: *Bogotá D.C.*
RESPONSABLE: *Ing Angelica Vaca* REPORTADO POR: *Ing Angelica Vaca*

SOLICITUD DE SERVICIO

DIAGNOSTICO

☐

CONTRATO

☐

PREVENTIVO

☒

GARANTIA

☐

CORRECTIVO

☐

Mantenimiento preventivo

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Mantenimiento preventivo

EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ID	HORA
<i>Holter Cardiac</i>	<i>DMS</i>	<i>300-3A</i>	<i>3A-14549</i>	<i>6470</i>	<i>/</i>

LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO

Verificaciones y pruebas de funcionamiento pre-mantenimiento:	Prueba de impresión.	<i>NA</i>
Estado físico externo del equipo. ☒ B ☒ R ☒ M	Verificación de componentes eléctricos	<i>/</i>
Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	Limpieza de los cables a paciente ECG.	<i>/</i>
Transferencia de datos -Interface equipo medico Pc.	Limpieza externa del equipo.	<i>/</i>
Toma de mediciones de presión arterial.	Lubricación de Tornillo sinfin para inclinación y rodamientos.	<i>NA</i>
Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	Verificación de parámetros de simulador: ☐ MV ☒ PPM ☐ PA ☐ J ☐ SPO2	<i>/</i>
Prueba de teclado.	Verificación de continuidad entre los terminales de los cables a paciente.	<i>/</i>
Pruebas de velocidad.	Verificación de obstrucciones o fugas en el circuito neumático.	<i>NA</i>
Pruebas de inclinación.	Depuración de errores y/o fallas en el software.	<i>NA</i>
Prueba parada de emergencia.	Pruebas de funcionamiento post-mantenimiento:	
Estado físico interno del equipo.	Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	<i>/</i>
Verificación de errores en el software.	Carga de información de paciente usando comunicación PC-Holter.	<i>/</i>
Backup de la información.	Muestreo de datos.	<i>/</i>
Sincronización de la base de datos.	Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	<i>/</i>
Verificación de configuraciones del software.	Verificación modo prueba de PA	<i>NA</i>
Verificación de espacio suficiente en Disco Duro.	Descarga de la información usando comunicación Holter-PC.	<i>/</i>
Realización del mantenimiento del equipo:	Prueba de velocidad e inclinación.	<i>NA</i>
Limpieza interna de la carcasa del equipo, contactos, tarjetas electrónicas	Verificación de sensor SpO2 y sensor de temperatura.	<i>NA</i>
Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación.	Comprobación de funcionamiento normal del Software.	<i>NA</i>
	Asignación de Adhesivo ST.	<i>/</i>

No. *8094*

DESCRIPCIÓN:

Se efectúa revisión técnica y funcional, limpieza interna y externa, verificación de componentes electrónicos y accesorios, análisis funcional y pruebas con simulador de ECG a 60 lpm sin novedad. Equipo operativo

Arley Cubillos
FIRMA INGENIERO

FIRMA CLIENTE

PRUEBA DE DOSIMETRÍA

SI ☐

NO ☐

Bogotá, Diagonal 115A #70B-17 – PBX 6135499-CEL:3102117586

germarmedical@gmail.com