



GERMAR GMG S.A.S.

Equipos Médicos e Insumos

www.germarmedical.com

Nit: 900.081.215-8

Electrocardiógrafos
Ecocardiografos
Desfibriladores
Pruebas de Esfuerzo
Holter ECG
Monitores
Mesa Tilt Test
Papelería Médica

Espirómetro MIR
Alcoholímetros
Oxímetros
Telemetría ECG
Electroencefalógrafos
Electromiografos
Cables y Sensores
Chupas y Clamps

FECHA

DÍA

03

MES

08

AÑO

2020

REPORTE DE SERVICIO MANTENIMIENTO No. 6599

ENTIDAD:	Fundacion Salud	UBICACIÓN:	Bogotá
RESPONSABLE:	Ing. Uscá	REPORTADO POR:	

SOLICITUD DE SERVICIO

DIAGNOSTICO

☐ CONTRATO

☐ PREVENTIVO

☐ GARANTIA

☐ CORRECTIVO

☐

Mantenimiento preventivo

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Equipo para mantenimiento

EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ID	HORA
Grabador Holter	DMJ	3003A	3A-14555	6776	

LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO

Verificaciones y pruebas de funcionamiento pre-mantenimiento:	Prueba de impresión.	NA
Estado físico externo del equipo.	Verificación de componentes eléctricos	NA
Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	Limpieza de los cables a paciente ECG.	NA
Transferencia de datos - Interface equipo medico Pc.	Limpieza externa del equipo.	NA
Toma de mediciones de presión arterial.	Lubricación de Tornillo sinfin para inclinación y rodamientos.	NA
Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	Verificación de parámetros de simulador: MV PPM PA J SPO2	NA
Prueba de teclado.	Verificación de continuidad entre los terminales de los cables a paciente.	NA
Pruebas de velocidad.	Verificación de obstrucciones o fugas en el circuito neumático.	NA
Pruebas de inclinación.	Depuración de errores y/o fallas en el software.	NA
Prueba parada de emergencia.	Pruebas de funcionamiento post-mantenimiento:	
Estado físico interno del equipo.	Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	NA
Verificación de errores en el software.	Carga de información de paciente usando comunicación PC-Holter.	NA
Backup de la información.	Muestreo de datos.	NA
Sincronización de la base de datos.	Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	NA
Verificación de configuraciones del software.	Verificación modo prueba de PA	NA
Verificación de espacio suficiente en Disco Duro.	Descarga de la información usando comunicación Holter-PC.	NA
Realización del mantenimiento del equipo:	Prueba de velocidad e inclinación.	NA
Limpieza interna de la carcasa del equipo, contactos, tarjetas electrónicas	Verificación de sensor SpO2 y sensor de temperatura.	NA
Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación.	Comprobación de funcionamiento normal del Software.	NA
	Asignación de Adhesivo ST.	No.

DESCRIPCION: Se realiza revision tecnica y funcional, limpieza interna y externa, verificación de componentes electrónicos y accesorios, análisis funcional y pruebas de funcionamiento con simulador de ECG a frecuencia de 60 bpm sin novedad.

Equipo operativo
SOPORTE TECNICO

GERMAR GMG S.A.S.

NIT. 900.081.215-8

FIRMA CLIENTE

PRUEBA DE DOSIMETRÍA

SI ☐

NO ☐

Bogotá, Diagonal 115A #70B-17 - PBX 6135499-CEL:3102117586

germarmedical@gmail.com