

GERMAR GMG S.A.S.

Equipos Médicos e Insumos
www.germarmedical.com

Nit: 900.081.215-8

- Electrocardiogramas
- Ecocardiogramas
- Desfibriladores
- Pruebas de Esfuerzo
- Holter ECG
- Monitores
- Mesa Tilt Test
- Papelería Médica

- Espirómetro MIR
- Alcoholímetros
- Oxímetros
- Telemetría ECG
- Electroencefalógrafos
- Electromiógrafos
- Cables y Sensores
- Chupas y Ciamps

FECHA

DÍA

0.5

MES

11

AÑO

70

REPORTE DE SERVICIO MANTENIMIENTO No. **6887**

ENTIDAD: Fundación Salud	UBICACIÓN: Bogotá
RESPONSABLE:	REPORTADO POR:

SOLICITUD DE SERVICIO

DIAGNOSTICO	☐	CONTRATO	☐	PREVENTIVO	☒	GARANTIA	☐	CORRECTIVO	☐
-------------	--------------------------	----------	--------------------------	------------	-------------------------------------	----------	--------------------------	------------	--------------------------

Mantenimiento Preventivo

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Grabadora de ECG Para Mantenimiento Preventivo Segun cronograma.

EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ID	HORA
Grubbers Jc 506	Casoli Green	300-3A	34-14018	NA	NA

LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO

Verificaciones y pruebas de funcionamiento pre-mantenimiento:			Prueba de impresión.		
Estado físico externo del equipo.	B ☒	R ☐	M ☐	Verificación de componentes eléctricos	☒
Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).			☒	Limpieza de los cables a paciente ECG.	☒
Transferencia de datos - Interface equipo medico Pc .			☒	Limpieza externa del equipo.	☒
Toma de mediciones de presión arterial.			☒	Lubricación de Tornillo sinfin para inclinación y rodamientos.	☒
Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.			☒	Verificación de parámetros de simulador : ☒ MV ☒ PPM ☒ PA ☐ J ☐ SPD ²	☒
Prueba de teclado.			☒	Verificación de continuidad entre los terminales de los cables a paciente.	☒
Pruebas de velocidad.			☒	Verificación de obstrucciones o fugas en el circuito neumático.	☒
Pruebas de inclinación.			☒	Depuración de errores y/o fallas en el software.	☒
Prueba parada de emergencia.			☒	Pruebas de funcionamiento post-mantenimiento:	
Estado físico interno del equipo.			☒	Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	☒
Verificación de errores en el software.			☒	Carga de información de paciente usando comunicación PC-Holter.	☒
Backup de la información.			☒	Muestreo de datos.	☒
Sincronización de la base de datos.			☒	Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	☒
Verificación de configuraciones del software.			☒	Verificación modo prueba de PA _____	☒
Verificación de espacio suficiente en Disco Duro.			☒	Descarga de la información usando comunicación Holter-PC.	☒
Realización del mantenimiento del equipo:			☒	Prueba de velocidad e inclinación.	☒
Limpieza interna de la carcasa del equipo, contactos, tarjetas electrónicas				Verificación de sensor SpO2 y sensor de temperatura.	☒
Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación.			☒	Comprobación de funcionamiento normal del Software.	☒
			☒	Asignación de Adhesivo ST .	

No. 8582

DESCRIPCION:

DESCRIPCION: Se realiza revision tecnica y funcional, despiece del equipo, Verificacion de componentes electronicos, limpieza y ajuste de tarjetas, Se suena de nuevo y se prueba con simulador de ECG quedando en correcto funcionamiento.

Alvaro Pareda

FIRMA INGEGNERO

FIRMA CLIENTE

PRUEBA DE DOSIMETRÍA

SI ☐

NO ☐

Bogotá, Diagonal 115A #70B-17 – PBX 6135499-CEL:3102117586

germarmedical@gmail.com